

# LED radiometer

LED LIGHT CURING METER

PRÜFGERÄT FÜR DIE LICHTLEISTUNG VON LED - POLYMERISATIONSLAMPEN

FOTÔMETRO PARA LUZ DE LED

MEDIDOR DE INTENSIDAD DE LAMPARAS LED

APPAREIL DE MESURE D'INTENSITE LUMINEUSE POUR LAMPE LED

RADIOMETRO PER LAMPADE FOTOPOLIMERIZZATRICI LED

LED CURING LICHT METER

LED RADIOMETER

LED-VALOKOVETTAJEN TEHOMITTARI

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΦΩΤΟΣ LED

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA

FÉNY INTENZÍTÁSMÉRŐ LED LÁMPÁHOZ

LED LIGHT VALGUSTUGEVUSE MÕÕDIK

MERILNIK LED LUČI

GAISMAS EMISIJAS DIOŽU LAMPAS TESTERIS


DIODINĒS (LED) LEMPOS MATUOKLIS

LED POLYMERIZAČNÍ LAMPA S REGULOVANÝM SVĚTLEM

LED POLYMERIZAČNÁ LAMPA S REGULOVANÝM SVETLOM

LED 型光重合器用ライトメーター

LED 固化光検測計



SDI

# 用于准确检测您的 LED光固化机光强

您依靠您的LED光固化机的快速高光强固化，而固化不彻底是复合树脂修复失败的主要共同原因。

基于各种原因，LED光固化机可能会出现光强损失。就有必要偶尔准确测试光输出强度，来确保持续高性能，根据需要，解决光强疑问。

适用于各种LED光固化机  
SDI的LED固化光检测计可以用于检测所有LED固化光光强，设计用于测量400到525纳米波长的光密度，测量值从0到2000mW/cm<sup>2</sup>。

**快速和容易读取**  
SDI的LED固化光检测计可以自动感应开机，以醒目的大字符显示准确的数字读数，最高读数暂时保持便于纪录。

**轻便和简洁**  
重量仅124克/4.4oz.以人体工程学设计LED固化光检测计，可轻松从一房间移至另一房间，其体积小可放在任何牙科工作台上。

LED固化光检测计  
订货编号：5600028  
1X LED固化光检测计  
1X 9V 电池(已安装)



Made in Australia by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia 1 800 337 003  
USA & Canada 1 800 228 5166  
Brazil 0800 770 1735  
Germany 0800 100 5759  
France 00800 022 55 734  
United Kingdom 00800 022 55 734  
Spain 00800 022 55 734  
Ireland 01 886 9577  
Italy 800 780625  
Japan 0120 98 2770  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

