

# riva

## LEITFADEN FÜR GLASIONOMERE

# SDI



### riva self cure + riva self cure HV

**Selbsthärtender, den Zahn  
remineralisierender Glasionomer  
Füllungszement**

- Stärkster Ersatz für Dentin
- Hohe Fluoridabgabe
- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält weder BPA noch HEMA
- Auch für große Füllungen geeignet
- Keine Schrumpfung

**Spezielle Eigenschaften von Riva Self Cure HV**

- Einfaches Ausformen und Konturieren
- Klebt nicht

**Riva Self Cure ist  
vergleichbar mit:**

Fuji IX GP\* Fuji IX GP Extra\*  
Ketac Molar\*

**Riva Self Cure:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack

Farben: A1, A2, A3,  
A3.5, A4, B2 und B3  
Normalhärtend und Schnellhärtend

**Riva Self Cure HV:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Farben: A1, A2, A3, A3.5



### riva light cure + riva light cure HV

**Lichthärtender, kunststoffverstärkter  
Glasionomer Füllungszement**

- Langlebige Abriebbeständigkeit durch hohe Oberflächenhärte
- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA
- Hohe Fluoridabgabe
- Orangefarbene, lichtundurchlässige Spitze schützt vor frühzeitiger Aushärtung
- Fabelhafte Ästhetik
- Höchste Farbstabilität auch bei Tee oder Kaffee

**Spezielle Eigenschaften von Riva Light Cure HV**

- Einfache Anwendung und Ausformung

**Riva Light Cure ist  
vergleichbar mit:**

Fuji II LC\* Photac-Fil Quick\*

**Riva Light Cure:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack  
Farben: A1, A2, A3, A3.5,  
A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

**Riva Light Cure HV:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Farben: A1, A2, A3, A3.5, B1



### riva silver

**Quecksilberfreier, selbsthärtender,  
konventioneller Glasionomer  
Füllungszement**

- Durch Silber verstärkt
- Sehr hohe Röntgensichtbarkeit
- Chemische Haftung am Zahn
- Einfache Anwendung
- Keine Schrumpfung
- Großartig für Kernaufbauten
- Hohe, frühe Druckfestigkeit – perfekt für Kinder und schwierige Patienten
- Hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit

**Riva Silver ist  
vergleichbar mit:**

Miracle Mix\* Ketac Silver\*

**Riva Silver:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack  
Farben: Hellgrau

# SDI

Your Smile. Our Vision.

[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
[www.polawhite.com](http://www.polawhite.com)

Hergestellt in Australien von SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australien 1800 337 003, Österreich 00800 022 55734, Brasilien 0800 770 1735, Frankreich 00800 022 55 734, Deutschland 0800 100 5759, Irland 01 886 9577, Italien 800 780625, Neuseeland 0800 734 034, Spanien 00800 022 55 734, UK 00800 022 55 734, USA & Kanada 1 800 228 5166



### riva protect

**Selbsthärtender, konventioneller  
Glasionomerzement als Liner,  
Versiegeler und Oberflächenschutz**

- Enthält weder BPA noch HEMA
- Unempfindlich bei Feuchtigkeit
- Perfekt für Patienten mit besonderem Kariesrisiko
- Großartiger Schutz für langsam durchbrechende Zähne
- ACP Nanotechnologie – erhöhter Remineralisierungseffekt
- Besonders hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Chemische Haftung am Zahn
- Unterstützt den Erhalt natürlicher Zahnschmelze

**Riva Protect ist  
vergleichbar mit:**

Fuji VII\* Fuji Triage\*

**Riva Protect:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack  
Farben: Weiß und Pink  
Normalhärtend und Schnellhärtend



### riva luting

**Selbsthärtender, konventioneller  
Glasionomer Befestigungszement**

- Chemische Haftung am Zahn und Metallrestorationen wie Edelstahlkronen, VMK-Kronen und kieferorthopädischen Metallbändern
- Enthält weder BPA noch HEMA
- Sehr dünne Materialschicht – fließt einfach zwischen Restauration und Zahn
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Geringe Wasserlöslichkeit – erhöhte Langlebigkeit und Ästhetik

**Riva Luting ist  
vergleichbar mit:**

Fuji I\* Ketac Cem\*

**Riva Luting:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack



### riva luting plus

**Selbsthärtender,  
kunststoffmodifizierter  
Glasionomer Befestigungszement**

- Chemische Haftung an Zahn und Restaurationsmaterialien
- Enthält kein BPA
- Hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Hohe Biegefestigkeit – reduziert Brüche und Frakturen
- Klinisch nicht löslich
- Hohe Säureresistenz
- Hohe Haftungswerte
- Bioaktive spezielle ionglass™ Technologie – hoher Ionenaustausch

**Riva Luting Plus ist  
vergleichbar mit:**

Fuji Plus\* Relyx Luting Cement\*

**Riva Luting Plus:**

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack



### riva applicator 2

**Elegant und anspruchsvoll**

- Passt bequem auch in kleine Hände
- Einfache Reinigung im Autoclaven
- Keine scharfen Kanten – der Handkontur angepasst für maximalen Komfort
- Kontrollierte Entleerung der Kapsel
- Robust & langlebig
- Passt einfach in den Mund
- Präzise verarbeitete mechanische Teile aus Edelstahl

### riva coat

- Verhindert Kontamination freiliegender Oberflächen des Glasionomers durch Speichel und Wasser während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung
- Hilfreich zur Versiegelung von Kompositen und Kompomeren
- 5ml Flasche

### riva conditioner

- Entfernt Teile der Schmierschicht
- Optimiert die Haftung des Glasionomer Zementes
- 10ml Flasche - 26% Polyacrylsäure

