



○ El mejor composite
para uso diario



SDI luna



El mejor composite para uso diario

El composite universal perfecto para sus difíciles restauraciones diarias en dientes anteriores y posteriores. Un fácil sistema de composite estético con alta capacidad de pulido, solidez y resistencia al desgaste.

Propiedades ópticas naturales

Luna contiene el adecuado equilibrio de elementos ópticos, tales como la fluorescencia y translucidez, para producir un efecto camaleón con la dentición natural sin necesidad de emplear una complicada técnica de multicapas. La relación entre los colores y la translucidez de Luna se equilibra cuidadosamente para cambiarla hábilmente de acuerdo con el espesor del material utilizado al momento de restaurar un diente. Luna es el composite ideal para una clínica dental activa que busca resultados estéticos.

Antes



Después



Fotografías, cortesía del Dr. José Porfirio, Venezuela.

Baja contracción

La baja contracción de Luna reduce la sensibilidad postoperatoria y la microfiltración; un sellado eficaz contra la microfiltración disminuye la posibilidad de que se desarrolle la caries secundaria. Luna tiene una baja contracción de polimerización ya que utiliza cadenas de resina más largas con menos enlaces de monómeros.

Resistencia a la compresión

La alta resistencia a la compresión de Luna mejora la longevidad del composite al resistir las fuerzas masticatorias bucales. El óptimo nivel de relleno de Luna incrementa la resistencia.

Manejo anti-adherente

El manejo anti-adherente de Luna es ideal para realizar restauraciones en dientes anteriores y posteriores. Su naturaleza anti-adherente a los instrumentos de aplicación es perfecta para permitir una cuidadosa distribución, delineado y fácil esculpido.

Radiopacidad

El exclusivo relleno con alto nivel de estroncio silicoaluminoso en Luna, permite que sea fácil de detectar en las radiografías.

Alto nivel de relleno

Contiene micro partículas de estroncio vítreo y alto nivel de carga, Luna puede brindar un excelente perfil de desgaste para sus pacientes.

Use Luna a diario, en todas sus restauraciones estándar con composite.

Indicaciones

- Restauraciones en dientes anteriores
- Restauraciones en dientes posteriores
- Carillas
- Incrustaciones intracoronarias / incrustaciones extracoronarias
- Reconstrucción de muñones
- Restauraciones Clase I, II, III, IV, V

Jeringa Luna (4g)

8401081	A1	8401090	C2
8401082	A2	8401092	D2
8401083	A3	8401095	bleach
8401084	A3.5	8401096	incisal
8401085	A4	8401097	OA2
8401086	B1	8401098	OA3
8401087	B2	8401099	OA3.5
8401089	C1		

Datos Técnicos Luna

Carga en peso	77.5% wt
Carga en Volumen	61.0% Vol
Compresión	400 MPa
Fuerza Flexural	140 MPa
Modulo flexural	11.2 GPa
Contracción volumétrica	2.05%
Radiopacidad	200% AI

Hecho en Australia por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brasil 0800 770 1735
Francia 00800 022 55 734
Alemania 0800 100 5759

Irlanda 01 886 9577
Italia 800 780625
Nueva Zelanda 0800 734 034
España 00800 022 55 734
Reino Unido 00800 022 55 734
USA & Canadá 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

SDI luna



M100222 B

+3036M1002221V