



**Plus blanc.
Plus brillant.
Pour vous.**

gamme

pola

SYSTEME AVANCÉ DE BLANCHIMENT DES DENTS



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au



POLADAY & POLANIGHT

GAMME COSMETIQUE
contenant 6% peroxyde
d'hydrogène ou moins

Ces produits de blanchiment des dents sont conformes à la directive 76/768/CEE rectificatrice du Conseil de l'Union européenne.



Liste cosmétique

Le Pola Day 3% et 6% et le Pola Night 10% et 16% sont conformes à la directive 76/768/CEE rectificatrice du Conseil de l'Union européenne, relative aux produits cosmétiques.

Agent apaisant et traitant naturel

L'ajout d'additifs spéciaux réduit la formation de plaque et stimule la reminéralisation pour une sensibilité moindre. Les propriétés antibactériennes aident à reconstituer l'émail dentaire.

Forte hydratation

Ce gel fortement hydraté réduit la déshydratation de l'émail et par conséquent la sensibilité du patient.

Épaississant à haut poids moléculaire

Cela réduit à la fois la sensation d'humidité et l'effet asséchant du gel au bénéfice d'une sensibilité moindre.

Viscosité élevée

Le gel à haute viscosité se place aisément et en toute sécurité dans la gouttière où il se fixe pour toute la durée du port.

Goût

Le gel a un goût agréable de menthol à effet durable et avec une sensation de fraîcheur.

Libération de fluor

L'adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Pola Day et Pola Night

Kit Seringue 10 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700353 (peroxyde d'hydrogène à 3%)

7700359 (peroxyde d'hydrogène à 6%)

7700371 (peroxyde de carbamide à 10%)

7700377 (peroxyde de carbamide à 16%)

Pola Day et Pola Night

Mini Kit Seringues 4 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700351 (peroxyde d'hydrogène à 3%)

7700357 (peroxyde d'hydrogène à 6%)

7700369 (peroxyde de carbamide à 10%)

7700375 (peroxyde de carbamide à 16%)

Pola Day et Pola Night

Bulk Kit Seringues 50 x 1,3g

Réapprovisionnement

7700355 (peroxyde d'hydrogène à 3%)

7700361 (peroxyde d'hydrogène à 6%)

7700373 (peroxyde de carbamide à 10%)

7700379 (peroxyde de carbamide à 16%)

à partir de seulement 30
minutes par jour



Contient un agent désensibilisant

Les gels Pola Day et Pola Night contiennent un agent désensibilisant qui bloque l'influx nerveux entre la pulpe et la dentine. Ils permettent donc de réduire la sensibilité pour un confort optimal du patient.

pH neutre

Le pH neutre de Pola Day et Pola Night facilite une libération complète du peroxyde sans compromettre le confort du patient.

Doses recommandées

poladay à 3% peroxyde d'hydrogène
2 ou 3 fois 30 minutes par jour **OU**
1 fois 60 minutes par jour

poladay à 6% peroxyde d'hydrogène
1 ou 2 fois 30 minutes par jour **OU**
1 fois 45 minutes par jour

polanight à 10% peroxyde de carbamide
de 2 heures à toute la nuit

polanight à 16% peroxyde de carbamide
de 90 minutes à toute la nuit

Pola Night
Value Pack Kit Seringues 36 x 3g
Réapprovisionnement
7700089 (peroxyde de carbamide à 16%)

Matériau de gouttière – 20 pièces
Recharge de 20 pièces
Réapprovisionnement 7750005

Étuis de gouttières – pack de 5
5 étuis de gouttières
Réapprovisionnement
7750008

Pochettes cosmétiques Pola – pack de 10
10 pochettes
Réapprovisionnement
7700999

Distributeur Pola Day et
Pola Night 50 X 3g pack
Réapprovisionnement
7700079 (peroxyde d'hydrogène à 6%)
7700085 (peroxyde de carbamide à 16%)


2 seringues à résine de remplissage
2 seringues à résine de remplissage de 1g
Accessoires
Réapprovisionnement 7700012



POLAOFFICE+

Un éclaircissement ultra rapide

Temps passé au fauteuil réduit au minimum. Moins de temps au fauteuil est synonyme de plus de confort pour le patient, de l'amélioration de la productivité et de la rentabilité pour le praticien. Sa formule unique au peroxyde d'hydrogène à 6% assure une libération rapide des ions peroxyde dès le début du processus d'éclaircissement.



Ne nécessite pas de lampe

Pola Office + 6% peut être utilisé avec ou sans lumière, car il n'a pas besoin d'activation. Bien que la lumière ne soit pas nécessaire, vous pouvez également utiliser une lampe de blanchiment ou une lampe à photopolymériser classique pour accélérer le processus pour impressionner vos patients.

Confort optimal

Le pH élevé du Pola Office+ 6% soulage la sensibilité des dents et assure un confort maximal pendant et après le traitement. Le temps de traitement raccourci permet de réduire la gêne et la sensibilité dentaire du patient.

Très stable

La seringue à double compartiment du Pola Office+ 6% assure une stabilité maximale jusqu'à l'instant où le produit est mélangé. L'alcaline reste séparée jusqu'au moment de l'utilisation.

Procédure simplifiée

Le Pola Office+ 6% est facile à appliquer. Il n'est plus nécessaire d'isoler les muqueuses. Grâce à une préparation de la dent simple et à un temps d'application raccourci, le temps passé au fauteuil est réduit et le rapport temps/efficacité amélioré.

"83% des opérateurs sont prêts à acheter Pola Office+⁺"



Un éclaircissement ultra rapide

Désensibilisant intégré

Pas besoin de désensibilisant complémentaire. Pola Office+ 6% bénéficie d'un désensibilisant intégré limitant la sensibilité post opératoire. L'analgésique principal (le nitrate de potassium) inhibe, l'influx nerveux qui accroît la sensibilité, et produit ainsi un effet calmant.

Extrusion facile

Il n'est plus nécessaire de mélanger séparément. Le système de seringue auto-mélangeuse à double compartiment permet le mélange au moment de l'application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit une préparation homogène du gel fraîchement activé. Le gel fraîchement activé optimise l'effet blanchissant. L'embout fin facilite l'application, particulièrement dans les espaces étroits.

Une couche fine suffit!

Nécessite uniquement une fine couche de gel. Utilisez l'embout pour répartir le gel sur toute la surface de la dent. Grâce à sa haute viscosité, le gel adhère à la surface de la dent et optimise l'effet blanchissant.

Kit 3 patients Pola Office+ 6% peroxyde d'hydrogène
3 seringues Pola Office+ de 2,8mL
Accessoires
Réapprovisionnement 7700467

Kit 1 patient Pola Office+ 6% peroxyde d'hydrogène
1 seringue Pola Office+ de 2,8mL
Accessoires
Réapprovisionnement 7700466

"89% des praticiens sont prêts à recommander Pola Office+ à leurs collègues⁺"



SOOTHE

Un gel désensibilisant au nitrate de potassium et à libération de fluor élevée.



Désensibilisant

Soothe, un gel à libération contrôlable, fluoré à 0,1% et contenant 6 % de nitrate de potassium qui soulage la sensibilité dentaire liée au chaud/froid ou aux agressions chimiques. Contrairement à d'autres désensibilisants, Soothe n'interfère pas avec le processus de blanchiment.

Appliquer avant ou après le blanchiment ou le traitement d'éclaircissement

Une sensibilité peut apparaître pendant ou après un blanchiment des dents ou un traitement d'éclaircissement. Soothe peut être appliqué avant ou après le traitement.

POLAPAIN

Gel blanchissant dentaire de type 'vernis'.

Produit cosmétique

Pola Paint est conforme à la directive 76/768/CEE rectificatrice du Conseil de l'Union européenne, relative aux produits cosmétiques.

Simple et rapide à utiliser pour le praticien

Ne nécessite pas la fabrication de gouttières. Les patients vous achètent simplement un kit et appliquent le traitement eux-mêmes. Pola Paint est un excellent vecteur de communication pour votre activité en blanchiment dentaire.

Simple et rapide à utiliser pour le patient

Simple et rapide à utiliser pour le patient. Votre patient peut appliquer Pola Paint à tout moment de la journée : Pola Paint est indécélable. Le gel à basse viscosité et pouvoir séchant rapide permet la formation d'une pellicule sur la surface de la dent. Les patients peuvent choisir de blanchir une seule dent ou toute leur dentition.

Retouche hors pair

Pola Paint se prête idéalement à la retouche pour les patients ayant déjà blanchi leurs dents : avec Pola Paint, la blancheur prend encore plus d'éclat!

Économique

Pola Paint est la première étape qui encouragera vos patients à éclaircir leurs dents. Nul besoin de gouttières. Pas de temps au fauteuil.

Libération de fluor

L'adjonction de fluor permet de reminéraliser la surface de la dent et de réduire ainsi la sensibilité postopératoire.

Pas de gouttières encombrantes

Pola Paint ne nécessite pas d'accessoires supplémentaires, gouttières ou autres. Votre patient pourra poursuivre ses activités quotidiennes sans que personne ne puisse deviner qu'il blanchit ses dents.

Arôme agréable

Dégage un arôme durable de menthol.



Soothe
Kit Seringue 4 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150002

Soothe
Kit Seringue 50 x 1,2mL
Réapprovisionnement
8150033

Pola Paint
1 tube Pola Paint de 5,5mL
Réapprovisionnement
7700037

PLV GRATUITE

Pour la formation du patient



Affiche Pola modèle féminin seulement
Réapprovisionnement M100096



Affiche Pola modèles masculin et féminin
Réapprovisionnement M100093



Élément de plafond Pola
Réapprovisionnement M100099



DVD de démonstration pour professionnels Pola Office
Réapprovisionnement M770954



DVD de démonstration salle d'attente Pola Office
Réapprovisionnement M770985



Autocollant de fenêtre Pola
Réapprovisionnement M100100



Flyer Pola pour accompagner les factures
Réapprovisionnement M770226



Affichage Pola Avant et après
Réapprovisionnement M100097



Distributeur Pola de brochures patient
Réapprovisionnement M100098



Brochures patient Pola
Réapprovisionnement M100125



PLV personnalisée

Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via téléchargement sur :

Visit: www.sdi.com.au/fr-fr/marketing-materials/

‡ Publications et données internes SDI. † Données internes établies sur la base de tests cliniques externes.

Dispositif médical classe IIa, CE0297 DQS Medizinprodukte GmbH.

Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation. Produits non remboursés par les organismes de santé.

SDI

Fabriqué en Australie par SDI Limited, Bayswater, Victoria 3153, Australie 1 800 337 003, Autriche 00800 022 55 734, Brésil 0800 770 1735, France 00800 022 55 734, Allemagne 0800 100 5759, Irlande 01 886 9577, Italie 800 780625, Nouvelle-Zélande 0800 734 034, Espagne 00800 022 55 734, Royaume-Uni 00800 022 55 734, États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au
www.polawhite.com

M100158



+038M1001581S