

SDI

RIVA

GUIA DE IONÔMERO  
DE VIDRO

AGORA COM  
CÁPSULA  
DE FÁCIL  
ATIVAÇÃO

## RIVA SELF CURE + RIVA SELF CURE HV

IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR  
REMINERALIZANTE, AUTOPOLIMERIZÁVEL

- Alta reposição de dentina
- Alta liberação de flúor
- Adere quimicamente à estrutura dental
- Livre de BPA e HEMA
- Adequado para preenchimento
- Sem contração

**Característica especial do Riva Self Cure HV (alta viscosidade)**

- Fácil de dar forma e contorno
- Não pegajoso

**Riva Self Cure comparado a:**

Fuji IX GP\* Fuji IX GP Extra\* Ketac-Molar\* Equia Forte\* Equia Forte HT\*

**Riva Self Cure:**

Caixas com 50 cápsulas  
Kit Pó / líquido

Cores: A1, A2, A3, A3.5  
Presas Rápida e Regular

**Riva Self Cure HV:**

Caixas com 50 cápsulas

Cores: A1, A2, A3, A3.5



ponta aplicadora  
anti-cura

AGORA COM  
CÁPSULA  
DE FÁCIL  
ATIVAÇÃO

## RIVA LIGHT CURE + RIVA LIGHT CURE HV

RESINA FOTOPOLIMERIZÁVEL REFORÇADA  
COM IONÔMERO DE VIDRO PARA  
RESTAURAÇÃO

- Resistente ao desgaste a longo prazo, devido a alta dureza superficial
- Adere quimicamente à estrutura dental
- Livre de BPA
- Alta liberação de flúor
- Ponta aplicadora na cor laranja previne a cura prematura
- Alta estabilidade de cor para chá e café

**Característica especial do Riva Light Cure HV (alta viscosidade)**

- Fácil de manipular e esculpir

**Riva Light Cure comparado a:**

Fuji II LC\* Photac-Fil Quick\*

**Riva Light Cure:**

Caixas com 50 cápsulas  
Kit Pó / líquido

Cores: A1, A2, A3, A3.5,  
A4, B2, B3, B4, C2, C4, clareador

**Riva Light Cure HV:**

Caixas com 50 cápsulas

Cores: A1, A2, A3, A3.5

RIVA LIGHT CURE HV



## RIVA SILVER

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO  
RESTAURADOR CONVENCIONAL, SEM  
MERCÚRIO

- Reforçado com Prata
- Alta radiopacidade
- Adere quimicamente à estrutura dental
- Fácil manuseio
- Sem contração
- Ideal para núcleos
- Alta resistência inicial - perfeito para crianças e pacientes especiais
- Alta liberação de flúor e capacidade de recarga
- Alta resistência ao desgaste

**Riva Silver comparado a:**

Miracle Mix\* Ketac Silver\*

**Riva Silver:**

Caixas com 50 cápsulas

Kits Pó / líquido

Refil pó

Refil líquido

Cores: Cinza claro



\*Não é marca registrada da SDI Limitada.

SDI

YOUR SMILE.  
OUR VISION.

03/2024

M861003 D



+D036M8610031%

FABRICADO NA AUSTRÁLIA PELA  
by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153, Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)  
AUSTRALIA 1800 337 003

ÁUSTRIA 00800 0225 5734  
BRASIL 0800 770 1735  
FRANÇA 00800 0225 5734  
GERMANY 0800 100 5759  
IRLANDA 00800 0225 5734

ITÁLIA 00 353 (83) 806 0228  
NOVA ZELÂNDIA 0800 808 855  
SPAIN 00800 0225 5734  
REINO UNIDO 00800 0225 5734  
EUA E CANADÁ 1 800 228 5166

**SDI****RIVA****GUIA DE IONÔMERO DE VIDRO**

## RIVA PROTECT

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO CONVENCIONAL AUTOPOLIMERIZÁVEL UTILIZADO COMO SELANTE, BASE E PROTETOR DE SUPERFÍCIE

- Livre de BPA e HEMA
- Aplicável em ambiente úmido
- Perfeito para uso em pacientes especiais
- Ótima proteção para dentes parcialmente erupcionados
- Nano tecnologia ACP - supercarga de remineralização
- Alta liberação de flúor e capacidade de recarga
- Adere quimicamente à estrutura dental
- Auxilia na preservação da estrutura dental

**Riva Protect comparado a:**  
Fuji VII\* Fuji Triage\*

### Riva Protect:

Caixas com 50 cápsulas

Cores: Branca e Rosa  
Presas Rápida e Regular



## RIVA LUTING

CIMENTO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL

- Adere quimicamente à estrutura dental e substratos metálicos, coroas PFM, pinos metálicos, bandas ortodônticas e implantes
- Livre de BPA e HEMA
- Espessura de película muito fina - Flui facilmente entre a restauração e o dente
- Fácil de limpar
- Baixa solubidade em água - Aumentando a longevidade e estética

**Riva Luting comparado a:**  
Fuji I\* Ketac Cem\*

### Riva Luting:

Caixas com 50 cápsulas

Kits Pó / Líquido  
Refil pó  
Refil líquido

2021  
**REALITY**  
RATINGS & REVIEWS  
Four Star Award  
★★★★



## RIVA LUTING PLUS

CIMENTO RESINOSO DE IONÔMERO DE VIDRO, AUTOPOLIMERIZÁVEL

- Adere quimicamente à estrutura dental
- Livre de BPA
- Alta liberação de flúor e capacidade de recarga
- Alta resistência à flexão - redução de trincas e falhas na flexão
- Clinicamente insolúvel
- Resistente à erosão ácida
- Alta força de adesão
- Proprietária da tecnologia Bioactiva *ionglass™* - alta troca de íons

**Riva Luting Plus comparado a:**  
Fuji Plus\* Relyx Luting Cement\*

### Riva Luting Plus:

BCaixas com 50 cápsulas

Kits Pó / Líquido  
Refil pó  
Refil líquido



## RIVA APPLICATOR 2

DESIGN SOFISTICADO

- Confortável também para mãos pequenas
- Fácil de limpar - autoclavável
- Sem arestas - design com contornos para máximo conforto
- Possui uma trava para a cápsula que controla a extrusão de material
- Robusto e de longa durabilidade
- Proporciona fácil acesso a cavidade oral
- Partes mecânicas em aço inox

## RIVA COAT

- Previne a contaminação pela saliva e água das superfícies expostas do ionômero de vidro durante as primeiras 24 horas após sua colocação
- Útil como selante para resinas e compômeros
- Frasco de 5ml

## RIVA CONDITIONER

- Remove parcialmente a smear layer
- Otimiza a adesão do GIC
- 26% de ácido poliacrílico
- Frasco com 10ml