


CREATED BY SDI

POLA STOJAN NA BĚLENÍ

ZDOKONALENÝ BĚLÍCÍ SYSTÉM



CHYTRÁ KONSTRUKCE.

VELMI STABILNÍ, SNADNÁ
OVLADATELNOST, JE SKVĚLOU
INVESTICÍ PRO VAŠI ORDINACI.

K POUŽITÍ S RADII PLUS A
RADII XPERT (SDI LED LAMPAMI).



Návod na sestavení



HLAVNÍ PŘEDNOSTI

JEDNODUCHÁ KONSTRUKCE

Stojan na bělení je navržen tak, aby plně podporoval snadné bělení a byl kompatibilní s Radii Plus a RadiiXpert.

VELMI DOBRÝ DOSAH A MOŽNOSTI NASTAVENÍ

Stojan na bělení Pola má pět otočných bodů, které zajišťují možnost otočení o 360° a dosáhne tak požadované pozice.

UNIVERZÁLNOST STOJANU

Stojan může být umístěn vedle nebo za pacientem, záleží na požadavcích výkonu.

LEHKÝ, BEZDRÁTOVÝ A KOMPAKTNÍ

Postavení a polohování stojanu je jednoduché díky lehkosti a bezdrátové konstrukci. Kompaktní stojan je jednoduchý na čištění a snadno skladovatelný, když není v provozu.

STABILITA STOJANU

Brzda stojanu zabezpečuje stabilitu podstavce během používání.



MOBILITA STOJANU

Stojan je vybaven kolečky které umožňují hladký pohyb a kontrolu z jednoho místa na druhé.



UNIVERZÁLNÍ STOJAN PRO VYUŽITÍ SE ŠPIČKOVÝMI VÝROBKY SDI

RADII XPERT POLYMERACNÍ LAMPA

Radii Xpert je nejnovější generací polymeračních lamp. Využitím zkušeností získaných z prodeje více než 100,000 SDI polymeračních lamp, je nejnovějším doplňkem řady SDI Radii Xpert - špičková polymerizační technologie s přesným kolimovaným paprskem světla. Dokonalá LED technologie v kombinaci s nastavovatelným časovým displejem, ergonomickou rukojetí a rotační hlavou o 360° vám vždy zaručí optimální využití lampy.

Radii Xpert vytvrdí všechny na trhu dostupné kompozity bez potřeby víceúčlového světla, což je charakterizováno intenzitou a profilem paprsku, který umožňuje vytvrdit i hluboké výplně.



RADII PLUS RADII PLUS POLYMERACNÍ LAMPA

Radii Plus je univerzální polymerační lampa pro široké využití. Jednoduché použití a skvělý design, vám vždy zaručí bezchybné vytvrzení. Navíc je možné využít šest různých nástavců pro široké využití. Baterie poskytuje nabití až pro 1200 cyklů, což zajišťuje že Radii Plus vám bude vždy k dispozici.

POLA OFFICE+ BĚLÍCÍ SYSTÉM PRO ORDINAČNÍ BĚLENÍ, 6% GEL PEROXIDU VODÍKU

Milióny úsměvů na světě byly vyběleny a rozzářeny moderním bělícím systémem Pola Office+. Vybělení zubů lze dosáhnout během 45 minut použitím tohoto 6% gelu peroxidu vodíku.

Gel je třeba nanášet jen v tenké vrstvě a nejvhodnější pro aplikaci je míchací stříkačka.

S neutrálním pH a obsahem dusičnanu draselného, Pola Office+ zajistí maximální pohodlí pro vaše pacienty.



STOJAN NA BĚLENÍ POLA



Stojan na bělení

7700989 Stojan na bělení Pola

1 x stojan

1 x násadec pro SDI Radii Plus

1 x násadec pro SDI Radii Xpert
příslušenství

Radii Plus a Radii Xpert polymerační
lampy nejsou součástí stojanu.

Pola a byly použity pouze k
demonstraci stojanu.



YOUR SMILE. OUR VISION.



INSTAGRAM
@pola_smile



FACEBOOK
pola smile



07-2020

M100491 A



+D036M1004911\$

SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166
MADE IN ITALY