



# AURA EASY

UNIVERSAL KOMPOSIT



4

FARBEN

EINFACH  
EXZELLENT  
FÜLLUNGEN,  
JEDERZEIT!



# ÄSTHETISCHE FÜLLUNGEN SIND NUN NOCH EINFACHER

## EASY ELEGANTE FÜLLUNGEN SCHAFFEN

Die einzigartige Mischung von Füller und Kunststoff ist exakt auf die für langlebige Füllungen nötige Festigkeit und Ästhetik abgestimmt.

## EASY HANDLING FÜR MÜHELOSE APPLIKATION


Die optimierte, nichtklebrige Konsistenz erleichtert das Modellieren und Stopfen.

## EASY FARBANPASSUNG BEI DEN MEISTEN FRONT- UND SEITENZAHNFÜLLUNGEN

Finden Sie ohne Rätselraten die richtige Farbe für Ihre Füllungen, mit einer einfachen Auswahl aus nur 4 Universalfarben.

Mit Farben, die im Farbsättigungsspektrum die gleichen Abstände haben und sich leicht einer VITA-Farbe zuordnen lassen, vereinfacht Aura Easy bei den meisten Fällen in Ihrem Praxisalltag die individuelle Farbanpassung.

Aura Easy erleichtert Ihre Arbeit, minimiert Ihre Materialbestände und macht so Ihre tägliche Praxis einfach easy.



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

# ÄSTHETIK LEICHT GEMACHT FALLSTUDIEN

DR TERRY WONG (AUSTRALIA)



DR HUGH FLAX (USA)



# AURA EASY BEDEUTET MEHR LEISTUNG BEI WENIGER LAGERHALTUNG.

## EASY LANGFRISTIGE ERFOLGE ERZIELEN

Mit 3 mm Polymerisationstiefe, hoher Druck- und Biegefestigkeit und einem patentierten schrumpfungsaarmen Kunststoff, der Stress im Randbereich ausgleicht, sind Ihre Füllungen stabil und robust.

### GERINGE VOLUMEN-SCHRUMPfung\*

Aura Easy sorgt durch niedrigen Polymerisationsstress für langlebige Füllungen.

### HERVORRAGENDE BIEGEFESTIGKEIT\*

Aura Easy widersteht starken Verformungskräften, ohne zu brechen.

### HOHE DRUCKFESTIGKEIT\*

Aura Easy hält den hohen Druckkräften im Mund stand.

2.21%

115 MPa

375 MPa

\*SDI interne Daten



## VORTEILE

4 Universaltöne decken  
16 VITA® A1-D4® Farbtöne ab

Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit

Stets glatte, hochglänzende Oberflächen

Nicht klebrige Konsistenz für  
müheloses Modellieren

Standfest und formbeständig

Leichte, sekundenschnelle Applikation

Geringe Volumenschrumpfung

4 Universaltöne zur Minimierung  
des Inventars

## INDIKATIONEN

Restaurationen der Frontzähne

Restaurationen der Seitenzähne

Indirekte Inlays, Onlays and Veneers

Stumpfaufbauten

Schiengung



Sandwich Technik mit Glasionomer



» Nach einigen Tagen Arbeit mit aura war klar, dass die vier Farben völlig ausreichten. Mit seiner leichten Handhabung und Farbanpassung liefert Aura in kürzester Zeit sehr ästhetische Füllungen. «

Dr LORI TROST DMD

# BESTELLINFORMATION



## SYRINGES

Spritzen Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e1}$ - 4 g	8560020
Spritzen Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e2}$ - 4 g	8560021
Spritzen Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e3}$ - 4 g	8560022
Spritzen Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e4}$ - 4 g	8560023

## COMPLETS

Complet Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e1}$ - 0,25 g	8565020
Complet Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e2}$ - 0,25 g	8565021
Complet Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e3}$ - 0,25 g	8565022
Complet Refill $\text{\textcircled{a}}\text{e4}$ - 0,25 g	8565023

## DAS AURA SYSTEM

Aura Dentine Chroma  
 Aura Enamel  
 Aura Bulk Fill  
 Aura Easy  
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



02/2024

M100269 F



+D036M1002691%

MADE IN AUSTRALIA  
 by SDI Limited  
 Bayswater, Victoria 3153  
 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRASILien** 0800 770 1735  
**FRANKREICH** 00800 0225 5734  
**DEUTSCHLAND** 0800 100 5759

**ITALIEN** 00800 0225 5734  
**NEUSEELAND** 0800 808 855  
**SPANIEN** 00800 0225 5734  
**UK** 00800 0225 5734  
**USA & KANADA** 1 800 228 5166