


CREATED BY SDI

POLA WHITENING STAND

MODERNES ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM



INTELLIGENTES DESIGN.

EXTREM STABIL UND LEICHT
MANÖVRIERBAR, EINE LOHNENDE
INVESTITION FÜR IHRE PRAXIS.

FÜR DIE POLYMERISATIONSLAMPEN
RADII PLUS UND RADII XPERT.



Montage-Anleitung



SCAN ME

PLUSPUNKTE

EINFACHES DESIGN

Der schlanke, intelligent gestaltete Pola Whitening Stand eignet sich für die Polymerisationslampen Radii Plus und Radii Xpert.

VIelfÄLTIGE BEWEGLICHKEIT UND EINSTELLBARKEIT

Der Pola Whitening Stand hat fünf Drehpunkte; er ist um bis zu 360° drehbar, so dass Sie exakt Ihre Wunschposition einstellen können.

FLEXIBILITÄT

Der Ständer kann neben oder hinter dem Patienten aufgestellt werden, je nach den räumlichen Gegebenheiten.

LEICHT, KABELLOS UND KOMPAKT

Der leichte und kabellose Ständer kann mühelos bewegt und positioniert werden. Dank seiner kompakten Bauweise ist er leicht zu reinigen und bei Nichtgebrauch zu verstauen.



STABILITÄT DES SYSTEMS

Dank der Bremsen bleibt der Ständer bei Gebrauch fest an Ort und Stelle.

AUSSTATTUNG MIT ROLLEN

Der Ständer ist mit Rollen ausgestattet und daher einfach und sicher von Raum zu Raum bewegbar.



VIELSEITIGER STÄNDER FÜR FUHRENDE PRODUKTE VON SDI

POLYMERISATIONSLAMPE RADII XPERT

Die Radii Xpert ist die Polymerisationslampe der neuesten Generation. Dank der Erfahrungen von SDI aus der Herstellung von über 100.000 LED-Lampen überzeugt die neue Radii Xpert durch wegweisende Polymerisationstechnik mit einem präzise kollimierten Lichtstrahl. Sie vereint modernste LED-Technik mit einer anpassbaren Timer-Anzeige, einem ergonomischen Griff und einem um 360° drehbaren Kopf für stets optimale Lichthärtung. Mit der Radii Xpert sind alle handelsüblichen Komposite polymerisierbar, es ist also keine Breitbandlampe nötig, und dank ihrer Lichtleistung und ihres Strahlenprofils eignet sie sich auch für tiefe Restaurationen.



POLYMERISATIONSLAMPE RADII PLUS

Die Radii Plus ist eine vielseitige Polymerisationslampe für Lichthärtung und Transillumination. Die anwenderfreundliche und robuste Lampe ist mit sechs Aufsätzen kombinierbar, für perfekte Lichthärtung in jeder Situation. Der mitgelieferte Akku erlaubt nach Vollaufladung bis zu 1.200 Belichtungen, so dass die Radii Plus bereit ist, wenn Sie es sind.



POLA OFFICE+ ZAHNAUFHELLUNGSSYSTEM FÜR DIE PRAXIS 6%-WASSERSTOFFPEROXID-GEL

Millionen Menschen weltweit lächeln wieder strahlend dank des modernen Zahnaufhellungs-systems Pola Office+. Mit diesem 6%-Wasserstoffperoxid-Gel gelingt eine Zahnaufhellung bereits in weniger als 45 Minuten. Eine dünne Schicht genügt, und mit der Automix-Spritze ist das Gel leicht aufzutragen. Mit seinem neutralen pH und integrierten Kaliumnitrat bietet Pola Office+ Ihren Patienten höchsten Komfort.



POLA WHITENING STAND



Pola Whitening Stand

7700989 Pola Whitening Stand
1 x Ständer
1 x Halterung für SDI Radii Plus
1 x Halterung für SDI Radii Xpert
Zubehör

Die Lampen Radii Plus und Radii Xpert sind nur zur Veranschaulichung dargestellt.



YOUR SMILE. OUR VISION.



INSTAGRAM
@pola_smile



FACEBOOK
pola smile



07-2020

M100494 A



+DO36M1004941%

SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

AUSTRIA 00800 022 55 734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 022 55 734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 00800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 00800 022 55 734
UNITED KINGDOM 00800 022 55 734
USA & CANADA 1 800 228 5166
MADE IN ITALY