

SDI

RIVA

LEITFADEN FÜR  
GLASIONOMERE

JETZT MIT  
LEICHT  
AKTIVIERBARE  
KAPSEL

## RIVA SELF CURE + RIVA SELF CURE HV

SELBSTHÄRTENDER, DEN ZAHN  
REMINEALISIERENDER GLASIONOMER  
FÜLLUNGSZEMENT

- Stärkster Ersatz für Dentin
- Hohe Fluoridabgabe
- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält weder BPA noch HEMA
- Auch für große Füllungen geeignet
- Keine Schrumpfung

### Spezielle Eigenschaften von Riva Self Cure HV

- Einfaches Ausformen und Konturieren
- Klebt nicht

**Riva Self Cure ist  
vergleichbar mit:**

Fuji IX GP\* Fuji IX GP Extra\* Ketac-  
Molar\* Equia Forte\* Equia Forte HT\*

### Riva Self Cure:

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits

Farben: A1, A2, A3, A3.5

Normalhärtend und Schnellhärtend

### Riva Self Cure HV:

Packungen zu 50 Kapseln  
Farben: A1, A2, A3, A3.5



Mit Lichtschutz!

JETZT MIT  
LEICHT  
AKTIVIERBARE  
KAPSEL

## RIVA LIGHT CURE + RIVA LIGHT CURE HV

LICHTHÄRTENDER, KUNSTSTOFFVERSTÄRKTER  
GLASIONOMER FÜLLUNGSZEMENT

- Langlebige Abriebbeständigkeit durch hohe Oberflächenhärte
- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA
- Hohe Fluoridabgabe
- Orangefarbene, lichtundurchlässige Spitze schützt vor frühzeitiger Aushärtung
- Fabelhafte Ästhetik
- Höchste Farbstabilität auch bei Tee oder Kaffee

### Spezielle Eigenschaften von Riva Light Cure HV

- Einfache Anwendung und Ausformung

**Riva Light Cure ist  
vergleichbar mit:**

Fuji II LC\* Photac-Fit Quick\*

### Riva Light Cure:

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits

Farben: A1, A2, A3, A3.5

### Riva Light Cure HV:

Boxes of 50 capsules  
Farben: A1, A2, A3, A3.5

RIVA LIGHT CURE HV



## RIVA SILVER

QUECKSILBERFREIER, SELBSTHÄRTENDER,  
KONVENTIONELLER GLASIONOMER  
FÜLLUNGSZEMENT

- Durch Silber verstärkt
- Sehr hohe Röntgensichtbarkeit
- Chemische Haftung am Zahn
- Einfache Anwendung
- Keine Schrumpfung
- Großartig für Kernaufbauten
- Hohe, frühe Druckfestigkeit - perfekt für Kinder und schwierige Patienten
- Hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Hohe Abrasionsbeständigkeit

**Riva Silver ist  
vergleichbar mit:**

Miracle Mix\* Ketac Silver\*

### Riva Silver:

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits

Pulver Nachfüllpack

Flüssigkeit Nachfüllpack

Farben: Hellgrau

\*Kein geschütztes Produkt der Firma SDI Limited.

SDI

YOUR OUR  
SMILE. VISION.

MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003 **AUS-  
TRIA** 00800 0225 5734  
**BRASILIEN** 0800 770 1735  
**FRANKREICH** 00800 0225 5734  
**DEUTSCHLAND** 0800 100 5759

**ITALIEN** 00800 0225 5734  
**NEUSEELAND** 0800 808 855  
**SPANIEN** 00800 0225 5734  
**UK** 00800 0225 5734  
**USA & KANADA** 1 800 228 5166

03/2024

M861004 B



+D036M86100410

**SDI****RIVA****LEITFADEN FÜR  
GLASIONOMERE**

## RIVA PROTECT

SELBSTHÄRTENDER, KONVENTIONELLER  
GLASIONOMERZEMENT ALS LINER,  
VERSIEGELER UND OBERFLÄCHENSCHUTZ

- Enthält weder BPA noch HEMA
- Unempfindlich bei Feuchtigkeit
- Perfekt für Patienten mit besonderem Kariesrisiko
- Großartiger Schutz für langsam durchbrechende Zähne
- ACP Nanotechnologie - erhöhter Remineralisierungseffekt
- Besonders hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Chemische Haftung am Zahn
- Unterstützt den Erhalt natürlicher Zahnschubstanz

**Riva Protect ist  
vergleichbar mit:**  
Fuji VII\* Fuji Triage\*

### Riva Protect:

Packungen zu 50 Kapseln  
Farben: Weiß und Pink  
Normalhärtend und Schnellhärtend



## RIVA LUTING

SELBSTHÄRTENDER, KONVENTIONELLER  
GLASIONOMER BEFESTIGUNGSZEMENT

- Chemische Haftung am Zahn und Metallrestorationen wie Edelstahlkronen, VMK-Kronen und kieferorthopädischen Metallbändern
- Enthält weder BPA noch HEMA
- Sehr dünne Materialschicht - fließt einfach zwischen Restauration und Zahn
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Geringe Wasserlöslichkeit - erhöhte Langlebigkeit und Ästhetik

**Riva Luting ist  
vergleichbar mit:**  
Fuji I\* Ketac Cem\*

### Riva Luting:

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack

2021  
**REALITY**  
DENTISTRY & RESTORATION  
Four Star Award  
★★★★



## RIVA LUTING PLUS

SELBSTHÄRTENDER,  
KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER  
GLASIONOMER BEFESTIGUNGSZEMENT

- Chemische Haftung an Zahn und Restaurationsmaterialien
- Enthält kein BPA
- Hohe Fluoridabgabe und Fluoriderneuerung
- Hohe Biegefestigkeit - reduziert Brüche und Frakturen
- Klinisch nicht löslich
- Hohe Säureresistenz
- Hohe Haftungswerte
- Bioaktive spezielle *ionglass™* Technologie - hoher Ionenaustausch

**Riva Luting Plus ist  
vergleichbar mit:**  
Fuji Plus\* Relyx Luting Cement\*

### Riva Luting Plus:

Packungen zu 50 Kapseln  
Pulver / Flüssigkeit Kits  
Pulver Nachfüllpack  
Flüssigkeit Nachfüllpack



## RIVA APPLICATOR 2

ELEGANT UND ANSPRUCHSVOLL

- Passt bequem auch in kleine Hände
- Einfache Reinigung im Autoclaven
- Keine scharfen Kanten - der Handkontur angepasst für maximalen Komfort
- Kontrollierte Entleerung der Kapsel
- Robust & langlebig
- Passt einfach in den Mund
- Präzise verarbeitete mechanische Teile aus Edelstahl

## RIVA COAT

- Verhindert Kontamination freiliegender Oberflächen des Glasionomers durch Speichel und Wasser während der ersten 24 Stunden nach der Behandlung
- Hilfreich zur Versiegelung von Kompositen und Kompomeren
- 5ml Flasche

## RIVA CONDITIONER

- Entfernt Teile der Schmierschicht
- Optimiert die Haftung des Glasionomer Zementes
- 10ml Flasche - 26% Polyacrylsäure