

SDI

AURA EASY

COMPOSITE UNIVERSEL



4

TEINTES

DES
RESTAURATIONS
SIMPLES ET
BRILLANTES, À
CHAQUE FOIS!



LES RESTAURATIONS EXCEPTIONNELLES DEVIENNENT PLUS FACILES

DES RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES ET FACILES

Son mélange unique de particules et de résine travaille en harmonie pour offrir la résistance et l'esthétique nécessaires à des restaurations durables.

MANIPULATION FACILE POUR UN PLACEMENT SANS EFFORT



La consistance optimisée et non collante facilite la sculpture et la mise en place.

CHOIX DE TEINTE FACILE POUR LA PLUPART DE VOS RESTAURATIONS POSTÉRIEURES ET ANTÉRIEURES

Éliminez l'incertitude de trouver la bonne teinte pour vos restaurations en ayant à choisir parmi seulement 4 teintes universelles.

Avec des teintes placées à équidistance sur le spectre de saturation des couleurs et facilement comparable à une teinte VITA®, Aura Easy vous permet d'associer plus facilement les teintes à la majorité de vos besoins quotidiens.

Aura Easy simplifie vos procédures, minimise votre inventaire et rend les choses super faciles pour votre cabinet.



Équivalence approximative avec le guide de teintes VITA® A1-D4®

ESTHÉTIQUE RÉALISABLE ÉTUDES DE CAS

DR TERRY WONG (AUSTRALIE)



DR HUGH FLAX (É.-U.)



IL VOUS PERMETTRA VRAIMENT D'OBTENIR DAVANTAGE DE RESULTATS TOUT EN DIMINUANT VOTRE INVENTAIRE

RESISTE FACILEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Avec une profondeur de polymérisation de 3 mm, des résistances élevées à la compression et à la flexion ainsi que les avantages de la résine exclusive à faible rétrécissement pour compenser les contraintes marginales, vous obtenez des restaurations résistantes et robustes.

FAIBLE RÉTRÉCISSEMENT VOLUMÉTRIQUE*

Aura Easy offre un stress réduit pour assurer des restaurations durables.

EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA FLEXION*

Aura Easy résiste aux déformations importantes sans se fracturer.

FORTE RÉSISTANCE À LA COMPRESSION*

Aura Easy résiste aux forces élevées de compression dans la bouche.

2,21 %

115 MPa

375 MPa

*Données internes de SDI



AVANTAGES

4 teintes couvrent 16 teintes VITA® A1-D4®~ Résistance à l'usure et durabilité supérieures

Finition lisse et brillante à chaque fois

La consistance non collante facilite la sculpture

Faible rétrécissement volumétrique pour compenser les contraintes marginales.

4 teintes universelles pour minimiser l'inventaire

Ne s'affaisse pas et conserve sa forme

Disponible en seringues et compules

*Test interne - 2021

INDICATIONS

Restaurations antérieures

Restaurations postérieures

Incrustations indirectes, (inlays et onlays) et facettes

Reconstitution coronaire

Attelle



« Technique sandwich » avec verre ionomère



» Après quelques jours passés avec Aura Easy dans mon cabinet, il était facile de voir que les quatre nuances étaient tout ce dont j'avais besoin. La manipulation et l'agencement des teintes d'Aura Easy facilitent la création de restaurations rapides et magnifiques. «

Dr LORI TROST DMD (É.-U.)

DÉTAILS DE LA COMMANDE



SERINGUES

Seringue de recharge ae1 - 4g	8560020
Seringue de recharge ae2 - 4g	8560021
Seringue de recharge ae3 - 4g	8560022
Seringue de recharge ae4 - 4g	8560023

COMPULES

Compule de recharge ae1 - 0,25 g	8565020
Compule de recharge ae2 - 0,25 g	8565021
Compule de recharge ae3 - 0,25 g	8565022
Compule de recharge ae4 - 0,25 g	8565023

GAMME DE PRODUITS AURA

Aura Dentin Chroma
 Aura Enamel
 Aura Bulk Fill
 Aura Easy
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



21/2024

M100670 B



+D036M1006701

FABRIQUÉ EN
 AUSTRALIE par SDI
 Limited Bayswater,
 Victoria 3153 Australie
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1 800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759

ITALIE 00800 0225 5734
NOUVELLE-ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166