

diagnostic tip

RADII PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO


ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L.E.D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO

KOŃCÓWKA DIAGNOSTYCZNA

诊断用LED附件



SDI



vea a sus pacientes con una luz diferente!

diagnostic tip



Fácil de usar

La punta diagnóstica de SDI se ensambla fácilmente en la lámpara de fotocurado LED de alta potencia Radii Plus, aumentando la utilidad de su LED.

Ilumina la oscuridad


La Punta Diagnóstica de SDI ilumina esas áreas difíciles de ver, ayudándole a identificar:

- Fracturas en cúspides y dientes
- Cálculo subgingival
- Caries interproximal
- Caries, en donde la imagen radiográfica no es clara
- Remoción de caries en una preparación nueva
- Canales radiculares ocultos
- Dientes no vitales
- Restauraciones desajustadas

La Punta Diagnóstica LED puede también mostrar esos problemas antes de que se encuentre evidencia de ellos en la radiografía.

Segura

La Punta Diagnóstica SDI utiliza un LED blanco de 5W de alta intensidad que emite longitudes de onda en el rango de 400-750nm de manera fiable, excluyendo todas las emisiones de longitudes de onda ultravioletas e infrarrojas. Es ideal para pacientes embarazadas, pacientes que reciben tratamientos de radiación, pacientes pediátricos difíciles, o pacientes que no pueden someterse a control radiográfico.



5 años de garantía

A diferencia de otras puntas diagnósticas, la Punta Diagnóstica de SDI tiene 5 años de garantía.

Otras puntas

La Radii Plus también tiene otras puntas desmontables: Orto y Bleach



Aditamento Diagnóstico LED Radii Plus	5600068
Aditamento LED para el Blanqueamiento de un solo Diente Radii Plus	5600058
Aditamento LED Ortodóntico (Ortho) Radii Plus	5600059
Aditamento LED Estándar Radii Plus	5600060
Radii Plus (Australia / Nueva Zelanda)	5600050
Radii Plus (Norte y Sudamérica / Asia)	5600052
Radii Plus (Europa)	5600053
Radii Plus (Reino Unido)	5600051

(1) Datos de los Fabricantes de LED's.

Fotografías cortesía del Dr. Geoff Knight y John C Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, Nueva York.



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



Caries identificada



Detección de caries



Caries retirada

