



# RIVA APPLICATOR PRO

APLICADOR DE CÁPSULAS



CÓMODO.  
RESISTENTE.  
HIGIÉNICO.

# CÓMODO. RESISTENTE. HIGIÉNICO.

El aplicador Riva Pro es un aplicador de cápsulas universal duradero, diseñado especialmente para dentistas. Compatible con las cápsulas de SDI, así como con otras cápsulas de ionómero de vidrio líderes del mercado<sup>1</sup>, su avanzado sistema de bloqueo garantiza una extrusión fiable en todo momento. Con un diseño ergonómico que no requiere mantenimiento, el aplicador soporta caídas de hasta 1,5 metros<sup>2</sup> y no requiere lubricación. Totalmente esterilizable en autoclave<sup>3</sup> y fácil de limpiar, lo que le permite mantener una apariencia profesional e higiénica. Una herramienta esencial para las prácticas dentales modernas.

## CÓMODO. RESISTENTE. HIGIÉNICO.

El aplicador Riva Pro representa la tercera generación de aplicadores de SDI y sienta un nuevo precedente en cuanto a compatibilidad, fiabilidad e higiene. Diseñado para garantizar un uso eficiente y un alto rendimiento, hace que la extrusión de cápsulas sea más sencilla que nunca.

## COMPATIBILIDAD DE CÁPSULAS

El aplicador Riva Pro cuenta con un sistema de bloqueo de cápsula avanzado compatible con todos los ionómeros de vidrio de SDI, las cápsulas Stela capsules de SDI y otras cápsulas de ionómero de vidrio líderes del mercado<sup>1</sup>. Las cápsulas se bloquean en su lugar de forma segura, lo que garantiza una extrusión uniforme y fiable.

## DISEÑO RESISTENTE Y DURADERO

Diseñado para durar, el aplicador Riva Pro hace gala de un diseño ergonómico elegante que minimiza los bordes afilados y los posibles puntos de entrada. Su resistente mecánica interna de acero no requiere lubricación, lo que preserva su fiabilidad a lo largo del tiempo. Diseñado para soportar las rigurosas exigencias del uso diario.

## HIGIÉNICO Y DE FÁCIL LIMPIEZA

La limpieza del aplicador Riva Pro es sumamente sencilla. Es totalmente esterilizable en autoclave y baños por ultrasonidos.<sup>3</sup> Esto permite mantener la higiene y el aspecto profesional del aplicador con un mínimo esfuerzo.

## CARACTERÍSTICAS

- Compatible con las cápsulas de SDI, así como con otras cápsulas de ionómero de vidrio líderes del mercado<sup>1</sup>
- Diseño contorneado que ofrece resistencia y comodidad
- Piezas mecánicas de ingeniería de acero inoxidable y carcasa mecánica duradera
- Esterilizable en autoclave y baños por ultrasonidos<sup>3</sup>
- No requiere lubricación



Riva Applicator Pro

5545005

<sup>1,2,3</sup> Datos de test internos de SDI



YOUR SMILE. OUR VISION.

CE

04/2025

M100651 A



MADE IN AUSTRALIA  
by SDI Limited  
3-15 Brunson Street,  
Bayswater, Victoria 3153  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRAZIL** 0800 770 1735  
**FRANCE** 00800 0225 5734  
**GERMANY** 0800 100 5759

**ITALY** 00800 0225 5734  
**NEW ZEALAND** 0800 808 855  
**SPAIN** 00800 0225 5734  
**UNITED KINGDOM** 00800 0225 5734  
**USA & CANADA** 1 800 228 5166