



# REFERENCIAS DE PEDIDOS



## SYRINGES

Repuestos de Jeringa <b>ae1</b> - 4g	8560020
Repuestos de Jeringa <b>ae2</b> - 4g	8560021
Repuestos de Jeringa <b>ae3</b> - 4g	8560022
Repuestos de Jeringa <b>ae4</b> - 4g	8560023

## COMPLETS

Repuestos Complet <b>ae1</b> - 0.25g	8565020
Repuestos Complet <b>ae2</b> - 0.25g	8565021
Repuestos Complet <b>ae3</b> - 0.25g	8565022
Repuestos Complet <b>ae4</b> - 0.25g	8565023

## AURA GAMA DE PRODUCTOS

Aura Dentine Chroma  
 Aura Enamel  
 Aura Bulk Fill  
 Aura Easy  
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



02-2024

M100271 F



+D036M1002711Z

HECHO EN AUSTRALIA  
 por SDI Limited  
 Bayswater, Victoria 3153  
 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRASIL** 0800 770 1735  
**FRANCIA** 00800 0225 5734  
**ALEMANIA** 0800 100 5759

**ITALIA** 00800 0225 5734  
**NUEVA ZELANDA** 0800 808 855  
**ESPAÑA** 00800 0225 5734  
**REINO UNIDO** 00800 0225 5734  
**USA & CANADÁ** 1 800 228 5166

# SDI | AURA EASY

COMPOSITE UNIVERSAL



4

TONOS

¡RESTAURACIONES  
SENCILLAS Y  
BRILLANTES,  
SIEMPRE!



# LAS RESTAURACIONES ESTÉTICAS YA SON MÁS FÁCILES.

## RESTAURACIONES FÁCILES Y ELEGANTES

Su mezcla única de relleno y resina funciona en armonía para aportar la fuerza y estética necesaria para ofrecer restauraciones duraderas.

## FÁCIL MANIPULACIÓN PARA UNA COLOCACIÓN SIN ESFUERZOS


La consistencia optimizada y no pegajosa hace que sea más sencillo esculpir y cerrar.

## FÁCIL AJUSTE DE TONOS PARA LA MAYORÍA DE SUS RESTAURACIONES ANTERIORES Y POSTERIORES

Suprima las conjeturas para encontrar el tono correcto para sus restauraciones eligiendo únicamente entre 4 tonos universales.

Con tonos que se encuentran situados en el espectro de saturación de color de manera equidistante y que se equiparan fácilmente con los tonos Vita, aura eASY le simplifica la personalización de tonos para la mayoría de sus necesidades diarias. aura eASY le hace más fácil que nunca el ajuste de tonos con los tonos VITA.

aura eASY simplifica sus procedimientos, minimiza su inventario y hace mucho más fácil sus consultas.



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

## ACHIEVABLE AESTHETICS CASE STUDIES

DR TERRY WONG [AUSTRALIA]



DR HUGH FLAX [USA]



# LE PERMITIRÁ REALMENTE PRESTAR MÁS SERVICIO TENIENDO QUE ALMACENAR MENOS PRODUCTO.

## FÁCIL PARA AFRONTAR LA PRUEBA DEL TIEMPO

Con una profundidad de cura de 3 mm, una alta resistencia a la compresión y a la flexión y las ventajas de la resina patentada de baja contracción para compensar el estrés marginal, conseguirá restauraciones resistentes y robustas.

## CONTRACCIÓN VOLUMÉTRICA BAJA, AURA EASY\*

ofrece menor estrés para proporcionar restauraciones de larga duración.

## EXCELENTE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, AURA EASY\*

resiste a las grandes deformaciones sin fracturarse.

## ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN, AURA EASY\*

resiste a las altas fuerzas compresivas de la boca.

2.21%

115 MPa

375 MPa

\*SDI internal data



## ADVANTAGES

4 tonos equivalen a 16 tonos VITA classical A1-D4®

Mayor resistencia al desgaste y más fuerte

Acabado liso y brillante siempre

Su consistencia no pegajosa hace que sea sencillo esculpirlo

Baja contracción volumétrica para compensar el estrés marginal

4 tonalidades universales que reducen el gasto de material

No se desplome y mantiene su forma

Disponible en jeringas y complets

## INDICACIONES

Restauraciones anteriores

Restauraciones posteriores

Incrustaciones indirectas, revestimientos y coronas

Reconstrucciones

Reestructuraciones

Técnica sandwich con ionómero de vidrio



» Después de un par de días con aura en mi consulta, fue fácil ver que los cuatro tonos era todo lo que necesitaba. La manipulación de aura y el ajuste de tonos hacen fácil crear restauraciones rápidas y estéticas. «

Dr LORI TROST DMD