



PRODUCTOS



50 AÑOS DE INNOVACIÓN DENTAL



IONÓMEROS DE VIDRIO



CEMENTOS



COMPOSITES



MATERIALES DE RESTAURACIÓN IONÓMERO DE VIDRIO FOTOACTIVABLE REFORZADO CON RESINA

Riva Light Cure contiene un relleno **ionglass™**, compuesto por una mezcla única de partículas de vidrio ultra finas altamente reactivas de diferentes tamaños. El relleno **ionglass™** contiene iones de flúor y estroncio que sinérgicamente mejoran la bio-remineralización del diente.

[Source: Thuy et al. Arch Oral Biol. 2008 Nov; 53(11):1017-22]

RIVA LIGHT CURE HV

- Fácil de manipular y esculpir
- La punta de seguridad color naranja de la lámpara evita un fraguado prematuro
- Fabulosa estética
- Sin BPA
- La alta dureza de la superficie permite una resistencia al desgaste a largo plazo
- Tiempo de trabajo adaptable
- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Fabulosa adaptación marginal
- Tonos: A1, A2, A3, A3.5 y B1

162€ PVP kit de 50 cápsulas



RIVA LIGHT CURE HV



SISTEMA DE IONOMERO DE VIDRIO PARA RELLENO MASIVO



CLASE I

CLASE II

CLASE V



RIVA SELF CURE HV

MATERIAL RESTAURADOR DE ALTA VISCOSIDAD AUTOCURADO Y REMINERALIZADOR DENTAL A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO

- Fácil de moldear y delinear - no es pegajoso
- Libera y se recarga en flúor para dar al diente una mayor resistencia al acidez.
- apto para técnica de relleno masivo
- Dentina de sustitución de alta resistencia
- Sin BPA y HEMA
- Excelente para la odontología mínimamente invasiva (MID)
- Alta resistencia a la acidez bucal
- Tonos: A1, A2, A3 y A3.5

155€ PVP kit de 50 cápsulas



RIVA APPLICATOR 2

APARIENCIA ROBUSTA Y DE LARGA DURACIÓN

- Encaja cómodamente en manos más pequeñas
- Autoclavable - fácil de limpiar

99€ PVP



RIVA SILVER - CON PLATA

MATERIAL RESTAURADOR CONVENCIONAL AUTOCURADO A BASE DE IONOMERO DE VIDRIO Y SIN MERCURIO

- Ideal para restauración con lesión de tipo abfracción
- apto para técnica de relleno masivo
- Ideal para reconstrucción de muñones
- De fácil manejo
- No produce contracción

222€ PVP kit de 50 cápsulas



COMPOSITES



STELA

EL FUTURO DE LOS COMPOSITES BULKFILL

- No contiene BPA, HEMA
- Aplicación en 15sec, sin técnica de incremento
- Sin Amina Terciaria, estabilidad del color
- Sin grabar, sin adhesivo, autopolimerizable
- Contiene **Flúor, Calcio y Estroncio** que favorecen la Bioactividad del Stela
- Efecto Camaleónico
- Formato Jeringa o capsulas

Kit Primer+Jeringa Automix 8gr: 8640002 - **155€ PVP**



LUNA 2

RESISTENCIA Y ESTÉTICA SUPERIORES ANTERO/POSTERIOR

- Manipulación excelente: antiadherente, sin desprendimientos, fácil de colocar y de esculpir
- Libre de BPA para aquellos pacientes preocupados por su salud
- Alta resistencia a la compresión para soportar la carga oclusal en las Clases I y II y en la técnica build up
- Opalescencia y fluorescencia

Jeringa de 4gr: 8800703 - **62€ PVP**



AURA

MATERIAL RESTAURADOR ULTRA UNIVERSAL

- Estético Dentina - esmalte:
7 dentinas (nanohíbridas)
+ 3 Esmaltes (microrrelleno)
- Elaborado según las características naturales de la dentina y el esmalte
- Una técnica de estratificación simple e intuitiva para reproducir el color natural del diente
- Pulido y esculpido de gran calidad

Aura jeringa de 4gr de dentina - **75€ PVP**

Aura jeringa de 3gr de Esmalte - **56€ PVP**



AURA EASY

MEJOR RESULTADO, MENOS GASTO DE PRODUCTO

- 4 tonos equivalen a 16 tonos VITA classical A1-D4®
- Mayor resistencia al desgaste y más fuerte
- Acabado liso y brillante siempre
- Su consistencia no pegajosa hace que sea sencillo esculpirlo
- Baja contracción volumétrica para compensar el estrés marginal
- 4 tonalidades universales que reducen el gasto de material

Jeringa de 4gr - **75€ PVP**



AURA BULK FILL

RESTAURACIONES POSTERIORES CON COMPOSITE RÁPIDAS Y SENCILLAS

- Capa de relleno de hasta 5mm
- Fotocurado con LED durante 20 seg.
- Acabado de aspecto natural con un único tono universal
- Gran profundidad de curado sin necesidad de una capa de nivelación

Precio jeringa de 4gr - **75€ pvp**



COMPOSITES FLUIDOS



LUNA FLOW Y LUNA FLOW LV

MATERIAL RESTAURADOR UNIVERSAL ULTRA

- Fluye a demanda, mantiene su forma para garantizar una manipulación superior y no chorrea
- Su muy elevada radiopacidad de 265 % Al lo convierte en una excelente base o recubrimiento radiopacos
- Excepcional resistencia a la compresión de 421 MPa para restauraciones muy resistentes
- Gran resistencia a la flexión: 128 MPa para restauraciones de Clase V

Jeringa de 2gr - **27€ PVP**



WAVE, WAVE MV & WAVE HV

COMPOSITE RADIOPACO FLUIDO LIBERADOR DE FLÚOR

- Alta resistencia a la compresión
- Tres tipos de viscosidad
- No hay cambios en la tonalidad después de fotocurar
- Fabulosa gama de tonos: A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, B3, C2, C3, D3, OA2, incisal, gingival y blanqueamiento
- Disponible en toda la gama Vita®

Jeringa de 1gr - **18€ PVP**



AURA EASYFLOW

MATERIAL RESTAURADOR UNIVERSAL ULTRA

- 4 tonos de Aura Easyflow cubren los 16 tonos de VITA classical A1-D4®
- Flujo óptimo para la adaptación a la cavidad
- Gran visibilidad en radiografías
- Fuertes propiedades mecánicas
- Estética estable a lo largo del tiempo

Jeringa de 2gr - **28€ PVP**

CEMENTOS

FUERZA DE UNIÓN SUPERIOR, ALTA RESISTENCIA Y MENOR DESPERDICIO

Riva Cem Automix es un cemento autopolimerizable radiopaco de ionómero de vidrio modificado con resina en formato pasta/pasta que libera flúor. Está indicado para el cementado permanente de restauraciones ceramometálicas. Su punta de automezclado ofrece una mayor comodidad en comparación con los sistemas tradicionales de cemento mezclados a mano.

RIVA CEM AUTOMIX

CEMENTO OBTURADOR DE IONÓMERO DE VIDRIO MODIFICADO CON RESINA

- Fuerza de unión superior (esmalte y dentina)
- Máxima resistencia a la flexión
- Más puntas/menor desperdicio de puntas
- La mejor estética a largo plazo
- Opción de fotopolimerización por aproximación
- Liberación sostenida de flúor
- Libre de BPA

2 x Jeringas de 4 gr ref: 8800703 - **95€ PVP**



¡CONTIENE ESTRONCIO!

DISPONIBLE PUNTAS INTRA ORAL Y ENDO



SET PP

CEMENTO DE RESINA AUTOADHESIVO Y AUTOGRABADOR DE CURADO DUAL

- A1/A2/OA3
- Para cementación cerámica, metálica y compuesta, que incluye:
- Incrustaciones
- Onlays
- Coronas
- Puentes
- Postes y tornillos
- Carillas (con adhesivo)

Kit 7gr x 2 Jeringas: **154€ PVP**

RIVA LUTING

CEMENTO OBTURADOR CONVENCIONAL AUTOCURADO A BASE DE IONÓMERO DE VIDRIO

- Se adhiere químicamente a la estructura dental y a sustratos de metal
- Muy bajo espesor de la película - fluye fácilmente entre la restauración y el diente
- Alta liberación de flúor
- Disponible en versión capsulas (x50)

Kit pequeño polvo/liquido ref: 8650509 - **60€ PVP**

Triple pack polvo/liquido ref: 8650510 - **176€ PVP**



FLUORURO DE PLATA RIVA STAR AQUA

NUEVA GENERACIÓN DE FDP: RIVA STAR AQUA

SDI continúa innovando en las soluciones de FDP con el lanzamiento de Riva Star Aqua, la próxima generación de solución de flúor de plata a base de agua que también es efectiva para detener las lesiones cariosas como una solución de FDP¹, además de presentar beneficios adicionales para el paciente.

Al igual que Riva Star (FDP), Riva Star Aqua (AgF) es un sistema patentado de 2 pasos no invasivo que se utiliza para neutralizar el dolor dental provocado por la sensibilidad dentinaria con solo unas pocas gotas. Riva Star Aqua es una solución acuosa de flúor de plata sin la base de amoniaco.



**RECOMENDADO
POR LA OMS**

RIVA STAR AQUA

TRATAMIENTO DEL HIM

- Alivio inmediato de la sensibilidad
- Reducción de las manchas
- A base de fluoruro de plata
- Sin Amoniaco
- No requiere almacenamiento frigorífico
- Sin olor, ni sabor
- Ideal para pacientes especiales/ niños/ ancianos

Kit de frascos ref : 8800530 - **139€ PVP**



¹ Turton B, Horn R, Durward C. Caries arrest and lesion appearance using two different silver fluoride therapies on primary teeth with and without potassium iodide : 12 month results. Clin Exp Dent res 2020;11-11

LÁMPARAS LED

RADII XPERT MULTIWAVE

EFICIENCIA MEJORADA MÁXIMA
FOTOACTIVACIÓN EN CADA INSTANTE



- Asistente de focalización para una fotoactivación de precisión
- Haz de luz colimada de manera óptima
- Cabezal con rotación a 360°
- Nueva punta Multiwave
- 4 LED de activación
- Disponibles cabezales de ortodoncia/ blanqueamiento/diagnóstico
- Tecnología inteligente que incluye una pantalla LCD, un temporizador ajustable con cuenta atrás y la posibilidad de memorizar sus ajustes de fotocurado favoritos
- 1500mW/cm² de potencia/ 2 horas y 30 minutos de Autonomía

ref: 5600312: **PRECIO 1500€ PVP**



m NUEVA PUNTA
MULTIWAVE



Tripode
multidireccional

RADII-CAL CX

LÁMPARA LED DE FOTOPOLIMERIZACIÓN
CON LUZ COLIMADA

- Haz uniforme colimado
- Tecnología de pulsos = alta intensidad
- 1200 mW/cm²
- Emisión de calor reducida
- Duración de la batería = fotopolimerizaciones de 1200 x 10 segundos
- Tecnología avanzada de disipación de calor: no requiere ventilador
- Modo de incremento gradual incorporado
- Indicador de radiómetro incorporado
- Diseño ligero e inalámbrico: 144 g
- Garantía limitada de dos años



LUZ COLIMADA



DISEÑO
ERGONÓMICO



TECNOLOGÍA DE
BATERÍA INTELIGENTE



LED RADIOMETER X

MEDIDOR UNIVERSAL PARA LAMPARAS LED

- Realiza lecturas de intensidad entre 400 y 525 nanometros
- Lectura digital instantanea
- Sin calibrar

PRECIO 492€ PVP



ULTRAMAT S

MEZCLADOR MULTIUSO DE ALTA VELOCIDAD

- Permite una mezcla perfecta de las cápsulas
- Baja vibración y extremadamente silencioso

PRECIO 566€ PVP



ULTRAMAT 2

MEZCLADOR MULTIUSO DE ALTA VELOCIDAD

- Garantía de 5 años
- Trituración exacta y consistente
- Alto rendimiento de energía
- Bajo consumo de energía
- Simple de usar
- Baja vibración y extremadamente silencioso

PRECIO 769€ PVP



ADHESIVOS

ZIPBOND UNIVERSAL

PROTÉJASE CONTRA LA VARIABILIDAD CLÍNICA

- Ideal para cualquier situación clínica.
- 330 gotas por frasco
- Adhesión a la dentina húmeda y seca
- Combinación patentada de monómeros adhesivos, contiene MDP
- Libera flúor
- No contiene BPA ni HEMA
- Altamente estético

Frasco de 5ml ref: 8100502

70€ PVP



SELLADORES DE FISURAS

CONSEAL F

SELLADOR DE RESINA PARA FOSAS Y FISURAS FOTOACTIVABLE QUE LIBERA FLUÓR

- No contiene Bisfenol A o sus derivados
- Aplicación exacta y controlada con 27 puntas de aplicación calibre 27

Kit de 10 jeringas x 1g ref : 7850013 **131€ PVP**



RIVA PROTECT

IONÓMERO DE VIDRIO CONVENCIONAL AUTOCURADO UTILIZADO COMO SELLANTE, BASE Y PROTECTOR DE SUPERFICIES DENTALES

- Ayuda a detener y prevenir la caries
 - libera y recarga flúor
- Sin Hema y BPA

Kit de 50 capsulas: **176€ PVP**



ACCESORIOS

SUPER ETCH

GEL GRABADOR DE ÁCIDO FOSFÓRICO AL 37%

- Se limpia fácilmente con agua
- No interfiere con el adhesivo
- Gel de baja o alta viscosidad
- Gel de fácil control que fluye bajo dirección, no por gravedad

Kit Jumbo: 2x25ml ref: 8100059 **75€ PVP**



DISPONIBLE EN VARIOS FORMATOS

POINTS & DISPENSADOR

MICRO - PINCELES APLICADORES DESECHABLES

- Resistente a solventes, no es absorbente, contiene fibras que no desprenden pelusas

Dispensador de microaplicadores:

- Dispensa de un simple giro
- Compacto y práctico

Caja de 400 - **33€ PVP**



BLANQUEAMIENTOS

POLA DAY

SISTEMA DE BLANQUEAMIENTO DOMICILIARIO CON PEROXIDO DE HIDROGENO

- Solo 45 mn en boca
- Disponible al 6% de peróxido de hidrógeno
- Disponible en kit de 4, 10 o 50 jeringas



POLA NIGHT

SISTEMA AVANZADO DE BLANQUEAMIENTO DENTAL DOMICILIARIO A BASE DE PERÓXIDO DE CARBAMIDA

- Desde 90 minutos al día
- Disponible en peróxido de carbamida al 10% y 16%
- Disponible en kit de 4, 10 o 50 jeringas



POLA LUMINATE

¡PINCELA Y LISTO!

- Sin férulas - pincel de aplicación profesional para blanqueamiento dental
- Peróxido de hidrogeno al 6%, gel de baja viscosidad con secado rápido



POLA FOR ALIGNERS

ALINEACIÓN Y BLANQUEAMIENTO SIMULTÁNEOS

Presentamos Pola For Aligners, el gel blanqueador Pola especialmente formulado para su uso con alineadores de ortodoncia.

Pola For Aligners incorpora los mismos beneficios que la galardonada fórmula blanqueadora de Pola.

- Máxima comodidad para el paciente en un kit de blanqueamiento
- Peróxido de carbamida al 10%
- Contiene nitrato de potasio y flúor para reducir la sensibilidad durante su uso a largo plazo
- El gel de alta viscosidad garantiza una aplicación fácil y segura en el alineador, y su permanencia en el lugar de colocación



POLA OFFICE+

EL MÁS RÁPIDO DEL MUNDO

- Se puede utilizar con o sin lámpara de fotocurado
- Uso rápido y fácil: 3 aplicaciones de 8 minutos
- Peróxido de hidrógeno al 37.5%
- Jeringa de auto-mezcla - aplíquelo directamente al diente
- Disponible en kit de 1 o 3 jeringas



PINCEL APLICADOR INCLUIDO!

POLA LIGHT

NUEVO SISTEMA DOMICILIARIO CON LUZ

Pola Light es un sistema avanzado de blanqueamiento dental que combina la fórmula del blanqueamiento Pola, sistema premiado por la industria, con una férula LED, para un tratamiento de blanqueamiento más rápido.



- El sistema Pola Light se combina con el gel Pola Day.
- Peroxido de hidrogeno al 6%
- Formulado para eliminar con seguridad las manchas más duraderas.
- Reutilizable para tratamientos posteriores- kit de reposición disponible..
- Remineralización para fortalecer los dientes.
- Hidratación adicional para minimizar la sensibilidad

[Férula LED+ 4 x 3gr jeringas] **90 euros PVP**

MATERIAL PROMOCIONAL

Soporte marketing para promocionar el tratamiento de blanqueamiento dental en su clínica.



PÓSTER POLA DAY
Pedido M100337



PÓSTER POLA NIGHT
Pedido M100338



PÓSTER POLA OFFICE+
Pedido M100339



BOLSA POLA
Pedido M100143



PORTA FOLLETOS POLA
PARA PACIENTES
Pedido M100290



FOLLETOS POLA
PARA PACIENTES
Pedido M100343



PANFLETO ANTES Y DESPUÉS
DE POLA CON SOPORTE
Pedido M100351



PEGATINA POLA PARA V
ENTANAS Y ESCAPARATES
Pedido M100344



POLA LIGHT SOPORTE
DE EXHIBICIÓN
Pedido M7700979



POLA VIDEO USB SALA DE ESPERA
Pedido M100245



MATERIAL PROMOCIONAL PERSONALIZADO
Más material promocional personalizado se encuentra
disponible mediante descargas. Visite: www.sdi.com.au

VISIT WWW.SDI.COM.AU

facebook.com/sdipola/espana

instagram/sdi_espana

SDI ESPAÑA



Contacte con nosotros:

Zona Norte/Centro:
Carolina 660 987 173

Zona Levante/islas:
Nacho 630 767 542

Zona Madrid :
Ana 627 005 342

Zona Cataluña:
Sandra 696 966 112

Zona Sur:
Yann 646 327 969

Atención al cliente:
Paloma 00800 022 55 734



SDI | YOUR SMILE. OUR VISION.

SDI Germany GmbH
llamada gratis 00800 022 55 734