

SDI | **POINTS**

MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES



MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

Los micro-pinceles aplicadores desechables son usados para transferir rápidamente pequeñas cantidades de material dentro de áreas difíciles de alcanzar. Las puntas son resistentes a los solventes comunes presentes en materiales dentales.

FIBRAS RESISTENTES A SOLVENTES

Las fibras del tip son resistentes a solventes y medios ambientes severos.

FIBRAS NO ABSORBENTES, NO SE DISGREGAN

Las fibras no se separan durante el proceso. La solución es suspendida entre las fibras hasta su aplicación.



TRES TAMAÑOS

Puntas en tres tamaños, superfinas, finas medianas, permiten transportar. Diferentes tamaños de gotas.

SELECCIÓN DE COLORES

Los variados colores son ideales para procesos de múltiples pasos como código de color.

MATERIAL SUAVE Y FLEXIBLE

Las puntas pueden ser dobladas para máxima accesibilidad.

DETALLES DEL PEDIDO

PUNTAS	
Puntas púrpura - superfinas 1 x 400 puntas púrpura - superfinas	8100122
Puntas verde oscuro - finas 1 x 400 puntas verde oscuro - finas	8100116
Puntas azules - medianas 1 x 400 puntas azules - medianas	8100118
Puntas Dispenser	8100131

Puntas surtidas - todos los tamaños 1 x 100 puntas púrpura - superfinas 1 x 100 puntas verde - finas 1 x 100 puntas verde claro - finas 1 x 100 puntas azules	8100123
Puntas verde claro - finas 1 x 400 puntas verde claro - finas	8100117
Points light blue - medium 1 x 400 puntas celestes	8100119

INDICACIONES

Aplicación de sellantes

Colocación de agentes adhesivos

Aplicación de grabadores

Colocación de liners cavitarios

Soluciones hemostáticas, astringentes, reveladoras

Absorber excesos de resina

Condensar hidróxido de calcio en canales radiculares.

INSTRUCCIONES

- 1 Las puntas pueden usarse rectas o curvadas



- 2 Sumerja la punta dentro de la solución, aplique en el lugar requerido

- 3 Deseche la punta después de la aplicación
Sugerencia: Cuando aplique más de una solución, use puntas de diferentes colores para evitar confusión



YOUR SMILE. OUR VISION.



HECHO EN AUSTRALIA
por SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASIL 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
ALEMANIA 0800 100 5759

ITALIA 00800 0225 5734
NUEVA ZELANDA 0800 808 855
ESPAÑA 00800 0225 5734
REINO UNIDO 00800 0225 5734
USA & CANADÁ 1 800 228 5166