

diagnostic tip

RADII PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO


ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L.E.D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO

KOŃCÓWKA DIAGNOSTYCZNA

诊断用LED附件



SDI



regardez vos patients sous un autre jour!

diagnostic tip



Facile à utiliser

L'embout de diagnostic SDI allume instantanément la lampe à polymériser LED ultra puissante de Ralii Plus, redoublant ainsi l'efficacité de votre LED.

La lumière dans les moindres recoins


L'embout de diagnostic SDI éclaire les zones les plus difficiles à voir pour vous aider à identifier:

- Fissures sur cuspidés et dents
- La profondeur d'une fracture sous-gingivale
- Calcul sous-gingival
- Carie interproximale
- Caries dont l'image radio est douteuse
- Élimination des caries dans une nouvelle préparation
- Ouvertures de canal radiculaire caché
- Dent dévitalisée
- Restaurations d'infiltration

L'embout de diagnostic SDI peut même dévoiler ces problèmes avant qu'ils n'apparaissent clairement sur la radiographie.

En toute sécurité

L'embout de diagnostic SDI utilise une LED blanche d'intensité élevée à 5W qui émet des longueurs d'onde comprises entre 400 et 750 nm, excluant ainsi de manière sûre toute émission d'ondes ultraviolettes et infrarouges. La solution idéale pour les femmes enceintes, les patients sous radiothérapie, les enfants agités ou les patients sur lesquels il n'est autrement pas possible de faire une radio.



5 ans de garantie

Contrairement à d'autres embouts de diagnostic, l'embout SDI est garanti cinq ans.

Autres embouts

Ralii Plus propose également d'autres embouts détachables: Ortho et Blanchiment



Embout de diagnostic LED Ralii Plus	5600068
Embout LED de blanchiment individuel Ralii Plus	5600058
Embout LED orthodontique (Ortho) Ralii Plus	5600059
Embout LED standard Ralii Plus	5600060
Ralii Plus (Australie / Nouvelle Zélande)	5600050
Ralii Plus (Amérique du Nord et du Sud / Asie)	5600052
Ralii Plus (Europe)	5600053
Ralii Plus (Royaume-Uni)	5600051

(1) Données du fabricant LED.


Photos gracieusement offertes par les Dr. Geoff Knight et John C Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, New York



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



Caries non détectées



Caries identifiées



Caries éliminées

