



PRODUITS



50 ANS D'INNOVATION RESTAURANTE



VERRE IONOMÈRE



CIMENTS



ADHÉSIFS



COMPOSITES



COMPOSITES UNIVERSELS

STELA

STELA COMPOSITE AUTO POLYMÉRISABLE

- Technologie interface hermétique qui favorise la minimisation de la sensibilité postopératoire
- Seulement 2 étapes pour réduire les erreurs d'opérateur
- Surpasse la plupart des composites ; haute résistance à la flexion et compression
- Profondeur de polymérisation illimitée sans lampe à polymériser
- Aucune mordancage ni adhésif requis, pour plus de simplicité et d'efficacité
- Contient du monomère MDP, pour une force d'adhésion élevée et fiable



Cavité préparée et prête à être isolée avec une digue dentaire



Aspect final après finition et polissage

Images reproduites avec l'aimable autorisation du Prof Dr Rocio Lazo



LUNA 2

COMPOSITE UNIVERSEL

- Manipulation plus facile : ne colle pas et ne saffaisse pas; propriétés mécaniques fiables
- Technologie d'agencement logique des teintes pour une sélection plus facile et plus précise
- Sans BPA
- Radio-opacité très élevée de 250 % Al
- Haute résistance à la compression 360 mpa
- Haute résistance à la flexion 130 mpa
- Propriétés de mimétisme naturelles



AURA EASY

4 TEINTES POUR MOINS D'INVENTAIRE

- Forte résistance à l'usure et à la flexion
- Aspect lisse et brillant
- Sa consistance non collante le rend facile à sculpter
- Disponible en seringues et compules
- 4 teintes universelles couvrant 8 teintes VITA®



AURA BULK FILL

LA SIMPLICITÉ DE L'OBTURATION PAR APPLICATION EN BLOC

- La mise en place du matériau d'obturation en bloc avec une profondeur de polymérisation pouvant atteindre 5 mm
- Polymérisation par lumière DEL de 20 sec.
- Fini d'aspect naturel avec seulement une teinte universelle



COMPOSITES FLUIDES



LUNA FLOW

COMPOSITE FLUIDE UNIVERSEL

- Résistance exceptionnelle à la compression de 421 MPa et 128 MPa de résistance à la flexion
- Coule à la demande, conserve sa forme et ne fait pas de fil pour un contrôle maximal de l'application
- Radio-opacité exceptionnelle de 265 % Al pour un diagnostic plus rapide et plus précis
- Technologie d'agencement logique des teintes pour une sélection plus facile et plus précise



AURA EASYFLOW

DES FONCTIONS ADAPTÉES À CHAQUE TYPE D'UTILISATION

- Système établi d'obturation nanohybride
- Fluidité optimale pour l'adaptation à la cavité
- Haute radio opacité [265 %Al]
- Excellentes propriétés mécaniques
- Prise de teinte simple
- Propriétés optiques optimisées
- Esthétique stable au fil du temps



WAVE, WAVE MV & WAVE HV

COMPOSITES FLUIDES À LIBÉRATION DE FLUOR

- Trois viscosités
- Force élevée de compression



CIMENTS

SET/SET PP

CIMENT DE RÉSINE AUTO-ADHÉSIF, AUTO-MORDANÇANT, AUTO ET PHOTOPOLYMÉRISABLE

- Pas de bisphénol A ni d'HEMA
- Force de liaison élevée
- 5 teintes en capsules et seringue à mélange automatique
- Facile à nettoyer
- Pas de mordantage - minimise la publication sensibilité post opératoire
- Auto-Polymérisé en 5 minutes ou 20 secondes avec une lampe à polymériser à LED
- Bonne radio-opacité
- Stabilité dimensionnelle élevée
- Technologie brevetée ionglass™ - libération élevée de fluorure
- Bonne résistance à l'eau



RIVA LUTING

CVI CIMENT CONVENTIONNEL AU VERRE IONOMÈRE AUTOPOLYMERISABLE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent et au métal (couronne, appareil orthodontique, pivots)
- Film très mince - s'écoule facilement entre la restauration et la dent
- Sans Bisphénol A et HEMA
- Épaisseur du film très mince - s'écoule facilement entre la restauration et la dent
- Facile à nettoyer
- Faible solubilité dans l'eau - longévité accrue et esthétique
- Force adhésion exceptionnelle



RIVA LUTING PLUS

CVI CIMENT AU VERRE IONOMÈRE MODIFIÉES PAR L'AJOUT DE RÉSINE AUTOPOLYMERISABLE

- Film très mince - s'écoule facilement entre la restauration et la dent
- Force de liaison élevée
- Résistance élevée à l'acide
- Sans Bisphénol A
- Adhère chimiquement à la structure de la dent et aux restaurations
- Grande libération de fluor et rechargeabilité



AMALGAMES



GS-80

ALLIAGE ADMIX NON-GAMMA 2 ÉCONOMIQUE

- Microfuites quasi inexistantes
- Un plus grand choix de temps de prise et de tailles de capsules
- Haute résistance à la compression
- Modification dimensionnelle positive



PERMITE

ALLIAGE ADMIX NON-GAMMA 2 À HAUTE TENEUR EN ARGENT

- Caractéristiques supérieures de manipulation
- Microfuites inexistantes
- Résistance très précoce à la compression
- Résistance élevée polissage et manipulation aisés



LOJIC+

AMALGAME SPHÉRIQUE À RÉSISTANCE ÉLEVÉE À HAUTE TENEUR EN ARGENT AVEC AJOUT DE PLATINE

- Facile à polir - effet miroir
- Résistance très précoce à la compression
- Grand choix de temps de prise et de tailles de capsules

LAMPES LED

RADII XPERT

CONCEPTION PLUS INTELLIGENTE. POLYMÉRISATION OPTIMALE À CHAQUE UTILISATION.

- L'intensité lumineuse de 1500mW/cm² sur une ouverture de 4 mm couvre une longueur d'onde allant de 440 nm à 480 nm
- Cible unique pour une poly-mérisation de précision
- Faisceau collimaté de manière optimale
- Technologie de cible unique pour un traitement précis
- Faisceau collimaté de manière optimale
- Intensité lumineuse constante
- Technologie intelligente pour une utilisation facile
- Prise en main ergonomique et bien équilibrée
- Polymérise tous les composites



RADII-CAL CX

LAMPE À POLYMÉRISER LED COLLIMATÉE

- Pulse technology : intensité d'énergie élevée 1200 mW/cm² et une faible émission de chaleur
- Autonomie de la batterie : 1200 cycles de 10 secondes
- Mode ramp intégré
- Radiomètre intégré
- Conception légère et sans fil - 144 g
- Garantie limitée de 2 ans*



LUMIÈRE
COLLIMATÉE



CONCEPTION
ERGONOMIQUE



TECHNOLOGIE
DE BATTERIE
INTELLIGENTE



*Radii-Cal CX: 2 year manufacturing warranty on parts and battery.

NEW



ULTRAMAT X

LE MÉLANGEUR LE PLUS SILENCIEUX.
UTILISER D'UNE MAIN

- S'utilise d'une seule main
- 30 % plus silencieux que les autres mélangeurs
- Complète compatibilité des capsules
- 5 années de garantie



ULTRAMAT 2

MÉLANGEUR DE CAPSULE TOUT USAGE À
HAUTE VITESSE

- 5 ans de garantie limitée
- Silencieux et vibration faible
- Mélange précis et constant



LED RADIOMETER X

RADIOMÈTRE POUR LAMPES À POLYMÉRISER À LED

- Simplicité et précision
- Compatible avec toutes les lampes à polymériser à led
- Sans calibrage
- Précision de la lecture décentrée
- Technologie intelligente

ADHÉSIFS

ZIPBOND UNIVERSAL

SE PRÉMUNIR CONTRE LA VARIABILITÉ CLINIQUE

- Forces d'adhésion uniformes pour la dentine et l'émail
- Adhésif dentinaire humide et sec
- Combinaison exclusive de monomères adhésifs
- Forces d'adhésion stables pour les restaurations indirectes



RIVA BOND LC

LE PREMIER ADHÉSIF QUI COMPENSE LA CONTRACTION DE POLYMÉRISATION DES COMPOSITES

- Technology™ unique pour la réduction du stress
- Diminue et absorbe la contraction de polymérisation du composite



SEALANTS

CONSEAL F

SCELLEMENT DES PUITS ET FISSURES À LIBÉRATION DE FLUOR PHOTOPOLYMÉRISABLE

- Viscosité extrêmement faible - pénètre rapidement et profondément les puits et fissures
- Sans Bisphénol A



RIVA PROTECT

VERRE IONOMÈRE CONVENTIONNEL AUTOPOLYMÉRISABLE UTILISÉ COMME SCELLANT, BASE, RESTAURATION TEMPORAIRE OU COMME PROTECTEUR DE SURFACE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Reminéralise la dent par la libération et la rechargeabilité en fluor.
- Sans Bisphénol A et HEMA



ACCESSORIES

SUPER ETCH

GEL DE MORDANÇAGE D'ACIDE PHOSPHORIQUE À 37%

- Gel à viscosité faible ou élevée
- Direction de l'application du gel facile à contrôler, ne coule pas
- Se nettoie facilement avec de l'eau



MINIBROSSETTES ET DISTRIBUTEUR

MINIBROSSETTES JETABLES

- Moyenne, fine, superfine dans un choix de couleurs
- Résistante au solvant, non-absorbante, fibres non-pelucheuses



BLANCHIMENT DENTAIRE

POLA DAY

SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS AVANCÉ À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE À UTILISER À LA MAISON

- Disponible en concentration de **9.5% de peroxyde d'hydrogène**
- À partir de 30 min par jour
- Gel à haute viscosité et pH neutre contenant du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA NIGHT

SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS AVANCÉ À BASE DE PEROXYDE DE CARBAMIDE À UTILISER À LA MAISON

- Disponible en concentrations de **10%, 16% et 22% de peroxyde de carbamide**
- À partir de 45 minutes par jour
- Gel à haute viscosité et pH neutre contenant du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA DAY CP

SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS À UTILISER CHEZ LE DENTISTE

- Disponible en **peroxyde de carbamide 35 %**
- Port de la gouttière à partir de seulement 15 minutes par jour
- Gel à haute viscosité et pH neutre contenant du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA LIGHT

SYSTÈME DE BLANCHIMENT DES DENTS AVANCÉ AVEC LUMIÈRES DEL À UTILISER À LA MAISON

- Disponible en **peroxyde d'hydrogène 9.5% et peroxyde de carbamide 22%**
- Durée de traitement de 5 jours.
- À partir de seulement 20 minutes par jour
- Portable, rechargeable et facile à porter sans cordon attaché à l'embout buccal



POLA OFFICE

HAUTE TECHNOLOGIE DE BLANCHIMENT DENTAIRE

- Disponible en **peroxyde d'hydrogène à 35%**
- S'utilise avec ou sans lumière
- 30 minutes de la préparation à l'application finale



POLA OFFICE+

HAUTE TECHNOLOGIE DE BLANCHIMENT DENTAIRE

- Disponible en **peroxyde d'hydrogène à 37.5%**
- S'utilise avec ou sans lumière
- Rapide et facile à utiliser: 3 applications x 8 minutes



VERRE IONOMÈRE



LE VERRE IONOMÈRE MAINTES FOIS PRIMÉ ET FACILE À MANIPULER

Riva Light Cure contient le système de charge **ionglass™**, composé d'un mélange unique de particules de verre hautement réactives de particules ultrafine de différentes tailles.

Le système de charge **ionglass™** contient des ions de fluorure et de strontium qui améliorent de manière synergique la bioréminéralisation de la dent. .

[Source: Thuy et al. Arch Oral Biol. 2008 Nov; 53(11):1017-22]

RIVA LIGHT CURE

VERRE IONOMÈRE PHOTOPOLYMÉRISABLE RENFORCÉ À LA RÉSINE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- L'embout orange prévient la polymérisation prématurée dans la capsule
- Pour restaurations profondes et/ou esthétiques
- Reminéralise la dent par la libération et la rechargeabilité en fluor
- Sans Bisphénol A

RIVA LIGHT CURE HV

VERRE IONOMÈRE PHOTOPOLYMÉRISABLE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE RENFORCÉ À LA RÉSINE

- Facile à sculpter et à manipuler, ne colle pas aux instruments
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Sans Bisphénol A

RIVA LIGHT CURE HV



LE BIOMIMÉTIQUE UNIQUE POUR DES RES- TAURATIONS DURABLES



CLASSE I



CLASSE II
(conservatrice)



CLASSE V



RIVA SELF CURE

VERRE IONOMÈRE AUTOPOLYMÉRISANT

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Convient aux obturations profondes
- Sans Bisphénol A et HEMA
- Reminéralise la dent par la libération et la rechargeabilité en fluor.
- Meilleur choix de restauration pour les dents préalablement traitées au fluorure d'amine d'argent



RIVA SELF CURE HV

VERRE IONOMÈRE AUTOPOLYMÉRISABLE À VISCOSITÉ ÉLEVÉE

- Facile à sculpter et à manipuler, ne colle pas aux instruments
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Sans Bisphénol A et HEMA



RIVA SILVER

VERRE IONOMÈRE DE RESTAURATION SANS MERCURE AUTOPOLYMÉRISABLE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Reminéralise la dent par la libération et la rechargeabilité en fluor
- Radio-opacité très élevée



RIVA APPLICATOR 2

APPLICATEUR DE CAPSULES

- Convient aux petites mains
- Autoclavable - facile à nettoyer
- Sans bords coupants - ergonomique pour un confort maximal
- Le blocage de la capsule procure une extrusion contrôlée
- Robuste & de longue durée



MATÉRIEL MARKETING

Outils marketing pour la promotion de l'éclaircissement au cabinet



Affiche Pola Day
Reorder M110028



Affiche Pola Night
Reorder M110029



Affiche Pola Office+
Reorder M110170



Distributeur Pola de
brochures patient
Reorder M110162



Affichage Pola avant et après
Reorder M110172



Dépliant pour le patient Pola
Reorder M110025



Carte de rendez-vous Pola
Reorder M110160



Dépliant pour le patient Pola Light
Reorder M110032



Autocollant de fenêtre Pola
Reorder M110159



Pola Sac
Reorder M100332



Pola Sac
Reorder M100331



Pola salle d'attente USB Video
Reorder M100245



Plv Personnalisée

Il est vous est possible de personnaliser votre PLV via
téléchargement sur: www.sdi.com.au

VISIT **WWW.SDI.COM.AU**



YOUR SMILE. OUR VISION.

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166