



BEST OF DE PRODUITS

50 ANS DE RECHERCHE EN DENTISTERIE



VERRE IONOMÈRE



CIMENTS



COMPOSITES





VERRE IONOMÈRE DE RESTAURATION PHOTOPOLYMÉRISABLE RENFORCÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

Riva Light Cure contient une charge de verre **ionglass™** fabriquée à partir d'un mélange unique de particules ultrafines de verre hautement réactives.

Les charges de verre **ionglass™** contiennent des ions fluorures et du strontium qui agissent en synergie pour une reminéralisation naturelle de la dent.

[Source: Thuy et al. Arch Oral Biol. 2008 Nov; 53(11):1017-22]

RIVA LIGHT CURE

VERRE IONOMÈRE MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Embout orange pour empêcher une prise prématurée à la lumière du scialitique
- **Sans Bisphénol A**

RIVA LIGHT CURE HV

VERRE IONOMÈRE **HAUTE VISCOSITÉ** MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

- Facile à sculpter et à manipuler
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A**
- Haute viscosité unique
- Temps de travail étendu



RIVA LIGHT CURE HV

UN MATÉRIAU DE RESTAURATION HYBRIDE POUR PLUS D'INDICATIONS



CLASSE I

CLASSE II

CLASSE V



RIVA SELF CURE

VERRE IONOMÈRE HYBRIDE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Idéal pour la dentisterie minimalement invasive
- **Sans Bisphénol A et HEMA**

RIVA SELF CURE HV

VERRE IONOMÈRE HYBRIDE **HAUTE VISCOSITÉ**

- Haute viscosité unique, facile à sculpter
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Ne colle pas aux instruments

RIVA APPLICATOR 2

APPLICATEUR UNIVERSEL

- Robuste & de longue durée
- Autoclavable - facile à nettoyer
- Compatible avec toutes les capsules



RIVA SILVER

VERRE IONOMÈRE HAUTE VISCOSITÉ MODIFIÉ PAR ADJONCTION D'ARGENT

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Pas de rétraction
- Radio-opacité très élevée
- Renforcé à l'argent



COMPOSITES



STELA

COMPOSITE AUTO-POLYMÉRISANT

- Profondeur de polymérisation illimitée (**Touch-cure mode**)
- Interface étanche
- **2 étapes : 15 secondes**
- Résistance élevée
- En capsule ou seringue automix



LUNA 2

COMPOSITE UNIVERSEL

Résistance & esthétique

- Manipulation facile : ne colle pas, ne s'affaisse pas, agréable à appliquer et à sculpter
- **Sans BPA** pour les patients soucieux de leur santé
- En teintes Vita®
- Technologie Logical Shade Matching pour un effet caméléon et une grande stabilité chromatique
- Radiopacité élevée de 250% Al pour un diagnostic facile et précis.
- Résistance à la flexion similaire à la dentine



AURA

COMPOSITE ESTHÉTIQUE UNIVERSEL POUR UNE STRATIFICATION NATURELLE

- Technique simple de stratification permettant de reproduire les couleurs naturelles des dents
- Degré élevé de polissage et de modelage
- Ne s'affaisse pas et conserve sa forme
- Placement rapide et facile en quelques secondes

AURA EASY

COMPOSITE UNIVERSEL

- **4 teintes au lieu de 16 teintes Vita®**
- Forte résistance à l'usure et à la flexion
- Aspect lisse et brillant
- Sa consistance non collante le rend facile à sculpter
- Faible retrait de polymérisation
- 4 teintes universelles pour un stock réduit

AURA BULK FILL

COMPOSITE DE RESTAURATION POSTÉRIEUR

- Mise en place par couche de 5 mm
- Photopolymérisation LED 20 sec
- Finition d'aspect naturel avec une seule nuance universelle
- Polymérisation complète en épaisseur



COMPOSITES FLUIDES



LUNA FLOW

COMPOSITE UNIVERSEL HAUTE VISCOSITÉ

- Résistance à la compression exceptionnelle de 421 MPa et résistance à la flexion de 128 MPa
- Maintient sa forme et ne s'affaisse pas
- Haute radio opacité (265 %Al) pour des diagnostics plus rapides et plus précis
- Technologie Logical Shade Matching
- **Sans BPA**



AURA EASYFLOW

COMPOSITE ESTHÉTIQUE UNIVERSEL POUR RESTAURATION PAR STRATIFICATION

- 4 teintes au lieu de 16 teintes VITA® A1 - D4®
- Fluidité optimale pour une meilleure adaptation aux parois de la cavité
- Haute radio opacité (265 %Al)
- 4 teintes pour optimiser la gestion de stock
- Prise de teinte simple
- Propriétés optiques optimisées
- Stabilité chromatique à long terme



WAVE, WAVE MV & WAVE HV

COMPOSITE DE RESTAURATION FLUIDE UNIVERSEL, EN 3 VISCOSITÉS

- Basse, moyenne et haute viscosité
- Force élevée de compression
- Nanotechnologie
- **Sans BPA** (résine UDMA)
- **Sans HEMA**

CIMENTS

CIMENT DE SCCELLEMENT VERRE-IONOMÈRE MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

Riva Cem Automix est un ciment radio-opaque pâte/pâte autopolymérisant et relarguant du fluor. Riva Cem est indiqué pour le scellement définitif des restaurations céramiques et céramo-métalliques.

RIVA CEM AUTOMIX

CIMENT DE SCCELLEMENT VERRE IONOMÈRE MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

- Adhésion supérieure (émail & dentine)
- Meilleure résistance à la flexion
- **Economique (jusqu'à 58% d'économie)** comparé à d'autres produits
- Meilleurs résultats esthétiques sur le long terme
- Option de prépolymérisation
- Relargue du fluor durablement
- **Sans BPA**



RIVA LUTING PLUS

CIMENT DE SCCELLEMENT VERRE IONOMÈRE MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE AUTOPOLYMERISABLE

- Adhésion chimique à tous les substrats
- Excellente étanchéité marginale, pas de sensibilités post-opératoires
- Protocole rapide et simple sans isolation ni primer
- **Sans Bisphénol A**
- Retrait des excès facile



RIVA LUTING

CIMENT DE SCCELLEMENT VERRE IONOMÈRE AUTOPOLYMERISABLE

- Adhésion chimique à tous les substrats
- Retrait des excès facile
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Pas de sensibilités post-opératoires



SET PP

RÉSINE DE SCCELLEMENT AUTO-ADHÉSIVE DUALE

- Adhérence élevée aux tissus dentaires et à différents substrats prothétiques
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Nettoyage des excès facile
- Disponible en 5 teintes



DÉSENSIBILISANT

LE SYSTEME SDF DE NOUVELLE GENERATION

SDI poursuit sa recherche de solutions SDF innovantes et lance Riva Star Aqua. La nouvelle génération de solutions aqueuses de fluorure d'argent, efficace pour arrêter le processus carieux comme la solution SDF¹ et procure des bénéfices supplémentaires aux patients.

¹ Turton B, Horn R, Durward C. Caries arrest and lesion appearance using two different silver fluoride therapies on primary teeth with and without potassium iodide : 12 month results. Clin Exp Dent res 2020;1-11



RIVA STAR AQUA

FLUORURE D'ARGENT EN SOLUTION AQUEUSE

- Désensibilisant dentinaire, effet immédiat
- Contribue à l'élimination du biofilm
- N'irrite pas les tissus moux
- **En deux étapes pour réduire les risques de colorations**

RIVA STAR

DIAMINE DE FLUORURE D'ARGENT

- Désensibilisant dentinaire, efficacité immédiate
- Améliore l'adhésion des verres ionomères
- SDF en deux étapes pour réduire les risques de colorations
- **Les SDF sont recommandé par l'OMS**

ÉQUIPEMENT

RADII XPERT

POLYMÉRISATION OPTIMALE À CHAQUE UTILISATION.

- Intensité lumineuse de **1500 mW/cm²**
- Multiwave, longueur d'onde entre **395 nm et 480 nm**
- Aide à la visée unique pour une polymérisation de précision
- Faisceau collimaté de manière optimale
- Poignée ergonomique équilibrée
- 3 ans de garantie
- Polymérisation de précision avec aide à la visée
- Technologie intelligente pour une utilisation plus simple



ULTRAMAT S

VIBREUR DE CAPSULE À HAUTE VITESSE

- Mélange homogène et constant
- Extrêmement silencieux
- Facile à utiliser - 3 durées de mélange pré-réglées
- 2 ans de garantie



ULTRAMAT 2

VIBREUR DE CAPSULE UNIVERSEL À HAUTE VITESSE

- 5 ans de garantie
- Vibration silencieuse
- Mélange homogène et constant
- Pour le mélange de la plupart des matériaux dentaires en capsule



RADII-CAL CX

LAMPE À POLYMÉRISER LED COLLIMATÉE

- Faisceau uniforme collimaté
- **Pulse technology** : 1200 mW/cm² et une faible émission de chaleur
- Autonomie de la batterie : **1200 cycles de 10 secondes**
- Technologie avancée de dissipation de la chaleur
- Batterie Longue Durée
- Mode Ramp Pour Diminuer La Sensibilité
- Spectre De Polymérisation Optimal



LAMPE COLLIMATÉE



CONCEPTION ERGONOMIQUE



TECHNOLOGIE DE BATTERIE INTELLIGENTE



ACCESSOIRES RADII XPERT



Embouts multiwave 395nm à 480nm.



Embout orthodontique



Embout diagnostique



Embout d'éclaircissement



Boîtes de 1000 housses de protection à usage unique Radii Xpert



Boîtes de 1000 housses de protection à usage unique Radii Cal CX

ADHESIFS

ZIPBOND UNIVERSAL

ADHÉSIF UNIVERSEL AUTOMORDANÇANT

- **Adhésif universel à base de MDP**
- pH moyen pour un traitement idéal de la dentine
- Combinaison exclusive de monomères adhésifs
- Adhésion aux substrats prothétiques indirects
- Jaune d'application visuelle facile puis transparent après polymérisation
- **Sans Bisphénol A, ni dérivés**



STAE

ADHÉSIF AMÉLO-DENTINAIRE EN MORDANÇAGE TOTAL

- Hautes valeurs d'adhérence sur émail et dentine
- Relargage de fluor
- Combine les avantages des verres ionomères et des adhésifs modernes
- **Sans Bisphénol A**



SEALANTS

CONSEAL F

SCELLEMENT DE SILLONS ET FISSURES

- Basse viscosité - application facile dans les sillons profonds
- **Sans Bisphénol A, ni dérivés**
- Radio opaque
- Canule ultra fine



RIVA PROTECT

VERRE IONOMÈRE DE SCELLEMENT DE SILLONS ET DE PROTECTION DE SURFACE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Existe en blanc et rose
- 2 temps de prise : Rapide et regular
- **A base d'ACP (phosphate de calcium amorphe) composant naturel de l'émail**



ACCESSOIRES

SUPER ETCH

GEL DE MORDANÇAGE D'ACIDE PHOSPHORIQUE À 37%

- Existe en basse et haute viscosité
- Application facile à contrôler
- Se nettoie facilement avec de l'eau
- Couleur bleue facile à visualiser




POINTS & DISPENSER

APPLICATEURS

- En taille moyenne, fine et superfine
- Résistante au solvant, les fibres ne peluchent pas

Distributeur points:

- Distribue en un simple tour
- Compact & maniable



ECLAIRCISSEMENT DENTAIRE



POLA DAY

GEL D'ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGENE

- Forte teneur en eau
- À partir de 30 min par jour
- Disponible en concentration de 6% en peroxyde d'hydrogène
- Désensibilisant intégré



POLA NIGHT

GEL D'ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE À BASE DE PEROXYDE DE CARBAMIDE

- Forte teneur en eau
- À porter une fois par jour
- Disponible en concentrations de 10% et 16% en peroxyde de carbamide
- Désensibilisant intégré



POLA RAPID

GEL D'ECLAIRCISSEMENT AU FAUTEUIL À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGENE

- 6% de peroxyde d'hydrogène
- Mise en oeuvre et retrait simplifiés
- Un gel bleu optimisé pour une application facile
- Désensibilisant intégré



POLA LUMINATE

ENTRETIENEZ VOTRE SOURIRE

- Système professionnel d'éclaircissement rapide et très simple d'utilisation
- Vernis à base de peroxyde d'hydrogène à 6%
- Appliquez 2 fois par jour pendant 30 mn seulement
- Plus de 60 applications dans un tube de 5,5 ml



POLA LIGHT

GEL D'ECLAIRCISSEMENT AMBULATOIRE À BASE DE PEROXYDE D'HYDROGENE

- Action rapide, garantissant des dents plus blanches en 5 jours
- Une formule qui permet d'éliminer en toute sécurité les tâches présentes depuis longtemps.
- Redonne à votre sourire sa teinte naturelle la plus blanche possible
- Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité



POLA PROFESSIONAL

GEL D'ECLAIRCISSEMENT À USAGE ENDODONTIQUE

- 35% et 37,5% de Peroxyde d'Hydrogène
- Application simple et rapide
- Viscosité idéale pour une application facile
- Conforme à la législation Européenne
- Kit pour 1 ou 3 patients
- Ecarteur disponible en option



POLA FOR ALIGNERS

ALIGNER ET ÉCLAIRCIR EN UN SEUL GESTE

- Le meilleur confort que puisse procurer un kit d'éclaircissement
- Contient du nitrate de potassium et du fluorure qui aident à réduire la sensibilité pour une utilisation prolongée
- Gel à haute viscosité, ne coule pas et est facile à appliquer dans la gouttière

MATÉRIEL MARKETING

Outils marketing pour la promotion de l'éclaircissement au cabinet



AFFICHE POLADAY
Reorder M100317



AFFICHE POLANIGHT
Reorder M100318



AFFICHE POLA RAPID
Reorder M100579



DISTRIBUTEUR POLA
DE BROCHURES PATIENT
Reorder M100290



BROCHURES PATIENT POLA
Reorder M100314



AFFICHAGE POLA AVANT ET APRÈS
Reorder M100316



DALLE DE PLAFOND POLA
Reorder M100293



POLA CARTE DE RENDEZ-VOUS
Reorder M100313



AUTOCOLLANT DE FENÊTRE POLA
Reorder M100100



POLA SAC
Reorder M100143



POLA SALLE D'ATTENTE USB VIDEO
Reorder M100245



PLV PERSONNALISÉE
Il est vous est possible de
personnaliser votre PLV via
téléchargement sur: www.sdi.com.au

VISIT WWW.SDI.COM.AU



AUSTRALIE 1800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRESIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759

ITALIE 00800 0225 5734
NOUVELLE-ZELANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ANGLETERRE 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166