

# P O L A



Pola : système de  
restauration de  
la couleur des  
dents en cabinet



Composite



Équipement



SDI

# P O L A

# Discutez avec votre patient d'un programme de blanchiment qui lui convient.



## À Domicile

### Pola Day

6% peroxyde d'hydrogène	1 application de 45 minutes
-------------------------	-----------------------------

### Pola Night

Note : 1% de peroxyde d'hydrogène correspond à 2.77% de peroxyde de carbamide

10% peroxyde de carbamide	2 heures par jour à toute la nuit
---------------------------	-----------------------------------

16% peroxyde de carbamide	90 minutes par jour à toute la nuit
---------------------------	-------------------------------------



### Pola for Aligners

10% peroxyde de carbamide	1 × 2 heures / jour par nuitée
---------------------------	--------------------------------



### Pola Light

6% peroxyde d'hydrogène	2 x10 ou 2 x 15 minutes de traitement quotidien.
-------------------------	--



## En déplacement

### Pola Luminate

6% peroxyde d'hydrogène	Application de 2 x 30 minutes par jour
-------------------------	--

A close-up portrait of a woman with long, wavy blonde hair. She is wearing a dark blue velvet dress with a shimmering texture. Her right hand is resting under her chin, and she is wearing a wide, sparkling diamond bracelet on her right wrist. She is also wearing large, ornate diamond earrings. The background is a solid dark blue. The word "Traitements" is written in a large, white, sans-serif font across the center of the image.

# Traitements

à domicile



# Pola Day    Pola Night





### **Libération de Fluor**

Pola Day et Pola Night contiennent du fluor, qui aide à renforcer la dent pour la protéger contre les sensibilités.

### **Sûr et pratique**

La formulation unique de Pola Day et Pola Night à haute teneur en eau et à pH neutre pour une protection optimale des dents et des gencives durant le traitement.

### **Un éclaircissement efficace**

L'effet d'éclaircissement souhaité peut être obtenu en 30 minutes ou par une application la nuit pendant le sommeil. Il existe différents points forts du Pola Day et du Pola Night que les patients peuvent utiliser à la maison - utilisez le sélecteur pola pour choisir le produit qui convient le mieux à votre patient (disponible sur [www.polawhite.com.au](http://www.polawhite.com.au)).

### **Quelle est la différence entre Pola day et Pola Night?**

Pola Day consiste en une gamme de gels à base de peroxyde d'hydrogène spécialement conçus pour les patients qui souhaitent un résultat en un temps limité.

Pola Night est une gamme de gels à base de peroxyde de carbamide qui permet un résultat optimum pour les patients ayant des sensibilités.

Les deux gammes sont disponibles dans différentes concentrations dont les plus faibles sont spécialement indiqués en cas de sensibilités dentaires.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions étape par étape.

# Pola For Aligners

## Aligner et éclaircir en un seul geste

SDI présente le gel d'éclaircissement Pola For Aligners, idéalement formulé pour être utilisé avec les aligneurs orthodontiques.

Pola For Aligners est disponible en kit ambulatoire facile à utiliser garantissant aux patients des sourires plus blancs et plus lumineux sans qu'ils aient à porter leurs aligneurs plus longtemps.

**Pola For Aligners procure les mêmes bénéfices que la formule d'éclaircissement Pola**

- Le meilleur confort que puisse procurer un kit de blanchiment.
- Contient du nitrate de potassium et du fluorure qui aident à réduire la sensibilité pour une utilisation prolongée
- Gel à haute viscosité, ne coule pas et est facile à appliquer dans la gouttière

**Disponible en kit de 4 seringues – pratique à transporter et appliquer de jour comme de nuit**

- Le système Pola For Aligners est disponible en gel Pola Night à 10% de peroxyde de carbamide, soigneusement choisi pour être l'agent d'éclaircissement dentaire idéal à utiliser avec tous les systèmes de gouttières d'alignement. Il permet aux patients de l'utiliser selon leurs besoins.
- Selon la recherche clinique, le peroxyde de carbamide est le produit de référence en matière d'éclaircissement dentaire, offrant des résultats optimaux tout en assurant le confort et la sécurité des patients.\*



PEUT S'UTILISER TOUTE LA NUIT SANS DANGER



FACILE A UTILISER



LIBÈRE DU FLUORURE



UTILISÉ ET RECOMMANDÉ PAR LES PROFESSIONNELS





# Pola Light

## Un nouveau système d'éclaircissement ambulatoire doté d'une technologie a led

Un sourire plus éclatant et plus confiant en 5 jours seulement.

Pola Light est un système avancé d'éclaircissement ambulatoire des dents qui combine la formule d'éclaircissement déjà primée de Pola à une gouttière à LED pour un éclaircissement ambulatoire plus rapide.

- Le système Pola Light et le gel Pola Day se combinent parfaitement.
- Grâce à son action rapide, les dents sont plus blanches en 5 jours seulement.
- Une formule qui permet d'éliminer en toute sécurité les tâches présentes depuis longtemps.
- Entièrement rechargeable pour vos futurs traitements d'éclaircissement
- Reminéralisation pour renforcer vos dents
- Hydratation supplémentaire pour réduire la sensibilité.



Scannez le code QR pour obtenir des instructions étape par étape.



### EN 20 MINUTES PAR JOUR SEULEMENT

2 x10 ou 2 x 15 minutes de traitement quotidien.



### FACILE À UTILISER

Portatif, rechargeable et facile à utiliser. Gouttière sans fil.

La gouttière Pola LED se constitue d'une double arcade et est de taille universelle.



### DES DENTS PLUS BLANCHES EN CINQ JOURS

Durée du traitement 5 jours.

Pas de temps au fauteuil ou de gouttières à fabriquer, une économie de temps aussi bien pour le patient que le dentiste.




### SYSTÈME PROFESSIONNEL D'ÉCLAIRCISSEMENT DENTAIRE, UTILISÉ ET RECOMMANDÉ

Pola est un système professionnel d'éclaircissement des dents, fiable et recommandé par les dentistes pour un sourire plus confiant et plus éclatant en un temps record.

Les gels d'éclaircissement des dents à pH neutre et à haute viscosité garantissent un plus grand confort au patient pour un usage à domicile.

Son mélange unique d'agents apaisants, de conditionneurs et une haute teneur en eau contribue à réduire la sensibilité.




# Pola Luminare



Pola Luminare est un système d'éclaircissement dentaire de type « vernis », aromatisé à la menthe et libérant du fluor. Vous pouvez appliquer Pola Luminare à tout moment en seulement quelques secondes. Emportez le partout avec vous! Pola Luminare est plus puissant que les produits disponibles dans les supermarchés ou les pharmacies, les résultats seront donc plus rapides! Pola Luminare est le produit idéal pour conserver votre nouveau sourire.







## CAS CLINIQUE

---



**Dr Vijay Vadher**  
UK

### Pola Night 16%



**Dr Linda Greenwall**  
UK

### Pola Night 10% CP for Aligners



**Dr. David Carralero Plaza**  
Spain

### Pola Day 6%



**Dr. Mohamed  
Abdulmonem Abdulsalam**  
Egypt

### Pola Light 6%




# F A Q

## Quelle est la cause d'une décoloration des dents ?

Les dents de chaque individu sont uniques, raison pour laquelle elles se décolorent et se tachent de diverses manières. La décoloration ou la coloration des dents d'une personne est généralement causée par le café, le thé noir, la tisane, le vin rouge, des aliments épicés tels que le curry ou la cigarette.

## Comment fonctionne le blanchiment des dents ?

Lorsqu'un produit de blanchiment est appliqué sur les dents, il se décompose en eau et en ions d'oxygène. Les ions d'oxygène pénètrent l'émail et attaquent les longues molécules responsables des taches pour les décomposer efficacement afin de les raccourcir et de les rendre incolores. Ces molécules courtes et incolores disparaissent ensuite naturellement des dents grâce à la salive. L'intensité du blanchiment dépend du nombre d'ions disponibles et de la durée de leur présence sur la dent.



## Combien de temps cela prend-t-il de blanchir les dents d'un patient ?

Avec un blanchiment en cabinet dentaire, on obtient des résultats en seulement 30 minutes de traitement. En recourant à un système de blanchiment à domicile, la durée du traitement varie entre 5 et 14 jours.

## Combien de temps durera le traitement de blanchiment ?

Cela dépend d'une personne à l'autre et des habitudes bucco-dentaires de chacun. Le blanchiment doit être répété tous les 6 à 12 mois pour les traitements en cabinet et à domicile. En l'absence de retouches, les dents de vos patients recommenceront à se tacher pour la même raison que celle qui a causé leur décoloration à l'origine.

## Si le patient a subi des restaurations ou dispose de facettes, leur couleur sera-t-elle altérée ?

Le blanchiment enlèvera toute tache existante sur les restaurations, mais n'affectera pas la teinte d'origine.

## Existe-t-il des effets secondaires ?

En suivant les instructions d'utilisation fournies avec les produits pola, la plupart des patients ne rencontrent pas d'effets secondaires. Toutefois, certains souffriront d'une un léger inconfort. Cette sensibilité s'estompera quelques heures après l'arrêt du traitement et n'entraînera aucun problème résiduel. Il est possible de raccourcir ou d'espacer dans le temps les durées d'application. Il est recommandé au patient de ne pas consommer de boissons gazeuses, d'agrumes et de boissons à base d'agrumes au cours de cette période.

## Le blanchiment des dents est-il sans risque pour la femme enceinte ?

Il n'est pas recommandé d'utiliser des produits de blanchiment des dents durant la grossesse.

# Pola à domicile

Please note: each pack includes accessories.  
CP: Carbamide Peroxide HP: Hydrogen Peroxide

## POLA DAY

Pola Day Mini Kit 4 × 1.3g (6% HP)	7700357
Pola Day 10 × 1.3g Syringe Kit (6% HP)	7700359

## POLA FOR ALIGNERS

Pola For Aligners 4 × 3g seringues (10% CP)	7700556
--	---------

## POLA LIGHT

Pola Light 4 × 3g Pola Day seringues (6% HP)	7700985
---	---------

## POLA LIGHT DISPLAY STAND

1 x Stand	7700979
-----------	---------

## POLA NIGHT

Pola Night Mini Kit 4 × 1.3g (10% CP) (16% CP)	7700369 7700375
Pola Night 10 × 1.3g Syringe Kit (10% CP) (16% CP)	7700371 7700377

## BOÎTIERS 5 UNITÉS

Recharge de 20 pièces	7750008
-----------------------	---------

## PLAQUES THERMOFORMABLES

Recharge de 20 pièces	7750005
-----------------------	---------

## SPACER RESIN

2 seringues de 1g de Résine d'espacement	7700012
--	---------

## POCHETTES POLA ZIPLOCK:

10 pochettes Ziplock	7700999
----------------------	---------

# Pola en déplacement

## POLA LUMINATE

1 tube de 5,5 ml de Pola Luminate	7700092
-----------------------------------	---------

# Matériel de marketing gratuit

Outils marketing pour la promotion du blanchiment dentaire auprès des patients.



Affiche Pola Day  
Code article M110028



Affiche Pola Night  
Code article M110029



Affichage Pola avant et après  
Code article M110162



Affichage Pola avant et après  
Code article M110172



Dépliant pour le patient Pola  
Code article M110161



Carte de rendez-vous Pola  
Reorder M110160



Dépliant pour le patient Pola Light  
Reorder M110166



Autocollant de fenêtre Pola  
Code article M110059



Pola Sac  
Code article M100332



Pola Sac  
Code article M100331



Pola salle d'attente USB video  
Code article M100245



Plv personnalisée  
Il est vous est possible de  
personnaliser votre PLV via  
téléchargement sur: [www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

SYSTÈME DE  
RESTAURATION  
COULEUR DES  
DENTS EN CABINET

# Pola Office+

Pola Office+ est utilisé pour la restauration médicalement indiquée des dents décolorées qui ne peuvent pas être restaurées par les systèmes à domicile existants.

Comprend un embout en pinceau pour une application facile



Pola Office+ est recommandé lorsque la coloration des dents nuit à la qualité de vie et à la santé du patient.

Pola Office+ représente une option moins invasive que les plombages, les couronnes ou les facettes, et devrait être considérée comme le premier choix.

## Le temps passé sur le fauteuil est minimal

La durée du traitement est de 32 minutes maximum (4 x 8 minutes). Tout est fonction du niveau et de la nature de la coloration chez chaque patient.

## Aucune lumière requise

Pola Office+ peut être utilisé avec<sup>2</sup> ou sans lumière, car il ne nécessite pas d'activation.

<sup>2</sup>External bleaching therapy with activation by heat, light or laser—A systematic review. Wolfgang Buchalla, Thomas Attin. Dental Materials 23 (2007) 586–596

## Contient du nitrate de potassium

Aucun désensibilisant séparé n'est nécessaire. Pola Office+ possède des propriétés désensibilisantes intégrées uniques. Le nitrate de potassium, principal ingrédient analgésique<sup>1</sup>, pénètre dans les terminaisons nerveuses en bloquant la transmission des impulsions nerveuses sensibles.


## Application simple

Aucun mélange n'est nécessaire. Grâce au système de seringue à deux compartiments, le mélange se fait lors de l'application du gel directement sur la dent. Cette méthode garantit un mélange homogène de gel fraîchement activé. Le gel fraîchement activé maximise l'effet de restauration. L'embout fin de l'appliqueur permet une application facile, notamment dans les espaces étroits.

## Une seule fine couche

Une fine couche de gel suffit. Utilisez l'embout pour étaler le gel en veillant à recouvrir toute la surface de la dent.

## DURÉE ESTIMÉE DU TRAITEMENT<sup>‡</sup>



<sup>1</sup>Wang et Al. Journal of Dentistry, Volume 43, Issue 8, August 2015, Pages 913-923

<sup>‡</sup> Données publiées et données de test SDI.

\* Ce ne sont pas des marques déposées de SDI Limited.

## ÉTUDES DE CAS CLINIQUES UTILISANT POLA OFFICE+ DENTS DYSCROMIÉES UNITAIRES

---



**José Amengual Lorenzo**  
Professeur associé : Université  
de Valence, Espagne



**Marta Peydro Herrero**  
Ancien professeur associé :  
Université de Valence, Espagne



**Ana Roig Vanaclocha**  
Professeur associé : Université  
de Valence, Espagne



**Rubén Agustín Panadero**  
Professeur associé : Université de  
Valence, Espagne

---

## Pola : système de restauration de la couleur des dents Pola

---

### POLA OFFICE+

Kit de seringue Pola Office+ 37,5 % 1 seringue de 2,8 mL de Pola Office+	7700464
Kit de 3 seringues Pola Office+ 37,5 % 3 seringues de 2,8 mL de Pola Office+	7700461

### SUPPORT POUR PRODUIT DE BLANCHIMENT POLA

1 x support 1 support pour SDI Radii Plus 1 support pour SDI Radii Xpert Accessoires	7700989
---	---------



## Luna 2 composite universel

Luna 2 est la nouvelle génération de composite universel Luna. Luna 2 comprend un mélange amélioré de charges qui ont été étudiées et développées chez SDI pour offrir une meilleure maniabilité, une radio-opacité très élevée et des propriétés mécaniques fiables. Luna 2 est sans BPA, idéal pour les patients soucieux de leur santé.



### TEINTES DE BLANCHIMENT

#### RECHARGES DE SERINGUE LUNA 2 4 G

Teinte : XB (équivalent à OM2 Vita®)	8452021
Teinte : 2XB (équivalent à OM1 Vita®)	8452022

#### LUNA 2 RECHARGES COMPLÈTES (0,25 gx 20 recharges ; 5 g au total)

Teinte : XB (équivalent à OM2 Vita®)	8452071
Teinte : 2XB (équivalent à OM1 Vita®)	8452072

## Radii Xpert Multiwave

- Embout multi-ondes à large spectre
- Faisceau collimaté de manière optimale
- Une technologie intelligente pour une utilisation simplifiée
- Poignée ergonomique et bien équilibrée
- Intensité lumineuse constante



#### LAMPE DE POLYMÉRISATION LED RADII XPERT

Lampe de polymérisation LED Radii Xpert	5600312
- 1 x accessoire LED multi-ondes	
- 1 x pièce à main Radii Xpert	
- 1 chargeur	
- 1 x adaptateur multi-régions	
- 5 boucliers oculaires à petite lumière	
- 1 x bouclier oculaire à grande lumière	
- 3 protections de lentilles de remplacement	
- 100 manchons de protection	

## Pola Support de blanchiment

- Conception simple
- Grande amplitude de mouvements et de réglages and adjustments
- Polyvalent
- Équipé de roues
- Léger, sans fil et compact



#### SUPPORT POUR PRODUIT DE BLANCHIMENT POLA

1 x support	7700989
1 x support pour SDI Radii Plus	
1 x support pour SDI Radii Xpert	
Accessoires	



Accédez aux étapes  
en scannant le code QR.

SDI limited est totalement dédiée dans la recherche et le développement, la production et le marketing de produits spécialisés pour le Dentaire. Les produits proposés par SDI sont une combinaison d'innovation et d'excellence pour proposer des matériaux de restauration idéal pour les dentistes.

**FABRIQUÉ EN AUSTRALIE**

by SDI Limited  
3-15 Brunsdon Street,  
Bayswater, Victoria 3153  
Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

AUSTRALIE 1 800 337 003  
AUTRICHE 00800 0225 5734  
BRESIL 0800 770 1735  
FRANCE 00800 0225 5734  
ALLEMAGNE 0800 100 5759  
IRLANDE 00 353 (83) 806 0228  
ITALIE 00800 0225 5734  
ESPAGNE 00800 0225 5734  
ANGLETERRE 00800 0225 5734  
USA & CANADA 1 800 228 5166



INSTAGRAM  
[@pola\\_smile](https://www.instagram.com/pola_smile)



FACEBOOK  
[polasmiletoothwhitening](https://www.facebook.com/polasmiletoothwhitening)

Our plus d'informations consultez :  
**[polawhite.com.au](http://polawhite.com.au)**



11-2025

M110200 A