



AURA EASY

COMPOSITE UNIVERSEL



4

TEINTES

DES
RESTAURATIONS
ANTÉRO
POSTÉRIEURES
SIMPLES ET
ESTHÉTIQUES !



DE SUPERBES RESTAURATIONS ESTHÉTIQUES À LA PORTÉE DE TOUS

EASY, POUR DES RESTAURATIONS ANTÉRO POSTÉRIEURES SIMPLES ET ESTHÉTIQUES

Son mélange unique de résine et de charges produit des restaurations durables et esthétiques.

EASY UNE MANIPULATION PLUS FACILE POUR UNE MISE EN PLACE SANS EFFORT


Consistance non collante à la spatule le rendant plus facile à sculpter et à condenser.

CORRESPONDANCE FACILE DE TEINTES POUR TOUTES VOS RESTAURATIONS ANTÉRO POSTÉRIEURES

Supprime le travail fastidieux du choix de la teinte de vos restaurations à partir de seulement 4 teintes universelles.

Avec des nuances qui sont placées de manière équidistante sur le spectre de saturation de couleur et qui égalent facilement une nuance Vita, Aura Easy vous permet de personnaliser plus facilement les teintes pour la majorité de vos restaurations esthétiques.

Aura Easy simplifie vos procédures et réduit votre stock de produits.



Référence approximative aux VITA® A1-D4® teinte guider

ESTHÉTIQUES RÉALISABLES CAS CLINIQUES

DR TERRY WONG (AUSTRALIA)



DR HUGH FLAX (USA)



UNE PALETTE DE TEINTES AUSSI LARGE AVEC MOINS DE STOCK.

EASY DES RESTAURATIONS À L'ÉPREUVE DU TEMPS

Avec une profondeur de polymérisation de 3 mm, associé à une résistance élevée à la compression et à la flexion et les avantages de la résine exclusive à faible rétraction pour compenser le stress du composite lors de la polymérisation, vous obtenez des restaurations solides et durables.

FAIBLE RETRACTION*

Aura Easy réduit le stress pour assurer une restauration durable.

EXCELLENTE RESISTANCE A LA FLEXION*

Aura Easy résiste aux déformations majeures sans fracturation.

FORTE RESISTANCE A LA COMPRESSION*

Aura Easy résiste aux importantes forces de compression dans la bouche.

2.21%

115MPa

375MPa

*SDI internal data



AVANTAGES

4 teintes pour 16 teintes VITA A1-B4

Forte résistance à l'usure et à la flexion

Aspect lisse et brillant

Sa consistance non collante le rend facile à sculpter

Faible retrait pour compenser la contrainte marginale

4 teintes universelles pour un stock réduit

Attèle provisoire

Disponible en seringues et compules

INDICATIONS

Restaurations antérieures

Restaurations postérieures

Inlays, Onlays et facettes



Reconstitution de moignons



» Après quelques jours d'utilisation de aura easy dans mon cabinet, il m'est apparu que ses quatre teintes me suffisaient. La manipulation d'aura et la correspondance des teintes permettent de créer facilement de rapides et superbes restaurations. «

Dr LORI TROST DMD

GAMME DISPONIBLE



SERINGUES

Recharge seringue Ae1 - 4g	8560020
Recharge seringue Ae2 - 4g	8560021
Recharge seringue Ae3 - 4g	8560022
Recharge seringue Ae4 - 4g	8560023

COMPULES

Recharge Compules Ae1 - 0.25g	8565020
Recharge Compules Ae2 - 0.25g	8565021
Recharge Compules Ae3 - 0.25g	8565022
Recharge Compules Ae4 - 0.25g	8565023

GAMME AURA

Aura Dentine Chroma
 Aura Enamel
 Aura Bulk Fill
 Aura Easy
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
 par SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIE 1800 337 003
AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759

ITALIE 00800 0225 5734
NOUVELLE ZÉLANDE 0800 808 855
ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166