



RIVA

GUIDE VERRE IONOMÈRE



NOUVEAU
CAPSULE À
ACTIVATION
FACILE

RIVA SELF CURE + RIVA SELF CURE HV

VERRE IONOMÈRE DE RESTAURATION
HYBRIDE AUTOPOLYMÉRISABLE.

- Le meilleur substitut dentinaire
- Adhère chimiquement aux tissus dentaires
- Sans BPA et sans HEMA
- Indiqué pour les restaurations importantes
- Pas de phénomènes de rétraction

Riva Self Cure Haute Viscosité (HV)

- Facile à sculpter
- N'adhère pas

Riva Self Cure est comparable à :

Fuji IX GP*, Fuji IX GP Extra*,
Ketac Molar*, Equia Forte*, Equia Forte HT*

Riva Self Cure HV :

Boîte de 50 capsules
Kit Poudre/Liquide
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, A4,
Prise Normale et Prise Rapide

Riva Self Cure HV :

Boîte de 50 capsules axes of
50 capsules
Teintes : A1, A2, A3, A3.5



Embout orange

NOUVEAU
CAPSULE À
ACTIVATION
FACILE

RIVA LIGHT CURE RIVA LIGHT CURE HV

VERRE IONOMÈRE DE RESTAURATION
MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

- Résiste dans la durée en raison de l'extrême dureté de sa surface
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Important relargage de fluor
- Capsule à embout orange qui protège de la lumière et empêche une prise prématurée

Spécificité du Riva Light Cure Haute Viscosité (HV)

- Facile à manipuler et à sculpter

Riva Light Cure est comparable à :

Fuji II LC*, Photac-Fil Quick*

Riva Light Cure :

Boîte de 50 capsules
Kit Poudre/Liquide
Teintes : A1, A2, A3, A3.5,

Riva Light Cure HV :

Boîte de 50 capsules
Teintes : A1, A2, A3, A3.5, B1

RIVA LIGHT CURE HV



RIVA SILVER

MERCURY FREE SELF CURING CONVENTIONAL
GLASS IONOMER RESTORATIVE MATERIAL

- *ionglass™* technology
- Silver reinforced
- Very high radiopacity
- Chemically adheres to tooth structure
- Easy handling
- No shrinkage
- Great for core build ups
- High early strength - perfect for children and challenging patients
- High fluoride releasing and recharging ability
- High wear resistance

Riva Silver est comparable à :

Miracle Mix*, Ketac Silver*

Riva Silver:

Boîte de 50 capsules
Kit Poudre/Liquide
Teinte : Light grey

*Pas une marque déposée de SDI Limited.



YOUR SMILE.
OUR VISION.

Dispositif médical classe IIa, CE0297 DQS Medizinprodukte GmbH.
Nous vous invitons à lire attentivement les instructions d'utilisation.
Produits non remboursés par les organismes de santé.

03/2024

M861006 H



+D036M86100612

FABRIQUÉ EN AUSTRALIE
par SDI Limited,
Bayswater, Victoria 3153
Australie 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUTRICHE 00800 0225 5734
BRÉSIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
ALLEMAGNE 0800 100 5759
ITALIE 00800 0225 5734

ESPAGNE 00800 0225 5734
ROYAUME-UNI 00800 0225 5734
ÉTATS-UNIS ET CANADA 1 800 228 5166



RIVA

GUIDE VERRE IONOMÈRE



RIVA PROTECT

VERRE IONOMÈRE DE SCELLEMENT DES PUIITS ET FISSURES ET FOND DE CAVITÉ

- Sans BPA & HEMA
- Ne craint pas l'humidité
- Idéal pour les patients à risque carieux élevé
- Indiqué pour la prévention sur les dents en cours d'éruption
- Nanotechnologie ACP (phosphate et calcium) pour une forte reminéralisation
- Relargage et recharge important en fluor
- Adhère chimiquement aux tissus dentaires

Riva Protect est comparable à :
Fuji VII* Fuji Triage*

Riva Protect :

Boîte de 50 capsules

Teintes : Blanc & Rose

Prise normale ou prise rapide



RIVA LUTING

CIMENT DE SCELLEMENT VERRE IONOMÈRE

- Sans BPA & HEMA
- Adhère chimiquement aux tissus dentaires, aux substrats prothétiques et aux des bagues orthodontiques
- Film de scellement fin - excellente viscosité
- Retrait des excès facile
- Faible solubilité hydrique

Riva Luting est comparable à :
Fuji I* Ketac Cem*

Riva Luting :

Boîte de 50 capsules

Kit Poudre/Liquide

Recharge Poudre

Recharge Liquide



RIVA LUTING PLUS

CIMENT DE SCELLEMENT VERRE IONOMÈRE MODIFIÉ PAR ADJONCTION DE RÉSINE

- Sans BPA
- Adhère chimiquement aux tissus dentaires, aux substrats prothétiques
- Relargue et se recharge en fluor
- Haute résistance à la flexion
- Cliniquement insoluble
- Acido-résistant
- Verre bioactif *ionglass™*

Riva Luting Plus est comparable à :
Fuji Plus* Relyx Luting Cement*

Riva Luting Plus :

Boîte de 50 capsules

Kit Poudre/Liquide

Recharge Poudre

Recharge Liquide



RIVA APPLICATOR 2

ÉLÉGANT ET SOPHISTIQUE

- Application contrôlée
- Robuste et durable
- Accès facile en bouche
- Acier inoxydable

RIVA COAT

- Préviens contre l'absorption hydrique pendant les premières 24 heures après la pose
- Utile pour hermétiser les restaurations en composites et compomères
- flacon de 5ml

RIVA CONDITIONER

- Élimination partielle de la boue dentinaire
- Optimise l'adhésion du CVI
- 26% d'acide polyacrylique
- flacon de 10ml