

# SDI | AURA EASY

COMPOSITO UNIVERSALE



4

TINTE

RESTAURI  
SEMPLICI  
E BRILLANTI  
OGNI VOLTA!



# I RESTAURI ACCURATI ED ELEGANTI SONO DIVENTATI PIÙ SEMPLICI

## EASY RESTAURI ELEGANTI

La sua miscela unica di riempitivo e resina lavora in armonia per garantire forza ed estetica necessari alla creazione di restauri di lunga durata.

## EASY MANEGGEVOLEZZA PER UNA FACILE APPLICAZIONE



La consistenza ottimizzata e non adesiva rendono semplice la modellazione e l'applicazione.

## EASY SCELTA DEL COLORE PIÙ SEMPLICE PER LA MAGGIOR PARTE DEI RESTAURI POSTERIORI E ANTERIORI

Eliminate ogni errore nel tentativo di trovare la giusta tinta per i vostri restauri scegliendo tra solo 4 tinte universali.

Le tinte sono posizionate in modo equidistante sullo spettro di saturazione dei colori e facilmente si può trovare l'equivalente sulla scala colore Vita; Aura Easy rende più semplice personalizzare la tinta per la maggior parte delle vostre esigenze quotidiane.

Aura Easy semplifica le tue procedure, minimizza le tue scorte e rende estremamente semplice la gestione quotidiana nel tuo studio.



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

## ESTETICA RAGGIUNTA CASI STUDIO

DR TERRY WONG [AUSTRALIA]



DR HUGH FLAX [USA]



# VI PERMETTERÀ DAVVERO DI PORTARE A TERMINE PIÙ LAVORI E DI AVERE UN MAGAZZINO PIÙ LEGGERO.

## EASY PER RESISTERE ALLA PROVA DEL TEMPO

Con una profondità di polimerizzazione di 3 mm, elevata resistenza alla compressione e alla flessione insieme ai vantaggi della resina a bassa contrazione per compensare lo stress marginale, è possibile ottenere restauri resistenti e solidi.

### LA BASSA CONTRAZIONE DI VOLUME

di Aura Easy riduce lo stress per fornire restauri di lunga durata.

### L'OTTIMA RESISTENZA ALLA FLESSIONE

di Aura Easy sopporta deformazioni maggiori senza fratturarsi.

### L'ELEVATA RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE

consente di resistere alle grandi forze di compressione trasmesse nella bocca.

2.21%

115 MPa

375 MPa

\*Dati interni SDI



## VANTAGGI

4 colori coprono 16 colorazioni VITA® A1-B4®

Maggiore resistenza all'usura e resistenza

Finitura liscia lucida ogni volta

La consistenza non appiccicosa lo rende semplice da lavorare

Bassa retrazione volumetrica per compensare lo stress marginale

4 tonalità universali per ridurre al minimo l'inventario

Non cola e mantiene la sua forma

Disponibile in siringhe e capsule

## INDICAZIONI

Restauri anteriori

Restauri posteriori

Intarsi, onlay e faccette indiretti

Ricostruzione di monconi

Splintaggio



Tecnica a sandwich con vetro-ionomero



» Dopo aver provato per un paio di giorni aura nel mio studio, è stato facile vedere come le quattro tinte erano tutto ciò di cui avevo bisogno. La maneggevolezza di aura e la corrispondenza delle tinte rendono facile creare restauri rapidi ed eleganti. «

Dr LORI TROST DMD

# CODICI DI RIORDINO



## SIRINGHE

Ricambi siringhe $\text{\textcircled{a}}\text{e}1$ - 4g	8560020
Ricambi siringhe $\text{\textcircled{a}}\text{e}2$ - 4g	8560021
Ricambi siringhe $\text{\textcircled{a}}\text{e}3$ - 4g	8560022
Ricambi siringhe $\text{\textcircled{a}}\text{e}4$ - 4g	8560023

## CAPSULE

Ricambio capsule $\text{\textcircled{a}}\text{e}1$ - 0.25g	8565020
Ricambio capsule $\text{\textcircled{a}}\text{e}2$ - 0.25g	8565021
Ricambio capsule $\text{\textcircled{a}}\text{e}3$ - 0.25g	8565022
Ricambio capsule $\text{\textcircled{a}}\text{e}4$ - 0.25g	8565023

## GAMMA DI PRODOTTI AUR

Aura Dentine Chroma  
 Aura Enamel  
 Aura Bulk Fill  
 Aura Easy  
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



02-2024

M100262 D



+D036M1002621Z

PRODOTTO IN AUSTRALIA  
 da SDI Limited  
 Bayswater, Victoria 3153  
 Australia  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

**AUSTRALIA** 1800 337 003  
**AUSTRIA** 00800 0225 5734  
**BRASILE** 0800 770 1735  
**FRANCIA** 00800 0225 5734  
**GERMANIA** 0800 100 5759

**ITALIA** 00800 0225 5734  
**NUOVA ZELANDA** 0800 808 855  
**SPAGNA** 00800 0225 5734  
**REGNO UNITO** 00800 0225 5734  
**USA e CANADA** 1 800 228 5166