



RIVA

GUIDA DEL VETRO-IONOMERO



ORA CON
CAPSULA
EASY
ACTIVATION

RIVA SELF CURE + RIVA SELF CURE HV

MATERIALE VETROIONOMERICO DA
RESTAURO AUTOPOLIMERIZZANTE
E REMINERALIZZANTE

- Adesione chimica ai tessuti dentali
- Assenza di contrazione
- Eccezionale adattamento marginale
- Forte sostituto della dentina
- 0% BPA

Caratteristiche speciali di Riva Self Cure HV

- Facile modellazione - non si attacca agli strumenti
- Assenza di contrazione

Riva Self Cure paragonabile a:

Fuji IX GP* Fuji IX GP Extra*
Ketac Molar*

Riva Self Cure:

Confezioni da 50 capsule
Kit polvere / liquido

Colori: A1, A2, A3, A3.5,
Presenza normale e veloce

Riva Self Cure HV:

Confezioni da 50 capsule

Colori: A1, A2, A3, A3.5



puntale di sicurezza!

ORA CON
CAPSULA
EASY
ACTIVATION

RIVA LIGHT CURE + RIVA LIGHT CURE HV

MATERIALE DA RESTAURO
VETROIONOMERICO RINFORZATO CON
RESINA, FOTOPOLIMERIZZABILE

- Resa estetica eccellente
- Elevatissima stabilità del colore
- Eccellente integrità marginale
- Resistenza all'usura a lungo termine grazie all'elevata durezza superficiale

Caratteristiche speciali di Riva Light Cure HV

- Materiale estetico sostitutivo della dentina
- Facile modellazione e rifinitura
- Elevatissima stabilità del colore

Riva Light Cure paragonabile a:

Fuji II LC* Photac-Fil Quick*

Riva Light Cure:

Confezioni da 50 capsule
Kit polvere / liquido

Colori: A1, A2, A3, A3.5,
Presenza normale e veloce

Riva Light Cure HV:

Confezioni da 50 capsule

Colori: A1, A2, A3, A3.5

RIVA LIGHT CURE HV



RIVA SILVER

MATERIALE VETROIONOMERICO DA
RESTAURO AUTOPOLIMERIZZANTE
CONVENZIONALE SENZA MERCURIO

- Adesione chimica ai tessuti dentali
- Rinforzato con argento
- Elevatissima radiopacità
- Ideale nella ricostruzione dei monconi
- Facile lavorabilità
- Assenza di contrazione
- Elevata resistenza iniziale - perfetto per i bambini e i pazienti non cooperanti
- Elevato rilascio di fluoro e ricaricabilità

Riva Silver paragonabile a:

Miracle Mix* Ketac Silver*

Riva Silver:

Confezioni da 50 capsule
Kit polvere / liquido

Ricambio polvere
Ricambio liquido

Colore: grigio chiaro



*Non sono marchi registrati SDI Limited.



YOUR SMILE. OUR VISION.



+D036M86100713

PRODOTTO IN AUSTRALIA
da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 00800 0225 5734
BRASILE 0800 770 1735
FRANCIA 00800 0225 5734
GERMANIA 0800 100 5759
ITALIA 00800 0225 5734

NUOVA ZELANDA 0800 808 855
SPAGNA 00800 0225 5734
REGNO UNITO 00800 0225 5734
USA e CANADA 1 800 228 5166



RIVA

GUIDA DEL VETRO-IONOMERO



RIVA PROTECT

MATERIALE VETROIONOMERICO CONVENZIONALE AUTOPOLIMERIZZANTE DA UTILIZZARE COME SIGILLANTE, LINER E PER LA PROTEZIONE SUPERFICIALE

- Nanotecnologia ACP - elevata remineralizzazione
- Utilizzabile in ambiente umido - indicato per denti parzialmente erotti e pazienti non cooperanti.
- Bassa viscosità per facili applicazioni e ottimale penetrazione in solchi e fessure
- Adesione chimica ai tessuti dentali

Riva Protect paragonabile a:
Fuji VII* Fuji Triage*

Riva Protect:
Confezioni da 50 capsule

Colori: bianco e rosa nelle formule a presa normale e rapida



RIVA LUTING

CEMENTO VETROIONOMERICO CONVENZIONALE PER FISSAGGIO DEFINITIVO AUTOPOLIMERIZZANTE

- Bassissimo spessore del film - scorre facilmente tra il restauro e il dente
- Elevata forza adesiva
- Ideale per corone metallo-ceramica, perni metallici, bande ortodontiche, impianti
- Facile rimozione dell'eccesso
- Adesione chimica ai tessuti dentali e ai metalli

Riva Luting paragonabile a:
Fuji I* Ketac Cem*

Riva Luting:
Confezioni da 50 capsule
Kit polvere / liquido
Ricambio polvere
Ricambio liquido

2021
REALITY
RATINGS & REVIEWS
Four Star Award
★★★★



RIVA LUTING PLUS

CEMENTO VETROIONOMERICO MODIFICATO CON RESINA PER FISSAGGIO DEFINITIVO AUTOPOLIMERIZZANTE

- Adesione chimica ai tessuti dentali e ai metalli
- Elevata resistenza alla flessione - ridotte fratture ed insuccessi in flessione
- Elevata forza adesiva
- Clinicamente insolubile
- Elevato scambio di ioni
- Elevato rilascio di fluoro e ricaricabilità
- 0% BPA

Riva Luting Plus paragonabile a:
Fuji Plus* Relyx Luting Cement*

Riva Luting Plus:
Confezioni da 50 capsule
Kit polvere / liquido
Ricambio polvere
Ricambio liquido



RIVA APPLICATOR 2

AUTOCLAVABILE - FACILE DA PULIRE

- Assenza di bordi acuminati - design arrotondato per il massimo comfort
- Il blocco della capsula permette di controllare l'estrusione
- Resistente e duraturo
- Facile accesso orale
- Parti meccaniche in acciaio inox dal design di qualità superiore
- Finitura liscia

RIVA COAT

- Impedisce alla saliva e all'acqua di contaminare le superfici esposte dei cementi vetroionomerici nelle prime 24 ore dopo l'applicazione
- Utile per la sigillatura di compositi e compomeri
- Flacone da 5 ml

RIVA CONDITIONER

- Ottimizza l'adesione dei cementi vetroionomerici
- Rimuove parzialmente il fango dentinale
- Flacone da 10 ml