

SDI | AURA EASY

UNIWERSALNY KOMPOZYT



4

ODCIENIE

PROSTA
TECHNIKA
PRACY,
DOSKONAŁE
WYPEŁNIENIE
ZA KAŻDYM
RAZEM!

PROSTY SPOSÓB NA PIĘKNE WYPEŁNIENIA

ŁATWE I ŚWIETNIE WYGLĄDAJĄCE WYPEŁNIENIA

Dzięki unikalnemu połączeniu wypełniacza i żywicy uzyskano materiał o wysokiej wytrzymałości i estetyce co w rezultacie pozwala uzyskać trwałe i piękne wypełnienie.

ŁATWA APLIKACJA UŁATWIAJĄCA MODELOWANIE



Zoptymalizowana konsystencja, nie przywierająca do instrumentów ułatwiająca modelowanie i aplikację.

ŁATWY DOBÓR KOLORU DO WIĘKSZOŚCI WYPEŁNIEŃ W ODCINKU BOCZNYM I PRZEDNIM.

Za pomocą zaledwie czterech uniwersalnych odcieni eliminujemy trudności z właściwym doбором koloru.

Zgodność odcieni kompozytu aura eASY z kolornikiem Vita ułatwia dobór koloru i pozwala na uzyskanie znakomitej odbudowy w większości przypadków w codziennej pracy.

Dzięki zastosowaniu kompozytu aura eASY upraszczamy procedury zmniejszając ilość stosowanych kolorów ułatwiając w ten sposób codzienną pracę.



Przybliżone odpowiedniki w kolorniku VITA classical A1-D4®


NAJLEPSZA MOŻLIWA ESTETYKA

STUDIUM PRZYPADKÓW

DR TERRY WONG [AUSTRALIA]



DR HUGH FLAX [USA]



TAK NAPRAWDĘ ZYSKUJESZ WIĘCEJ KUPUJĄC I MAGAZYNUJĄC MNIĘJ.

EASY WYTRZYMUJE PRÓBĘ CZASU

Materiał można polimeryzować w warstwach do 3mm, a dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz niskiej kurczliwości, i w konsekwencji szczelności brzeżnej możemy uzyskać trwałe i wytrzymałe wypełnienia.

NISKI SKURCZ POLIMERYZACYJNY KOMPOZYTU

Aura Easy wydłuża żywotność wypełnień.

DOSKONAŁA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGINANIE KOMPOZYTU

Aura Easy daje odporność na złamanie.

WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE KOMPOZYTU

Aura Easy daje dużą odporność na siły ścierające występujące w jamie ustnej.

2.21%

115MPa

375MPa

*Dane wewnętrzne SDI



ZALETY

4 odcienie odpowiadające 16 odcieniom kolornika Vita, od A1 do D4.

Zwiększona wytrzymałość i odporność na ścieranie

Łatwe polerowanie na wysoki połysk za każdym razem

Nie przywierająca do instrumentów konsystencja, ułatwiająca aplikację i modelowanie

Niski skurcz polimeryzacyjny i zminimalizowana szczelność brzeżna

4 uniwersalne odcienie minimalizujące zapasy w gabinecie

Nie spływa i utrzymuje swój kształt

Dostępna w strzykawkach i kompiulach

WSKAZANIA

Odbudowy w odcinku przednim

Odbudowy w odcinku tylnym

Inlaye, onlaye i licówki

Odbudowa zrębu koronowego

Szynowanie


Technika kanapkowa z użyciem gładzilonomeru



» Stosując kompozyt aura eASY uzyskują doskonały efekt estetyczny dzięki tylko czterem odcieniom. Łatwy dobór koloru ułatwia i skraca czas pracy bez kompromisów. aura eASY nadaje się również do wypełnień w odcinku przednim co czyni go materiałem uniwersalnym. «


LEK. DENT. MICHAŁ KOWALIK DMD

KODY ZAMÓWIEŃ



STRZYKAWKI

Strzykawki Ae1 - 4g	8560020
Strzykawki Ae2 - 4g	8560021
Strzykawki Ae3 - 4g	8560022
Strzykawki Ae4 - 4g	8560023



KOMPIULE

Kompiule Ae1 - 0.25g	8565020
Kompiule Ae2 - 0.25g	8565021
Kompiule Ae3 - 0.25g	8565022
Kompiule Ae4 - 0.25g	8565023

WYBÓR WŚRÓD KOMPOZYTÓW AURA

Aura Easy
Aura Bulk Fill
Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



02-2024

M100575 E



+D036M1005751%

WYPRODUKOWANO W AUSTRALII
przez SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALII 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZYLIA 0800 770 1735
FRANCJA 00800 0225 5734
NIEMCY 0800 100 5759

WŁOCHY 00800 0225 5734
NOWA ZELANDIA 0800 808 855
HISZPANIA 00800 0225 5734
WIELKA BRYTANIA 00800 0225 5734
USA & KANADA 1 800 228 5166