



PRODUKTY

50+ LAT
DOŚWIADCZEŃ
NAUKOWYCH W
STOMATOLOGII

50 LAT INNOWACJI NAPRAWCZYCH

**P
O
L
A**



POLA DAY
ADVANCED TOOTH
WHITENING SYSTEM

GLASJONOMERY



KOMPOZYTY



CEMENTY



KOMPOZYTY

STELA

CHEMOUTWARDZALNY KOMPOZYT

- Chemoutwardzalny kompozyt.
- Zmniejsza stres polimeryzacyjny, zapewniając brak luk brzęznych.
- Chemoutwardzanie zapewnia brak limitu głębokości utwardzania
- Wysoka siła wiązania.
- Produkt dostępny w kapsułkach lub strzykawkach automix
- Wysoka wytrzymałość na zginanie



Ubytek opracowany i przygotowany do izolacji koferdamem.



Widok końcowy po wykończeniu i polerowaniu.

Zdjęcia za zgodą: prof. dr. Rocio Lazo



LUNA 2

KOMPOZYT UNIWERSALNY

Wyjątkowa wytrzymałość i estetyka

- Bardzo łatwy w pracy materiał - nie klei się, nie spływa, łatwo się aplikuje do ubytku i modeluje
- Nie zawiera BPA, co docenią świadomi, dbający o zdrowie pacjenci
- Odcienie pogrupowane na bazie kolornika Vita, technologia Shade Matching Technology i efekt kameleona przekładają się na łatwiejszy i szybszy dobór odcienia o doskonałej stabilności koloru
- Wysoki kontrast w RTG pozwala widzieć na zdjęciu granicę między wypełnieniem a szkliwem i zębina, co daje możliwość szybkiej i pewnej diagnostyki



AURA EASY

TERAZ ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

- 4 odcienie pokrywają 16 odcieni VITA® classical A1-D4®
- Zwiększona odporność i wytrzymałość na ścieranie
- Łatwe polerowanie na wysoki połysk za każdym razem



AURA BULK FILL

SZYBKA I PROSTA ODBUDOWA KOMPOZYTOWA W ODCINKU BOCZNYM

- Jednoetapowe wypełnienie w warstwie do 5mm
- 20 sek. polimeryzacja lampą LED
- Jeden, uniwersalny kolor



KOMPOZYTY PŁYNNE



LUNA FLOW

UNIWERSALNY KOMPOZYT PŁYNNY

Idealna konsystencja - idealna alplikacja


- Znakomita konsystencja, materiał „płyne na żądanie”, utrzymuje kształt, nie ciągnie się
- Bardzo wysoki - 265% - kontrast w RTG, wspierający wybór na nieprzeziernie bazy lub podkłady
- Wyjątkowa wytrzymałość na ściskanie 421 MPa, zapewnia bardzo mocne odbudowy
- Opalescencja i fluorescencja jak w naturalnych zębach



AURA EASYFLOW

INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA OPTYMALNE DLA WSZYSTKICH WARSTW

- Sprawdzony nanohybrydowy wypełniacz
- Optymalna płynna konsystencja dla doskonałej adaptacji w ubytku
- Wysoka widoczność na zdjęciach RTG
- Doskonałe właściwości mechaniczne
- Prosty dobór kolorów
- Zoptymalizowane właściwości optyczne
- Długotrwała estetyka



WAVE, WAVE MV & WAVE HV

UWALNIAJĄCE FLUOR MATERIAŁY KOMPOZYTOWE TYPU FLOW

- Wysoka wytrzymałość na ściskanie
- Widoczne w promieniach RTG
- Naturalna fluorescencja

CEMENTY

MODYFIKOWANY ŻYWICĄ CEMENT GLASJONOMEROWY

Riva Cem Automix to samopolimeryzujący, widoczny w RTG, uwalniający fluor, modyfikowany żywicą glasonomerowy cement w postaci pasta/pasta. Materiał ten jest przeznaczony do docelowego cementowania uzupełnień metalowych i ceramicznych. Końcówka mieszająca jest wygodniejsza niż tradycyjne systemy cementów do mieszania ręcznego.

RIVA CEM AUTOMIX

MODYFIKOWANY ŻYWICĄ CEMENT GLASJONOMEROWY

- Doskonała siła wiązania (ze szkliwem i zębina)
- Najwyższa wytrzymałość na zginanie
- Więcej końcówek / mniejsza strata materiału w końcówce
- Najlepsze długoterminowe efekty estetyczne
- Możliwość krótkiej wstępnej polimeryzacji światłem
- Przedłużone uwalnianie fluoru
- Nie zawiera BPA
- Kolor: jasnożółty



RIVA LUTING PLUS

MODYFIKOWANY ŻYWICĄ CEMENT GLASJONOMEROWY DO OSADZANIA PRAC PROTETYCZNYCH

- Chemiczne połączenie z tkankami zęba i stopami metali
- Nie zawiera bisfenolu A
- Wysoka wytrzymałość na zginanie - redukcja mikropęknięć



RIVA LUTING

KONWENCJONALNY CEMENT GLASJONOMEROWY DO OSADZANIA PRAC PROTETYCZNYCH

- Chemiczne połączenie z tkankami zęba i stopami metali
- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA



SET PP

SAMOWYTRAWIAJĄCY, SAMOADHEZYJNY CEMENT KOMPOZYTOWY PODWÓJNIE WIAŻĄCY

- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Wysoka siła wiązania



ZNOSZENIE NADWRAŻLIWOŚCI

SYSTEM SDF NOWEJ GENERACJI: RIVA STAR AQUA

SDI kontynuuje innowacje w rozwiązaniach SDF, prezentując Riva Star Aqua, wodny roztwór fluorku srebra nowej generacji, który jest również skuteczny w zatrzymywaniu zmian próchnicowych, jako rozwiązanie SDF, przynosząc dodatkowe korzyści dla pacjenta



RIVA STAR AQUA

SYSTEM SDF NOWEJ GENERACJI

- Kliniczne dopasowanie do sdf
- Natychmiastowe ulga w nadwrażliwości
- Dwa lata bez nadwrażliwości
- Skuteczny inhibitor biofilmu
- Brak ryzyka oparzenia tkanek
- Nie wymaga bariery dziąsowej
- Zmodyfikowany zapach

RIVA STAR

ŚRODEK PRZEZNACZONY DO CZYSZCZENIA UBYTKÓW I ZNOSZĄCY NADWRAŻLIWOŚĆ ZĘBÓW

- Wspomaganie eliminacji biofilmu
- Możliwe ograniczenie próchnicy
- Znoszenie nadwrażliwości szybkich zębów

SPRZĘT


RADII XPERT

INTELIENTNY DESIGN. OPTYMALNA POLIMERYZACJA.

- Umożliwia polimeryzację wszelkich kompozytów, posiada intensywność światła wynoszącą 1500 mW/cm² na otworze 4 mm z długością fali w zakresie 440 nm - 480 nm.
- Unikatowa technologia wspomagania precyzyjnej polimeryzacji
- Optymalnie skupiona wiązka
- Spójna intensywność światła
- Ergonomicznie wyważony uchwyt
- Wymienne końcówki



Pola Whitening Stand



RADII-CAL CX

DIODOWA LAMPA POLIMERYZACYJNA ZE ŚWIATŁEM SKOLIMOWANYM

- Równoległa wiązka światła daje głębszą i bardziej niezawodną polimeryzację
- Technologia impulsów - Duże natężenie 1200 mW/cm² plus niska emisja ciepła
- Zaawansowana technologia radiatora rozpraszającego ciepło - bez potrzeby wiatraka
- Wbudowany tryb łagodnego rozruchu
- Bezprzewodowe, lekkie urządzenie - 5,1 oz / 144 g
- Ograniczona gwarancja na okres 2 lat



RÓWNOLEGŁA
WIĄZKA ŚWIATŁA



ERGONOMICZNA
BUDOWA



INTELIENTNY
AKUMULATOR

RADIOMETER X

MIERNIK NATĘŻENIA ŚWIATŁA LED

- Prostość i dokładność
- Do wszystkich lamp polimeryzacyjnych led
- Nie wymaga kalibracji
- Dokładne odczyty poza centralnym punktem
- Inteligentna technologia
- Lekki i kompaktowy
- Wyniki - wyjątkowa dokładność
- Ograniczona gwarancja na okres 2 lat



ULTRAMAT 2

UNIWERSALNY MIESZALNIK
WYSOKOOBROTOWY

- 5 lat gwarancji
- Małe vibracje i cicha praca
- Szybkie i dokładne mieszanie



MATERIAŁY ŁĄCZĄCE

ZIPBOND UNIVERSAL

OBRONA PRZED ZMIENNYMI WARUNKAMI KLINICZNYMI

- Jednolita siła wiązania do szkliwa i zębiny
- Wiązanie do suchej i wilgotnej zębiny
- Zastrzeżona kombinacja monomerów wiążących
- Przewidywalna siła wiązania w odbudowach pośrednich
- Skuteczna hybrydyzacja
- Wyjątkowa kontrola
- Wysoka estetyka



STAE

JEDNOSKŁADNIKOWY SYSTEM WIĄŻĄCY V GENERACJI UWALNIAJĄCY FLUOR

- Wysoka siła wiązania zarówno w przypadku szkliwa jak i zębiny
- Wysoka wytrzymałość wiązania
- Uwalnianie fluoru
- Brak bisfenolu A
- Łatwy w użyciu - łączy się z wilgocią i suchą powierzchnią zębów



USZCZELNIACZE

CONSEAL F

UWALNIAJĄCY FLUOR, ŚWIATŁOUTWARDZALNY USZCZELNIACZ DO BRUZZ I SZCZELIN

- Nie zawiera bisfenolu A i jego pochodnych
- Precyzyjna aplikacja dzięki niezwykle cienkim poręcznym aplikatorom



RIVA PROTECT

CHEMOUTWARDZALNY MATERIAŁ GLASJONOMEROWY DO WYPEŁNIANIA BRUZZ, SZCZELIN I OCHRONY POWIERZCHNI ZĘBÓW

- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Występuje w wersji normalnie i szybko wiążącej



AKCESORIA

SUPER ETCH

WYTRAWIACZ W POSTACI ŻELU (37% KWASU FOSFOROWEGO)

- Łatwo się wypłukuje
- Brak szkodliwego wpływu na systemy wiążące



APLIKATORY I DOZOWNIK

JEDNORAZOWE APLIKATORY

- Odporność na rozpuszczalniki i brak wpływu na właściwości aplikowanych materiałów

Dozownik:

- Wygodny i prosty w użyciu
- Poręczny i funkcjonalny



WYBIELANIE ZĘBÓW



POLA DAY

ZAAWANSOWANY SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW W WARUNKACH DOMOWYCH

- Zawiera **6% nadtlenu wodoru**
- Stosowanie od 30 minut raz dziennie



POLA NIGHT

ZAAWANSOWANY SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW W DOMU NA BAZIE NADTLENU KARBAMIDU

- Zawiera **10% lub 16% nadtlenu karbamidu**
- Stosowanie od 45 minut raz dziennie



POLA LIGHT

SYSTEM WYBIELANIA ZĘBÓW!

- Zawiera **6% nadtlenu wodoru**
- Szybkie działanie, zapewniające bielsze zęby już w ciągu 5 dni
- Dwa 10 lub 15 minutowe zabiegi dziennie.



POLA LUMINATE

ŚRODEK WYBIELAJĄCY NANOSZONY PĘDZELKIEM

- Nie wymaga wykonania szyn wybielających – szybki i łatwy środek wybielający наносzony pędzelkiem
- Szybkoschnący żel o niskiej lepkości o stężeniu 6% nadtlenu wodoru
- Stosuj dwa razy dziennie przez 30 minut



POLA FOR ALIGNERS

JEDNOCZESNE PROSTOWANIE I WYBIELANIE ZĘBÓW

- Zawiera **10% nadtlenu wodoru**
- Największy komfort dla pacjenta przy stosowaniu zestawu do wybielania
- Zawiera azotan potasu i fluor w celu zmniejszenia nadwrażliwości przy długoterminowym stosowaniu
- Dzięki wysokiej lepkości żel daje się łatwo wprowadzać do nakładek, jest stabilny i pozostaje na miejscu



POLA RAPID

WYBIELANIE GABINETOWE SZYBKIE I BEZPIECZNE WYBIELANIE.


- Zawiera **6% nadtlenu wodoru**
- Zmodyfikowany niebieski żel dla szybszej aplikacji
- Zaawansowany niebieski żel, ułatwiający widoczność i aplikację

BEZPŁATNE MATERIAŁY MARKETINGOWE


Materiały marketingowe wspierające promowanie wybielania zębów



Plakat Pola Day
Kod zamówienia M110096



Plakat Pola Night
Kod zamówienia M110097



Plakat Pola Rapid
Kod zamówienia M110095



Torba papierowa POLA
Kod zamówienia M100332



Torba papierowa POLA
Kod zamówienia M100331



Broszura stołowa Pola Przed i Po
Kod zamówienia M110094



Pola ulotki dla pacjentów
Kod zamówienia M110103



Pola Light dla pacjentów
Kod zamówienia M110100



POLA prezentacja na USB do poczekalni
Kod zamówienia M100245



Dostosowane materiały marketingowe
Materiały marketingowe na indywidualne potrzeby gabinetu do pobrania na www.sdi.com.au

ŻYWICA ŚWIATŁOUTWARDZALNA WZMOCNIONA SZKŁO-JONOMEROWYM MATERIAŁEM WYPEŁNIAJĄCYM

Preparat Riva Light Cure zawiera wypełniacz **ionglass™**, wyprodukowany z unikalnej mieszaniny ultradrobnych i wysoce reaktywnych cząstek szkła o różnych rozmiarach.

Wypełniacz **ionglass™** zawiera jony fluoru i strontu, które synergistycznie wzmacniają proces biomineralizacji zębów.

(Źródło: Thuy et al. Arch Oral Biol. 2008 Nov; 53(11):1017-22)

RIVA LIGHT CURE

ŚWIATŁOUTWARDZALNY MATERIAŁ
GLASJONOMEROWY MODYFIKOWANY ŻYWCĄ

- Pomarańczowa, ochronna końcówka aplikacyjna w kapsułce zabezpiecza materiał przed zbyt wczesnym związaniem w wyniku kontaktu ze światłem

RIVA LIGHT CURE HV


ŚWIATŁOUTWARDZALNY, MODYFIKOWANY
ŻYWCĄ MATERIAŁ GLASJONOMEROWY
O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

- Łatwość opracowywania i rzeźbienia w materiale
- Nie zawiera bisfenolu A

RIVA LIGHT CURE HV



HYBRYDOWY SYSTEM ODBUDOWUJĄCY BULK FILL GLASS



KLASA I

KLASA II

KLASA V



RIVA SELF CURE

CHEMOUTWARDZALNY MATERIAŁ
GLASJONOMEROWY, WZMACNIAJĄCY ZĘBY

- Wytrzymały materiał odtwórczy
- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Wysokie uwalnianie i odnawialny rezerwuuar fluoru



RIVA SELF CURE HV

CHEMOUTWARDZALNY, GLASJONOMEROWY
MATERIAŁ ODTWÓRCZY O WYSOKIEJ LEPKOŚCI

- Plastyczny i łatwy w aplikacji i rzeźbieniu – nie klei się do narzędzi
- Wytrzymały materiał odtwórczy



RIVA SILVER

NIEZAWIERAJĄCY RTĘCI, CHEMOUTWARDZALNY,
GLASJONOMEROWY MATERIAŁ ODTWÓRCZY

- Wzmocniony srebrem
- Widoczny w RTG
- Łatwy w opracowaniu
- Brak skurczu



RIVA APPLICATOR PRO

APLIKATOR DO KAPSULEK

- Kompatybilny z kapsułkami glasonomerowymi produkcji SDI i innych wiodących producentów
- Profilowana konstrukcja zapewniająca wytrzymałość i wygodę użytkowania
- Części mechaniczne ze stali nierdzewnej i wytrzymała obudowa mechaniczna
- Możliwość sterylizacji w autoklawie i tolerancja kąpiei ultradźwiękowej
- Nie wymaga smarowania



SYSTEM ODTWARZANIA ODCIENIA ZĘBÓW W GABINECIE

POLA OFFICE +

37,5% NADTLENKU WODORU
SYSTEM ODTWARZANIA ODCIENIA ZĘBÓW W GABINECIE

Produkt Pola Office+ służy do medycznie wskazanego odtwarzania odcienia przebarwionych zębów, które jest niemożliwe do przeprowadzenia przy użyciu dostępnych systemów do stosowania w warunkach domowych.

Produkt Pola Office+ jest zalecany, gdy przebarwienie zębów negatywnie wpływa na jakość życia pacjenta pod względem zdrowotnym.

- Minimalny czas interwencji
- Bez aktywacji światłem
- Zawiera azotan potasu
- Uproszczona aplikacja
- Tylko jedna cienka warstwa



Zestaw z 1 strzykawką 37,5%
1 x 2,8 ml strzykawka Pola Office+



Zestaw z 3 strzykawkami 37,5%
3 x 2,8 ml strzykawki Pola Office+



WYROBY MEDYCZNE

NOWY

Zawiera ułatwiającą aplikację końcówkę z pędzelkiem



STUDIA PRZYPADKÓW KLINICZNYCH UŻYCIA PREPARATU POLA OFFICE+



José Amengual Lorenzo
Profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



Rubén Agustín Panadero
Profesor nadzwyczajny:
Uniwersytet w Walencji,
Hiszpania



WEJDŹ NA **WWW.SDI.COM.AU**



YOUR SMILE.
OUR VISION.

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166