

CREATED BY SDI

POLA LUMINATE

ŚRODEK WYBIELAJĄCY NANOSZONY PĘDZELKIEM



TACE NIE SĄ WYMAGANE

SZYBKO I ŁATWO

PROFESJONALNE WYBIELANIE ZĘBÓW

6% NADTLENEK WODORU

TYLKO 30 MINUT DWA RAZY DZIENNIE

PONAD 60 APLIKACJI

UWALNIANIE FLUORU

ŚRODEK WYBIELAJĄCY NANOSZONY PĘDZELKIEM



SZYBKI I ŁATWY DLA CIEBIE

Nie wymaga wykonania szyn wybielających. Po wstępnej konsultacji wyjaśniającej technikę stosowania preparatu, pacjent może łatwo kontynuować wybielanie poza gabinetem, w sposób jaki mu odpowiada.

Pola Luminare może być także doskonałą zachętą dla pacjentów rozważających wybielenie swoich zębów.

SZYBKI I ŁATWY DLA TWOICH PACJENTÓW

Twoi pacjenci mogą stosować Pola Luminare kiedy uznają to za stosowne, zarówno w dzień jak i w nocy - łatwo aplikując preparat na zęby, w sposób niezauważalny dla innych.

Praktycznie zaprojektowane opakowanie pozwala na trzymanie go w kieszeni lub w torebce oraz użycie w każdej chwili.

Szybkoschnący żel o niskiej lepkości pozwala na uzyskanie cienkiej warstwy na powierzchni zębów przy minimalnym czasie schnięcia. Pacjent może zdecydować czy chce wybielać jeden ząb czy cały uśmiech

TERAZ SILNIEJSZY NIŻ KIEDYKOLWIEK

6% stężenie nadtlenu wodoru w Pola Luminare zapewnia szybkie rozpoczęcie procesu wybielania dając widoczne efekty w krótkim czasie.

PONAD 60 APLIKACJI

Każde opakowanie Pola Luminare zawiera 5.5ml żelu wybielającego zapewniając ponad 60 aplikacji.

ODŚWIEŻENIE & UTRZYMANIE JASNEGO UŚMIECHU

Pola Luminare jest idealnym preparatem do odświeżenia procedury rozjaśniania u pacjentów, którzy już wybielali swoje zęby tak aby podtrzymać efekt białych zębów.

UWALNIANIE FLUORU

Dodatek fluoru remineralizuje szkliwo i pomaga w zmniejszeniu nadwrażliwości pozabiegowej.

PRZYJEMNY SMAK

Długo utrzymujący się miętowy smak.

Pola Luminare
1 X 5.5mL Pola Luminare
Reorder 7700092



YOUR SMILE. OUR VISION.



08-2020

M100501 A



+D036M100501V

MADE IN AUSTRALIA
by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1800 337 003
www.sdi.com.au

AUSTRIA 0800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 0800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759
ITALY 0800 0225 5734

NEW ZEALAND 0800 734 034
SPAIN 0800 0225 5734
UNITED KINGDOM 0800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166

www.sdi.com.au | polawhite.com.au