



AURA EASY

RESINA COMPOSTA UNIVERSAL



4

CORES

RESTAUROS
SIMPLES E
BRILHANTES,
SEMPRE!



AS RESTAURAÇÕES ESTÉTICAS TORNARAM-SE AINDA MAIS FÁCEIS

RESTAUROS ELEGANTES

A sua mistura proporciona a força e a estética necessárias em restaurações de longa duração.



MANUSEIO FÁCIL E SEM ESFORÇO

A sua consistência otimizada e não colante simplifica o ato de esculpir e compactar.

AS CORES DE EASY CORRESPONDEM À MAIORIA DAS RESTAURAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES

Acabe com a dificuldade de encontrar a cor correcta para as suas restaurações. Com Aura Easy só tem que decidir entre 4 tons universais. Com cores que são equidistantemente colocadas no espectro de saturação de cor e facilmente equivalem à cor VITA®, Aura Easy simplifica-lhe a personalização de cores para a maioria de suas necessidades diárias.

Aura Easy simplifica os seus procedimentos, minimiza o seu stock e torna tudo mais fácil.



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide

ESTÉTICA ACESSÍVEL CASO CLINICO

DR TERRY WONG (AUSTRALIA)



DR HUGH FLAX (USA)



VAI CONSEGUIR DAR MAIS, POR MENOS.

RESISTÊNCIA AO TESTE DO TEMPO

Consegue-se obter restaurações resistentes e robustas devido à profundidade de três milímetros, à alta compressão e à resistência à flexão.

BAIXA RETRAÇÃO VOLUMÉTRICA

O Aura Easy proporciona um stress reduzido em restaurações de longa duração.

EXCELENTE RESISTÊNCIA À FLEXÃO

Aura Easy O resiste às principais deformações sem fracturar.

FORTE RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO

Aura Easy O resiste às elevadas forças de compressão na boca.

2.21%

115MPa

375MPa

*SDI internal data



ADVANTAGES

4 cores abrangem as 16 cores da vita A1 - B4

Resistência elevada ao desgaste e a fraturas

Alto brilho permanente

Consistência não pegajosa e facilidade de esculpir

Baixa Contração de polimerização evitando o stress marginal

4 cores universais para minimizar o estoque de resinas

Mantém a escultura sem escorrer

INDICAÇÕES

Restaurações anteriores

Restaurações Posteriores

Restaurações indiretas inlays, onlay e veneers

Preenchimento de núcleo



Técnica sanduíche com ionômero de Vidro



» Depois de estar a utilizar o aura há alguns dias no meu consultório, foi fácil constatar que as quatro cores eram tudo que eu necessitava. O seu manuseamento e a correspondência de cor facilitam muito as restaurações, sendo rápidas e maravilhosas.

« Dr LORI TROST DMD

DETALHES DO PEDIDO



SERINGAS

Recargas ae1 - 4g	8560020
Recargas ae2 - 4g	8560021
Recargas ae3 - 4g	8560022
Recargas ae4 - 4g	8560023

CÁPSULAS

Complet Refill ae1 - 0.25g	8565020
Complet Refill ae2 - 0.25g	8565021
Complet Refill ae3 - 0.25g	8565022
Complet Refill ae4 - 0.25g	8565023

LINHA DE RESINAS AURA

Aura Dentine Chroma
 Aura Enamel
 Aura Bulk Fill
 Aura Easy
 Aura Easyflow



YOUR SMILE. OUR VISION.



02-2024

M100261 D



+D036M1002611Y

MADE IN AUSTRALIA
 by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia
www.sdi.com.au

AUSTRALIA 1800 337 003
AUSTRIA 00800 0225 5734
BRAZIL 0800 770 1735
FRANCE 00800 0225 5734
GERMANY 0800 100 5759

ITALY 00800 0225 5734
NEW ZEALAND 0800 808 855
SPAIN 00800 0225 5734
UNITED KINGDOM 00800 0225 5734
USA & CANADA 1 800 228 5166