


CREATED BY SDI

POLA WHITENING STAND

SISTEMA AVANÇADO DE CLAREAMENTO DENTAL



DESIGN INTELIGENTE.

EXTREMAMENTE ESTÁVEL E FÁCIL DE MANOBRAR, TORNANDO-O UM ÓTIMO INVESTIMENTO PARA SUA CLÍNICA

PARA USO COM O FOTOPOLIMERIZADOR RADII PLUS E RADII XPERT



Instruções de Montagem



SCAN ME

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

DESIGN SIMPLES

O acessório de sustentação para aparelho de clareamento Pola tem um design ultrafino que é compatível com os fotopolimerizadores Radii Plus e Radii Xpert..

AMPLA VARIEDADE DE MOVIMENTOS E AJUSTES

O acessório de sustentação para aparelho de clareamento Pola tem cinco pontos de rotação, permitindo que você ajuste o suporte em até 360 graus para conseguir a posição mais adequada.

VERSÁTIL

O acessório de sustentação pode ser posicionado ao lado ou atrás do paciente, dependendo da necessidade.

LEVE, SEM FIO E COMPACTO

Mover e posicionar o acessório de sustentação é simples devido ao seu peso leve e design sem fio.



ESTABILIDADE DO SISTEMA

Os freios do acessório garantem que a base se mantenha firme em seu lugar durante o uso.

EQUIPADO COM RODÍZIOS

O acessório de sustentação é equipado com rodízios o que permite uma ampla liberdade e controle de movimento..



ACESSÓRIO DE SUSTENTAÇÃO VERSÁTIL PARA UTILIZAÇÃO COM OS PRINCIPAIS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELA SDI

FOTOPOLIMERIZADOR RADII XPERT

O Radii Xpert é a mais nova geração de fotopolimerizador. Usando a experiência adquirida com a produção de 100.000 fotopolimerizadores led, a maior novidade da SDI, o Radii Xpert possui tecnologia de polimerização de ponta com um feixe de luz colimado.

A sofisticada tecnologia LED combinada com a um temporizador personalizado, empunhadora ergonômica e ponteira rotatória de 360 graus para permitir liberdade de movimento e fácil acesso em cada quadrante da boca.

O Radii Xpert fotopolimerizará todas as resinas compostas disponíveis no mercado sem a necessidade de uma luz de amplo espectro, emitindo uma intensidade e feixe de luz capazes de fotopolimerizar restaurações profundas.



FOTOPOLIMERIZADOR RADII PLUS

O Radii Plus é um fotopolimerizador versátil para fotopolimerizar e transluminar.

Com um design super moderno e de uso simples uso, pode ser conectado com 6 peças para sempre fornecer o efeito fotopolimerizado perfeito.

Sua bateria totalmente carregada, permite 1200 fotopolimerizações, garantindo que o Radii Plus estará sempre pronto para utilização.

POLA OFFICE + 6% DE PÉROXIDO DE HIDROGÊNIO - SISTEMA DE CLAREAMENTO DENTAL PARA USO EM CONSULTÓRIO

Milhões de sorrisos no mundo foram clareados pelo sistema avançado de clareamento dental do Pola Office+. Sorrisos brancos podem ser obtidos em menos de 45 minutos, com o uso do Pola Office + 6% de peróxido de hidrogênio.

Somente uma fina camada do gel é necessária e a seringa de automistura permite uma distribuição simples do gel. Com pH neutro e nitrato de potássio presente na composição, Pola Office+ garante o máximo conforto para seus pacientes.



SUPOORTE PARA APARELHO DE CLAREAMENTO POLA



Largura 750mm

Pedestal
1200mm



Acessório de sustentação Pola

Acessório de sustentação Pola 7700989

1 x Acessório de sustentação

1 x suporte para Rádii Plus SDI

1 x suporte para Rádii Xpert SDI

Acessórios

Os fotopolimerizadores Rádii Plus e Rádii Xpert são produtos somente para demonstração.

SDI

SEU SORRISO.
NOSSA VISÃO.



SDI Brasil Industria e Comercio Ltda

Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto 612

São Paulo - CEP 05415-020 -

Brasil DDG 0800 7701 735

T +55 11 3092 7100 F +55 11 3092 7101

brasil@sdi.com.au www.sdi.com.au



INSTAGRAM
@pola_smile



FACEBOOK
pola smile