

points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS




MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO

ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷



SDI

points

一次性小纤维刷, Points 可以快速将少量材料移取到难以到达之处

Points可以承受口腔材料中普通溶剂

耐溶剂纤维

纤维头可以承受苛刻的环境和溶剂

不吸收溶剂, 非棉绒性纤维

纤维不会在操作过程中脱落,
溶液在使用前会挂在纤维上

三种规格

Points有三种规格, Super fine(超细), Fine (细),
Medium (中等) 可用于移取不同大小液滴的材料

颜色的选择

不同颜色有助于在多步骤操作中作色标

使用柔韧的材料

Points可以弯曲, 以便接近

适应症

- 涂封闭剂
- 涂粘接剂
- 涂酸蚀剂
- 涂放衬洞材料
- 止血和显示液
- 抹去多余树脂
- 填氢氧化钙材料到根管中



Points 紫色 - super fine(超细)
订货编号 8100122
4 x 100 Points 紫色 - super fine(超细)



Points 深绿色 - fine (细)
订货编号 8100116
1 x 400 Points 深绿色 - fine (细)





Points 深蓝色 - medium(中等)
订货编号 8100118
1 x 400 Points 深蓝色 - medium(中等)

Points 浅绿色 - fine(细)
订货编号 8100117
1 x 400 Points 浅绿色 - fine(细)

Points 浅蓝色 - medium(中等)
订货编号 8100119
1 x 400 Points 浅蓝色 - medium(中等)

使用说明


1 Points 可以直或弯曲下使用



2 用Points点蘸溶液, 然后涂到需要的地方

3 涂完后弃置 Points

建议: 当涂用不只一种溶剂时,
使用不同颜色的 Points 避免混淆



Points 混合装 - 中等, 细和超细
订货编号 8100123
1 x 100 Points 紫色 - super fine(超细)
1 x 100 Points 浅绿色 - fine(细)
1 x 100 Points 深绿色 - fine(细)
1 x 100 Points 深蓝色 - medium(中等)

Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759
Ireland 01 886 9577

Italy 800 780625
Japan 0120 98 2770
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

SDI

CE