

SDI ANGEBOTE

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH
1. OKTOBER - 31. DEZEMBER 2026

KOMPOSIT

AURA BULK FILL

DIE EINFACHHEIT DER BULK-FÜLLUNG

- Ein Bulk-Fill-Inkrement bis 5mm
- 20 Sek. LED-Lichthärtung
- Natürliche Resultate mit nur einer Universalfarbe
- Hohe Polymerisationstiefe, keine Deckschicht nötig
- Sekundenschnelle, einfache Applikation
- Die wachsartige Konsistenz ist stopfbar und klebt nicht



3+1*

5+2*

BULK FILL COMPLET
20 x 0,25 g
Art.-Nr. 8565012

BULK FILL SPRITZE
4g
Art.-Nr. 8560012



VORHER

NACHHER

VORHER

NACHHER

STELA - DIE ZUKUNFT DER BULK-FILL-KOMPOSITE

STELA IST EIN NEUARTIGES, HOCHLEISTUNGSFÄHIGES, SELBSTHÄRTENDES BULK-FILL-KOMPOSIT. STELA ÜBERZEUGT DURCH UNBEGRENZTE AUSHÄRTUNGSTIEFE UND POLYMERISATION MIT GERINGEM STRESS FÜR EINEN SPALTFREIEN VERBUND. SÄUREÄTZUNG ODER LICHTHÄRTUNG IST NICHT NOTIG.

SPALTFREIER VERBUND

Stela schafft durch seine innovative Technologie einen spaltfreien Haftverbund. Im Gegensatz zu herkömmlichen lichthärtenden Kompositen bietet Stela eine beschleunigte Polymerisation entlang der Haftfläche. Dies sorgt für einen spaltfreien Verbund und verringert so postoperative Sensibilität und das Risiko vorzeitigen Versagens.




Polymerisation mit geringem Stress:

Die Stela Paste polymerisiert in Kontakt mit dem Stela Primer an den Wänden schneller. Dieser Polymerisationsablauf sorgt für eine spaltfreie Füllung.



Unbegrenzte Aushärtungstiefe:

Stela ist ein Komposit der neuen Generation, das in unbegrenzter Tiefe selbsthärtet. Auf vollständig aushärtende Füllungen ist so stets Verlass.




STELA AN DER HAFTFLÄCHE (SELF-ETCH)

Konfokal-mikroskopische Aufnahme der spaltfreien Stela-Dentin-Haftfläche mit Stela Primer in Self-Etch-Technik. Man beachte, wie tief der Stela Primer (gelb) in die Dentintubuli eindringt. Vortest-Misserfolgsquote: 0 %



STELA - PRODUKTE



STELA CAPSULE NACHFÜLLPACKUNG

Stela Capsule Nachfüllpackung 8640003
50 Stela Kapseln



STELA AUTOMIX NACHFÜLLPACKUNG

Stela Automix Intro Kit 8640001
1 Stela Automix Spritze 8g / 15 Mischkanülen



STELA AUTOMIX INTRO KIT

8640002
Stela Automix Intro Kit
1 Stela Automix Spritze 8g
1 Stela Primer Flasche 5ml
15 Mischkanülen
15 Superfeine Points Mikroapplikatoren



STELA CAPSULE INTRO KIT

8640004
Stela Capsule Intro Kit
10 Stela Kapseln
1 Stela Primer Flasche 5ml
15 Superfeine Points Mikroapplikatoren

3+1*

5+2*



STELA PRIMER NACHFÜLLPACKUNG

8640006
Stela Primer Nachfüllpackung
1 Stela Flasche 5ml

ZEMENT

SET PP

SET PP IST EIN DUAL AUSHÄRTENDER, SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER KUNSTSTOFFZEMENT.

Spezieller ionglass™ Füllstoff ist ein von SDI entwickeltes, röntgensichtbares, hoch ionenfreisetzendes, reaktives Glas, welches in SDI's gesamter Produktpalette von Dentalzementen verwendet wird. seT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.

- seT PP – Selbstadhäsiver Kunststoffzement mit dualer Aushärtung
- Enthält kein Bisphenol A oder HEMA
- Hohe Haftungswerte
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Kein Ätzen notwendig – minimiert postoperative Sensitivitäten
- Härtet in 5 Minuten von selbst aus oder in 20 Sekunden mit einer LED-Härtelampe
- Spezielle ionglass™ Technologie – hohe Fluoridfreisetzung
- Nicht wasserlöslich
- 5 Farben für maximale Ästhetik

3+1*

5+2*



Art.-Nr.: 8805101 seT PP A1 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805102 seT PP A2 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805103 seT PP OA3 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805104 seT PP WHT/OPQ SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805105 seT PP TRANSLUCENT SYR 2 PK

ZEMENT

RIVA CEM AUTOMIX

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER GLASIONOMER BEFESTIGUNGSZEMENT

5+2*



3+1*

VORTEILE

Überlegene Haftung [Schmelz & Dentin]
 Höchste Biegefestigkeit
 Mehr Aufsätze / weniger Abfall im Aufsatz
 Beste Langzeit-Ästhetik
 Optionales Anpolymerisieren
 Nachhaltige Fluoridabgabe
 BPA-frei, Farbe: hellgelb


INDIKATIONEN

Metallkeramik – Kronen & Brücken
 Konfektioniert/gegossen Stifte
 Metall – Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, kieferorthopädische Geräte & Stifte
 Keramik (höhere Festigkeit)¹ – Kronen, Brücken, Inlays & Onlays
 Keramik (niedrigere Festigkeit)^{1,2} – Inlays

KLINISCHER FALL



1. Ausgangssituation.



2. Riva Cem Automix mit idealer Konsistenz nach dem Ausbringen.



3. Einsetzen der Zirkonoxid-Krone. Leichte Überschussentfernung durch Anpolymerisieren.



4. Fertige Restauration.

Fotos: Dr. Yassine Harichane (FRANKREICH)



MINIMALER ABFALL DURCH SEHR KURZE MISCHKANÜLE



ÜBERLEGENE HAFTFESTIGKEIT



ANPOLYMERISIEREN FÜR LEICHTE ÜBERSCHUSS-ENTFERNUNG



NACHHALTIGE FLUORIDABGABE

RIVA CEM AUTOMIX SYRINGE KIT
 2 x 4g Riva Cem Automix Syringe
 16 x Mixing Tips

Art.-Nr. 8800703



UNIVERSAL KOMPOSIT

LUNA 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebenssechte Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.

EIGENSCHAFTEN

Fantastisches Handling: klebt nicht, ist standfest, leicht stopf- und modellierbar

BPA-frei für gesundheitsbewusste Patienten

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität

Hohe Röntgenopazität von 250 % Al für deutlichen Kontrast zum angrenzenden Schmelz und Dentin und damit leichte und präzise Röntgendiagnostik

Dentinähnliche Biegefestigkeit für Klasse III-, IV- und V- Füllungen und approximale Kästen

Hohe Druckfestigkeit für okklusale Belastbarkeit bei Klasse I & II und Stumpfaufbauten

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Lieferbar in den Farben:
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2,
C2, A02, A03, I, XB, 2XB



3+1*

5+2*



je 20 Complets à 0,25 g
in 12 unterschiedlichen Farben

je 4 g Spritze in 12
unterschiedlichen Farben



FLOWABLE KOMPOSIT

LUNA FLOW+LUNA FLOW LV

Extra festes fließfähiges Komposit mit Verschleißbeständigkeit, hoher Röntgenopazität und einheitlicher Farbanpassung. Zwei Viskositäten wählbar, für jede klinische Situation.

PERFEKT FLIESSFÄHIG. PERFEKT STANDFEST.

Fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest für hervorragendes Handling und zieht keine Fäden

Sehr hohe Röntgenopazität von 265 % Al, exzellente Eignung als röntgenopakes Unterfüllungs- oder Liner-Material

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität, perfekt nicht nur für kleine Füllungen, sondern auch für Reparaturen an Provisorien oder Keramiken

Außerordentliche Druckfestigkeit von 421 MPa für sehr belastbare Füllungen

Hohe Biegefestigkeit von 128 MPa für Klasse V-Füllungen

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Wahlmöglichkeit zwischen regulärer (Luna Flow) und niedriger (Luna Flow LV) Viskosität für jede klinische Situation

Lieferbar in den Farben:
A1, A2, A3, A3,5, B1, B2,
C2, A02, A03, I, XB, 2XB



3+1*

5+2*



je Spritze 2g in 12
unterschiedlichen
Farben

LUNA FLOW
Reguläre
Viskosität



LUNA FLOW LV
Niedrige Viskosität

Fließverhalten bei einem Winkel von 90° über 40 Sekunden

ADHÄSIV

ZIPBOND UNIVERSAL ADHÄSIV

Zipbond Universal ist ein fluoridabgebendes Ein-Komponenten-Universaladhäsiv für die Self-Etch-, Selective-Etch- und Total-Etch-Technik. Zipbond Universal sorgt verlässlich und reproduzierbar für feste Haftung zwischen verschieden beschaffenen Zahnflächen und einer Vielzahl von Restaurationsmaterialien



ZIPBOND UNIVERSAL 5ML
Art.Nr.: 8100502



3+1*

5+2*

EFFIZIENTE
ANWENDUNG
IN NUR
30 SEKUNDEN

EIGENSCHAFTEN

- Verlässlich hohe Haftfestigkeit auf Dentin und Schmelz
- Bonding auf feuchtem und trockenem Dentin
- Patentierte Kombination von Adhäsivmonomeren
- Vorhersagbare Haftfestigkeiten auf indirekten Materialien
- Effektive Hybridisierung
- Exzellente Kontrolle



KOMPOSIT

AURA EASY EASIER!

- Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit
- Stets glatte, hochglänzende Oberflächen
- Nicht klebrige Konsistenz für müheloses Modellieren
- Standfest und formbeständig
- Leichte, sekundenschnelle Applikation
- Geringe Volumenschrumpfung
- 4 Universaltöne zur Minimierung des Inventars

3+1*

5+2*

2.21%

Geringe Volumenschrumpfung

aura eASY sorgt durch niedrigen Polymerisationsstress für langlebige Füllungen.

115 MPa

Exzellente Biegefestigkeit

aura eASY widersteht starken Verformungskräften, ohne zu brechen.


375 MPa

Hohe Druckfestigkeit

aura eASY hält den hohen Druckkräften im Mund stand.

aura eASY Kit 4 Spritzen
à 4 g, Farbskala
Art.-Nr. 8565112

aura eASY Kit 4 x 20 Complets
0,25 g, Farbskala
Art.-Nr. 8565113




Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide



Wide-box Class II marginal ridge.



Single shade of aura eASY ae2.



Triodont V3 system.



Final restoration.

AURA EASYFLOW

ULTRA UNIVERSALES RESTAURATIONS-MATERIAL

OPTIMIERTE OPTISCHE EIGENSCHAFTEN


Aura Easyflow hat dieselben optischen Eigenschaften wie Aura, Aura Easy und Aura Bulk Fill. Das neue Aura Easyflow ergänzt die Aura Kompositlinie um ein fließfähiges Material für alle direkten Indikationen.

Die Füller- und Kunststofftechnologie von Aura Easyflow ist für einen exzellenten Chamäleoneneffekt maßgeschneidert. Transluzenz, Opazität, Opaleszenz und Fluoreszenz sind optimal auf die Ästhetik eines natürlichen, nicht restaurierten Zahns abgestimmt.

EIGENSCHAFTEN

- Bewährtes Nanohybrid-Füllersystem
- Optimales Anfließen an die Kavität
- Gute Röntgensichtbarkeit
- Hohe mechanische Festigkeit
- Leichte Farbauswahl
- Optimierte optische Eigenschaften
- Langzeitstabile Ästhetik

4 FARBEN DECKEN 16 VITA® FARBEN AB



Ungefähre Äquivalenz zur VITA® A1-D4® Farbskala

ae1
A1/B1

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566010

ae2
A2/B2

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566011

ae3
A3/B3

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566012

ae4
A3.5/B4

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566013

Ungefähre Äquivalenz zur VITA® A1-B4® Farbskala

3+1*

5+2*



GLASIONOMERE

RIVA LIGHT CURE

Lichthärtender, kunststoffverstärkter
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Lichtundurchlässige, orangefarbene Spitze verhindert zu frühe Aushärtung



Orangefarbene Kappe – Lichtschutz
für eine längere Verarbeitungszeit
und wirtschaftliche Anwendung

RIVA LIGHT CURE HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter
Glasionomer Füllungszement mit
erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren
- Chemische Haftung am Zahn
- Flexible Bearbeitungszeit
- Klebt nicht am Instrument
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert
kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA LIGHT CURE HV



RIVA SELF CURE

Selbsthärtender, remineralisierender
Glasionomer Füllungszement

- Chemische Haftung am Zahn
- Enthält kein BPA oder HEMA
- Exzellent für die minimalinvasive Zahnheilkunde



3+1*
ODER
5+2*

RIVA LIGHT CURE / HV
RIVA SELF CURE / HV

RIVA SELF CURE HV

Selbsthärtender, remineralisierender
Glasionomer Füllungszement
mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren –
kein Kleben am Instrument
- Chemische Haftung am Zahn
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert
kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA SELF CURE HV



LUNA 2 PAKET INKLUSIVE RADII CAL CX



12 x Complets à 0,25 g
Farben nach Wahl

12 x 4 g Spritze
Farben nach Wahl



RADII-CAL CX
Art.Nr.: 5600110

Im Paket enthalten:

12 x LUNA 2 Farben nach Wahl
1 x RADII-CAL CX

KAPSELPAKET INKLUSIVE ULTRAMAT 2



RIVA LIGHT CURE



RIVA SELF CURE



RIVA LUTING



RIVA LUTING PLUS



STELA

Im Paket enthalten:

10 x PACKUNGEN Sorten nach Wahl
1 x ULTRAMAT 2



WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY
WWW.SDI.COM.AU
WWW.POLAWHITE.COM.AU

SDI Germany GmbH
Deutschland: 0800 1005759
germany@sdicom.au

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTICH

*Angebote können nicht kombiniert werden. Angebote gültig vom 1. Okt. – 30. Dez. 2026. Beim Kauf von 3 bzw. 5 Packungen einer Ausführung erhalten Sie 1 bzw. 2 weitere Packung der gleichen Ausführung oder bei Produkten mit unterschiedlichen Farben die Farbe A3 dazu. WICHTIG: Gemäß §9 GdZ ist der Zahnarzt verpflichtet, Preisnachlässe und Einkaufsvorteile jeglicher Art an den Patienten weiterzugeben. Angebote nur in Deutschland und Österreich gültig. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.
Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele, Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: Germany@sdicom.au widersprechen



YOUR
SMILE.
OUR
VISION.