

SDI ANGEBOTE

DEUTSCHLAND UND ÖSTERREICH

1. JULI - 30. SEPTEMBER 2026

GLASIONOMERE

RIVA LIGHT CURE

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomer Füllungs-zement

- Chemische Haftung am Zahn
- Lichtundurchlässige, orangefarbene Spitze verhindert zu frühe Aushärtung



RIVA LIGHT CURE HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Glasionomer Füllungs-zement mit erhöhter Viskosität

- Einfaches Verarbeiten und Modellieren
- Chemische Haftung am Zahn
- Flexible Bearbeitungszeit
- Klebt nicht am Instrument
- Stopfbare Viskosität
- Abrechenbar auch für limitiert kaudruckbelastete Klasse II-Füllungen



RIVA LIGHT CURE HV



3+1* ODER **5+2***
RIVA LIGHT CURE · RIVA SILVER
RIVA LIGHT CURE HV



RIVA SILVER

Quecksilberfreier, selbsthärtender, konventioneller Glasionomer Füllungs-zement.

- Chemische Haftung am Zahn
- Silber verstärkt
- Keine Schrumpfung
- Sehr gute Röntgensichtbarkeit
- Einfache Anwendung
- Hohe frühe Druckfestigkeit
- *perfekt für Kinder und unkooperative Patienten*
- Hohe Freisetzung und Erneuerung von Fluoriden
- Großartig für Stumpfaufbauten
- Hohe Abriebbeständigkeit
- Hoher Ionenaustausch durch bioaktive, spezielle ionglass™ Technologie
- Hellgraue Farbe - *minimale Farbanpassung notwendig*



RIVA SILVER



POLA OFFICE+ IN-OFFICE SYSTEM

POLA OFFICE+ 37,5%

ZUR BEHANDLUNG VON TRAUMATISIERTEN ZÄHNEN

Pola Office+ ist ein medizinisches Gel, das mit minimalem Zeitaufwand durch Trauma, Krankheit oder Medikamente verfärbte oder verdunkelte Zähne behandelt. Die einzigartige Formel mit 37,5% Wasserstoffperoxid setzt die Peroxidionen schnell frei und beginnt so den Prozess.

3+1*



POLA OFFICE+
1 PAT KIT EU CE
7700461



POLA OFFICE+
3 PAT KIT EU CE
7700464

LUNA 2 MIT RADII CAL CX



BisGMA FREI
BPA FREI
HEMA FREI

DA DENTAL ADVISOR
2026 PREFERRED PRODUCT
2025 PREFERRED PRODUCT
2024 PREFERRED PRODUCT



12 x 4 g Spritze
Farben nach Wahl

12 x Complets à 0,25 g
Farben nach Wahl



RADII-CAL CX
Art.Nr.: 5600110

Im Paket enthalten:

12 x LUNA 2 Farben nach Wahl
1 x RADII-CAL CX

UNIVERSAL KOMPOSIT

LUNA 2

Festes Universalkomposit mit verbesserter Verarbeitung und Röntgenopazität sowie leichter Farbanpassung für lebenslange Ästhetik. Verlässliche mechanische Eigenschaften für exzellente klinische Leistung.

EIGENSCHAFTEN

Fantastisches Handling: klebt nicht, ist standfest, leicht stopf- und modellierbar

BPA-frei für gesundheitsbewusste Patienten

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität

Hohe Röntgenopazität von 250% Al für deutlichen Kontrast zum angrenzenden Schmelz und Dentin und damit leichte und präzise Röntgendiagnostik

Dentinähnliche Biegefestigkeit für Klasse III-, IV- und V- Füllungen und approximale Kästen

Hohe Druckfestigkeit für okklusale Belastbarkeit bei Klasse I & II und Stumpfaufbauten

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

BisGMA FREI
BPA FREI
HEMA FREI

3+1*

5+2*

je 4 g Spritze in 12
unterschiedlichen Farben



je 20 Complets à 0,25 g
in 12 unterschiedlichen Farben

DA DENTAL ADVISOR
2026 PREFERRED PRODUCT
2025 PREFERRED PRODUCT
2024 PREFERRED PRODUCT



FLOWABLE KOMPOSIT

LUNA FLOW+LUNA FLOW LV

Extra festes fließfähiges Komposit mit Verschleißbeständigkeit, hoher Röntgenopazität und einheitlicher Farbanpassung. Zwei Viskositäten wählbar, für jede klinische Situation.

PERFEKT FLIESSFÄHIG. PERFEKT STANDFEST.

Fließt wenn gewünscht, bleibt dann standfest für hervorragendes Handling und zieht keine Fäden

Sehr hohe Röntgenopazität von 265% Al, exzellente Eignung als röntgenopakes Unterfüllungs- oder Liner-Material

VITA-Farben mit „Logical Shade Matching Technology“ und Chamäleon-Effekt für leichtere und einheitliche Farbauswahl, mit exzellenter Farbstabilität, perfekt nicht nur für kleine Füllungen, sondern auch für Reparaturen an Provisorien oder Keramiken

Außerordentliche Druckfestigkeit von 421 MPa für sehr belastbare Füllungen

Hohe Biegefestigkeit von 128 MPa für Klasse V-Füllungen

Zahnähnliche Opaleszenz und Fluoreszenz für natürliche Resultate

Wahlmöglichkeit zwischen regulärer (Luna Flow) und niedriger (Luna Flow LV) Viskosität für jede klinische Situation

BisGMA FREI
HEMA FREI

DA DENTAL ADVISOR
2026 PREFERRED PRODUCT

3+1*

5+2*



je Spritze 2g in 12
unterschiedlichen
Farben



Fließverhalten bei einem Winkel von 90° über 40 Sekunden

KOMPOSIT

AURA EASY EASIER!

- Hohe Festigkeit und Verschleißbeständigkeit
- Stets glatte, hochglänzende Oberflächen
- Nicht klebrige Konsistenz für müheloses Modellieren
- Standfest und formbeständig
- Leichte, sekundenschnelle Applikation
- Geringe Volumenschumpfung
- 4 Universaltöne zur Minimierung des Inventars

5+2*

3+1*

2.21%

Geringe Volumenschumpfung

aura eASY sorgt durch niedrigen Polymerisationsstress für langlebige Füllungen.

115 MPa


Exzellente Biegefestigkeit

aura eASY widersteht starken Verformungskräften, ohne zu brechen.

375 MPa

Hohe Druckfestigkeit

aura eASY hält den hohen Druckkräften im Mund stand.



aura eASY Kit 4 Spritzen
à 4g, Farbskala
Art.-Nr. 8565112

aura eASY Kit 4 x 20 Complets
0,25g, Farbskala
Art.-Nr. 8565113



Approximate equivalence to VITA® A1-D4® shade guide



Wide-box Class II marginal ridge.



Single shade of aura eASY ae2.



Triodont V3 system.



Final restoration.

AURA EASYFLOW

ULTRA UNIVERSALES
RESTAURATIONS-MATERIAL

OPTIMIERTE OPTISCHE EIGENSCHAFTEN

Aura Easyflow hat dieselben optischen Eigenschaften wie Aura, Aura Easy und Aura Bulk Fill. Das neue Aura Easyflow ergänzt die Aura Kompositlinie um ein fließfähiges Material für alle direkten Indikationen.

Die Füller- und Kunststofftechnologie von Aura Easyflow ist für einen exzellenten Chamäleoneffekt maßgeschneidert. Transluzenz, Opazität, Opaleszenz und Fluoreszenz sind optimal auf die Ästhetik eines natürlichen, nicht restaurierten Zahns abgestimmt.

EIGENSCHAFTEN

Bewährtes Nanohybrid-Füllersystem

Optimales Anfließen an die Kavität

Gute Röntgensichtbarkeit

Hohe mechanische Festigkeit


Leichte Farbauswahl

Optimierte optische Eigenschaften

Langzeitstabile Ästhetik

4 FARBEN DECKEN 16 VITA® FARBEN AB

Ae1 Ae2 Ae3 Ae4



Ungefähre Äquivalenz zur VITA® A1-D4® Farbskala

ae1

A1/B1

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566010

ae2

A2/B2

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566011

ae3

A3/B3

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566012

ae4

A3.5/B4

Spritze 2g und
5 Applikatortips
Art.Nr.: 8566013

Ungefähre Äquivalenz zur VITA® A1-B4® Farbskala

3+1*

5+2*



ZEMENT

SET / SET PP

SET PP IST EIN DUAL AUSHÄRTENDER, SELBSTÄTZENDER, SELBSTHAFTENDER KUNSTSTOFFZEMENT.

Spezieller ionglass™ Füllstoff ist ein von SDI entwickeltes, röntgensichtbares, hoch ionenfreisetzendes, reaktives Glas, welches in SDI's gesamter Produktpalette von Dentalzementen verwendet wird. seT PP setzt weitaus mehr Fluoride frei, welche die Remineralisierung der natürlichen Zähne unterstützt.

- seT PP - Selbstadhäsiver Kunststoffzement mit dualer Aushärtung
- Enthält kein Bisphenol A oder HEMA
- Hohe Haftungswerte
- Einfache Entfernung der Überschüsse
- Kein Ätzen notwendig - minimiert postoperative Sensitivitäten
- Härtet in 5 Minuten von selbst aus oder in 20 Sekunden mit einer LED-Härtelampe
- Spezielle ionglass™ Technologie - hohe Fluoridfreisetzung
- Nicht wasserlöslich
- 5 Farben für maximale Ästhetik

3+1*
5+2*

BisGMA
FREI
BPA
FREI
HEMA
FREI



Art.-Nr.: 8805101 seT PP A1 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805102 seT PP A2 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805103 seT PP OA3 SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805104 seT PP WHT/OPQ SYR 2 PK
 Art.-Nr.: 8805105 seT PP TRANSLUCENT SYR 2 PK

ZEMENT

RIVA CEM AUTOMIX

KUNSTSTOFFMODIFIZIERTER
GLASIONOMER
BEFESTIGUNGSZEMENT

ionglass™
BIOMIMETIC FORMULA

3+1*
5+2*

VORTEILE

- Überlegene Haftung (Schmelz & Dentin)
- Höchste Biegefestigkeit
- Mehr Aufsätze / weniger Abfall im Aufsatz
- Beste Langzeit-Ästhetik
- Optionales Anpolymerisieren
- Nachhaltige Fluoridabgabe
- BPA-frei, Farbe: hellgelb


INDIKATIONEN

- Metallkeramik - Kronen & Brücken
- Konfektioniert/gegossen Stifte
- Metall - Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, kieferorthopädische Geräte & Stifte
- Keramik (höhere Festigkeit)¹ - Kronen, Brücken, Inlays & Onlays
- Keramik (niedrigere Festigkeit)^{1,2} - Inlays

KLINISCHER FALL



1. Ausgangssituation.



2. Riva Cem Automix mit idealer Konsistenz nach dem Ausbringen.



3. Einsetzen der Zirkonoxid-Krone. Leichte Überschussentfernung durch Anpolymerisieren.



4. Fertige Restauration.

Fotos: Dr. Yassine Harichane (FRANKREICH)

BPA FREI

Net Wt: 0.14 oz (4g) (2.4 mL)

MINIMALER ABFALL DURCH SEHR KURZE MISCHKANÜLE

ÜBERLEGENE HAFTFESTIGKEIT

ANPOLYMERISIEREN FÜR LEICHTE ÜBERSCHUSS-ENTFERNUNG

NACHHALTIGE FLUORIDABGABE

RIVA CEM AUTOMIX SYRINGE KIT
2 x 4g Riva Cem Automix Syringe
16 x Mixing Tips
Art.-Nr. 8800703

DESENSITIZER

RIVA STAR AQUA SILBERFLUORID (AgF)

- ✓ KARIESHEMMENDE WIRKUNG
- ✓ DESENSIBILISIERUNG FÜR ZWEI JAHRE UND LÄNGER
- ✓ GERINGE/KEINE VERFÄRBUNG
- ✓ TIEFES EINDRINGEN UND BIOFILM-PRÄVENTION
- ✓ ANTIMIKROBIELLE WIRKUNG
- ✓ ERHÖHUNG DER HAFTFESTIGKEIT BEI GIZ
- ✓ LAGERBEDINGUNGEN *ZIMMERTEMPORATUR*
- ✓ WEICHGEWEBE-REIZUNG *KEINE BESCHWERDEN*
- ✓ GERUCH/GESCHMACK *KEIN AMMONIAK-GESCHMACK
UND AMMONIAK-GERUCH*
- ✓ NICHTINVASIVES/MINIMALINVASIVES VERFAHREN



KANN KOSTENLOS ANGEFORDERT WERDEN



RIVA STAR AQUA KAPSELN
Art.-Nr. 8800525



RIVA STAR AQUA FLASCHEN KIT
Art.-Nr. 8800530

ADHÄSIV

ZIPBOND UNIVERSAL ADHÄSIV

Zipbond Universal ist ein fluoridabgebendes Ein-Komponenten-Universaladhäsiv für die Self-Etch-, Selective-Etch- und Total-Etch-Technik. Zipbond Universal sorgt verlässlich und reproduzierbar für feste Haftung zwischen verschiedenen beschaffenen Zahnflächen und einer Vielzahl von Restaurationsmaterialien



ZIPBOND UNIVERSAL 5ML
Art.Nr.: 8100502

HEMA FREI
BPA FREI

3+1*

5+2*

EIGENSCHAFTEN

- Verlässlich hohe Haftfestigkeit auf Dentin und Schmelz
- Bonding auf feuchtem und trockenem Dentin
- Patentierte Kombination von Adhäsivmonomeren
- Vorhersagbare Haftfestigkeiten auf indirekten Materialien
- Effektive Hybridisierung
- Exzellente Kontrolle



KOMPOSIT

AURA BULK FILL

DIE EINFACHHEIT DER BULK-FÜLLUNG

- Ein Bulk-Fill-Inkrement bis 5mm
- 20 Sek. LED-Lichthärtung
- Natürliche Resultate mit nur einer Universalfarbe
- Hohe Polymerisationstiefe, keine Deckschicht nötig
- Sekundenschnelle, einfache Applikation
- Die wachsartige Konsistenz ist stopfbar und klebt nicht


BULK FILL COMPLET
20 x 0,25g
Art.-Nr. 8565012

BULK FILL SPRITZE
4g
Art.-Nr. 8560012



3+1*

5+2*



STELA - DIE ZUKUNFT DER BULK-FILL-KOMPOSITE

STELA IST EIN NEUARTIGES, HOCHLEISTUNGSFÄHIGES, SELBSTHÄRTENDES BULK-FILL-KOMPOSIT. STELA ÜBERZEUGT DURCH UNBEGRENZTE AUSHÄRTUNGSTIEFE UND POLYMERISATION MIT GERINGEM STRESS FÜR EINEN SPALTFREIEN VERBUND. SÄUREÄTZUNG ODER LICHTHÄRTUNG IST NICHT NÖTIG.



Polymerisation mit geringem Stress:

Die Stela Paste polymerisiert in Kontakt mit dem Stela Primer an den Wänden schneller. Dieser Polymerisationsablauf sorgt für eine spaltfreie Füllung.



Unbegrenzte Aushärtungstiefe:

Stela ist ein Komposit der neuen Generation, das in unbegrenzter Tiefe selbsthärtet. Auf vollständig aushärtende Füllungen ist so stets Verlass.



Weniger Schritte, weniger Misserfolge: Stela Primer revolutioniert das Ätzen, Primern und Bonden und liefert zudem eine höhere Haftfestigkeit.

INDIKATIONEN:



Klasse I



Klasse II



Klasse III



Klasse V



Stumpfaufbauten



Unterfüllung
oder Liner



Verschluss von nicht belichtbaren
endodontischen
Zugangskavitäten

STELA - PRODUKTE



STELA CAPSULE NACHFÜLLPACKUNG

Stela Capsule Nachfüllpackung 8640003
50 Stela Kapseln



STELA AUTOMIX NACHFÜLLPACKUNG

Stela Automix Intro Kit 8640001
1 Stela Automix Spritze 8g / 15 Mischkanülen



STELA AUTOMIX INTRO KIT

Stela Automix Intro Kit 8640002
1 Stela Automix Spritze 8g
1 Stela Primer Flasche 5ml
15 Mischkanülen
15 Superfeine Points Mikroapplikatoren



STELA CAPSULE INTRO KIT

Stela Capsule Intro Kit 8640004
10 Stela Kapseln
1 Stela Primer Flasche 5ml
15 Superfeine Points Mikroapplikatoren

5+2*
3+1*



STELA PRIMER NACHFÜLLPACKUNG

Stela Primer Nachfüllpackung 8640006
1 Stela Flasche 5ml

WWW.FACEBOOK.COM/SDI.GERMANY
WWW.SDI.COM.AU
WWW.POLAWHITE.COM.AU

SDI Germany GmbH
Deutschland: 0800 1005759
germany@sdi.com.au

AKTIONEN NUR ÜBER AUTORISIERTEN
DENTALFACHHANDEL ERHÄLTlich



YOUR
SMILE.
OUR
VISION.

*Angebote können nicht kombiniert werden. Angebote gültig vom 1. Juli - 30. Sept. 2026. Beim Kauf von 3 bzw. 5 Packungen einer Ausführung erhalten Sie 1 bzw. 2 weitere Packungen) der gleichen Ausführung oder bei Produkten mit unterschiedlichen Farben die Farbe A3 dazu. WICHTIG: Gemäß §9 GOZ ist der Zahnarzt verpflichtet, Preisnachlässe und Einkaufsvorteile jeglicher Art an den Patienten weiterzugeben. Angebote nur in Deutschland und Österreich gültig. Alle Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt.

Es gelten unsere allgemeinen Lieferbedingungen. Abb. sind Beispiele. Irrtümer vorbehalten. Sie können der Übermittlung dieser Werbung jederzeit ohne Angabe von Gründen für die Zukunft schriftlich gegenüber SDI Germany GmbH unter: Germany@sdi.com.au widersprechen