



CARACTÉRISTIQUES

Juillet | Août | Septembre 2026



SDI (North America) Inc.
www.sdi.com.au/fr-ca

Trois façons faciles d'intégrer le blanchiment dans votre clinique!

1 Prêtes à l'emploi Troussets de blanchiment avec lumière Pola

- Faciles à mettre en œuvre pour les nouveaux cabinets
- Les patients l'adorent – faciles à utiliser et amusantes!
- Gouttière préfabriquée et 4 seringues de blanchiment
- La trousse « Prête à l'emploi » permet au patient de partir avec le blanchiment lors du même rendez-vous



2 Blanchiment avec aligneurs

- La gouttière d'alignement orthodontique devient la gouttière de blanchiment!
- Le plan de traitement complet renforce l'acceptation du patient
- Amélioration de la conformité des patients à mi-parcours ou à la fin du traitement
- Solution économique (boîte distributrice de 50 seringues de 3 g)



3 Blanchiment rapide et efficace en fauteuil grâce à Pola Office+

- 37,5 % de peroxyde d'hydrogène
- Rapide : 3 applications de 8 minutes chacune
- Seringue auto-mélangée pour une application directe
- Contient du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient
- Compatible avec ou sans lampe de blanchiment
- Troussets pour 1 et 3 patients



AUCUNE
LUMIÈRE
N'EST
NÉCESSAIRE



24 MIN
DE TEMPS
D'APPLICATION

TEMPES PASSÉ AU FAUTEUIL
PLUS EFFICACE ET RETOUR
SUR INVESTISSEMENT
PLUS ÉLEVÉ



Des dents plus blanches.
Un sourire plus éclatant.

L'AVENIR EST STELA



- ✓ Composite auto-polymérisant
- ✓ Simple : obturations en 2 étapes
- ✓ Pas de mordantage, pas d'adhésif, pas de lumière
- ✓ Profondeur illimitée
- ✓ Interface sans espace
- ✓ Teinte universelle
- ✓ Sans BPA ou HEMA

ACHETEZ 1
TROUSSE DE
RECHARGE
AUTOMIX
OBTENEZ UN
PRIMER



GRATUIT*



TOUS LES COMPOSITES ~ 4+1

ACHETEZ-EN 4,
RECEVEZ-EN
1 GRATUIT*

*Exclut les gammes Wave et Stela

UNIVERSELS



LUNA 2

- Manipulation antiadhésive qui conserve sa forme sculptée
- Effet caméléon pour une correspondance de teinte exacte
- Forte adhérence et esthétique supérieure
- Sans BPA pour les patients soucieux de leur santé



AURA EASY

- 4 nuances couvrent 16 teintes Vita®
- Non collant et facile à sculpter
- Haute résistance, résistant à l'usure
- Facile à manipuler, positionnement sans effort

FLUIDES



*S'écoule à 90° pendant 40 secondes

LUNA FLOW

- S'écoule sans effort vers les marges avec des propriétés thixotropiques
- Excellente force de compression, radio-opacité et résistance à l'usure
- Correspondance de teinte exacte



AURA EASYFLOW

- 4 nuances couvrent 16 teintes Vita®
- Thixotrope pour un contrôle maximal lors de l'application
- Radio-opacité élevée

APPLICATION EN BLOC



AURA BULK FILL


- Profondeur de polymérisation de 5 mm
- Non collant, consistance cireuse
- Faible rétrécissement volumétrique




Scannez le code qr pour obtenir des renseignements plus détaillés sur la gamme complète des composites de SDI



Riva SC (SDI)



Riva SC HV (SDI)



Riva LC (SDI)



Riva LC HV (SDI)

RIVA SELF CURE/HV

SYSTÈME DE RESTAURATION HYBRIDE EN VERRE IONOMÈRE BULK FILL

- Bioactive **ionglass™** aide à reminéraliser et à prévenir les caries secondaires
- Non collant, ne s'affaisse pas, facile à sculpter
- Activation de la capsule 70 % plus facile
- Sans BPA ou HEMA

**ACHETEZ-EN 2,
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT***

RIVA LIGHT CURE/HV

MATÉRIAU DE VERRE IONOMÈRE RENFORCÉ DE RÉSINE, POLYMÉRISANT À LA LUMIÈRE POUR RESTAURATION

- Bioactive **ionglass™** aide à reminéraliser et à prévenir les caries secondaires
- Non collant, facile à sculpter
- L'embout breveté résistant à la lumière prolonge le temps de travail
- Activation de la capsule 70 % plus facile
- Sans BPA



Boîte de 50 capsules

CIMENT DE SCÈLLEMENT AU VERRE IONOMÈRE SDI

RIVA LUTING

CIMENT DE SCÈLLEMENT AU VERRE IONOMÈRE AUTOPOLYMÉRISANT

Riva Luting est un ciment à base de verre ionomère, conventionnel, autopolymérisant, destiné au scellement définitif des restaurations à base métallique. Il adhère chimiquement aux substrats métalliques et à la dent.



RIVA LUTING PLUS

CIMENT DE SCÈLLEMENT DE VERRE IONOMÈRE RENFORCÉ DE RÉSINE

Riva Luting plus est un ciment de scellement de verre ionomère, modifié par l'ajout de résine autopolymérisant, destiné au scellement définitif des couronnes et ponts en métal, PFM et résine, incrustations et onlays ainsi que des incrustations et des couronnes en céramique.



Boîte de 50 capsules


**ACHETEZ-EN 2,
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT***

ADHÉSIFS SDI

LA SOLUTION ADHÉSIVE TOUT-EN-UN POUR CHAQUE SITUATION

ZIPBOND

Zipbond Universal est un fluorure monocomposant qui libère un adhésif universel compatible avec les techniques de mordantage total, sélectif et d'automordantage.



**ACHETEZ-EN 2,
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT***

POLA

BLANCHIMENT À DOMICILE

ACHETEZ-EN 5,
RECEVEZ-EN 2 GRATUIT*

POLA DAY

9,5 % DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE

- Action rapide : 30 minutes par jour
- Viscosité élevée, gel au pH neutre contient du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA NIGHT

10 %, 16 % et 22 % DE PEROXYDE
DE CARBAMIDE

- Port à partir de 45 minutes jusqu'à la nuit entière
- Viscosité élevée, gel au pH neutre contient du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA DAY CP

35 % DE PEROXYDE DE CARBAMIDE

- Action super rapide : seulement 15 minutes par jour
- Viscosité élevée, gel au pH neutre contient du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



POLA LIGHT

9,5 % DE PEROXYDE D'HYDROGÈNE et
22 % DE PEROXYDE DE CARBAMIDE

- À partir de seulement 20 minutes par jour
- Transportable, rechargeable et facile à porter



BLANCHIMENT CHEZ LE DENTISTE

ACHETEZ-EN 2,
RECEVEZ-EN 1 GRATUIT*

POLA OFFICE+

Pola Office+, avec sa formule de 37,5 % de peroxyde d'hydrogène est conçu pour blanchir les dents en 24 minutes

- Temps passé au fauteuil réduit au minimum
- Productivité et rentabilité améliorées
- Contient du nitrate de potassium pour maximiser le confort du patient



TOUTES LES PROMOTIONS SONT DISPONIBLES AUPRÈS DES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION SDI



SDI | VOTRE SOURIRE. NOTRE VISION.

SDI (North America) Inc.
1279 Hamilton Parkway
Itasca, IL 60143

Appel sans frais : 1 800 228 5166
usa.canada@sdi.com.au
www.sdi.com.au

Recevez vos produits gratuits en
envoyant votre facture par courriel à :
usa.canada@sdi.com.au

facebook.com/sdinainc | instagram.com/sdinainc

*Prévoyez deux à quatre semaines pour la livraison. L'offre ne peut pas être jumelée à une autre offre. Les offres ne peuvent pas être utilisées en conjonction avec des prix contractuels. Offre valable sur les factures datées du 1er Juillet au 30 Septembre 2026. Toutes les demandes de produits gratuits doivent être effectuées dans les 30 jours suivant la date de fin de la promotion. Les achats doivent être sur une seule commande pour bénéficier des produits gratuits. Les produits gratuits doivent être de valeur inférieure ou égale. Offres valables au Canada uniquement.