



FAMILLE LUNA COMPOSITE

TEINTES BLEACH ÉQUIVALENCE AU
SYSTÈME VITA 3D-MASTER®

LUNA COMPOSITE UNIVERSEL

Disponible en deux teintes bleach :

- B - Bleach : équivalent à OM3 Vita®
- XB - Extra : équivalent à OM2 Vita®

LUNA 2 COMPOSITE UNIVERSEL [Sans BPA]

LUNA FLOW [Composite fluide à Viscosité Regular]

LUNA FLOW LV [Composite fluide à basse viscosité]

Disponible en deux teintes bleach, la teinte 2XB est la plus blanche :

- XB - Teinte Extra Bleach : équivalent à OM2 Vita®
- 2XB - Teinte 2x Extra Bleach : équivalent à OM1 Vita®

SDI | LUNA

SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

XB - Extra Bleach

Vita® OM2

SDI | LUNA

B - Bleach

Vita® OM3



SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

2XB - 2 x Extra Bleach

Vita® OM1

