



GAMA DE COMPOSITES

EQUIVALENCIA DE LOS TONOS BLANQUEADOS
CON EL SISTEMA VITA 3D-MASTER®

COMPOSITE UNIVERSAL LUNA

Disponible en dos tonos de blanqueamiento:

- B: tono blanqueado: equivalente a Vita® OM3
- XB: tono extrablanqueado: equivalente a Vita® OM2

COMPOSITE UNIVERSAL LUNA 2 [libre de BPA]

LUNA FLOW [composite fluido de viscosidad normal]

LUNA FLOW LV [composite fluido de baja viscosidad]

Disponible en dos tonos de blanqueamiento, siendo el 2XB el más claro de ambos:

- XB: tono extrablanqueado: equivalente a Vita® OM2
- 2XB: tono extrablanqueado doble: equivalente a Vita® OM1

SDI | LUNA

SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

XB - tono extrablanqueado

Vita® OM2

SDI | LUNA

B - tono blanqueado

Vita® OM3



SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

2XB - tono extrablanqueado doble

Vita® OM1

