



RODINA KOMPOZITŮ LUNA

BLEACH ODSŤÍNY EKVIVALENTNÍ S VITA 3D-MASTER®

LUNA UNIVERSÁLNÍ KOMPOZIT

K dispozici ve dvou bleach odstínech:

- B - Bleach odstín: odpovídá odstínu OM3 Vita®.
- XB - Extra bleach odstín: odpovídá odstínu OM2 Vita®.

LUNA 2 UNIVERZÁLNÍ KOMPOZIT (bez BPA)

LUNA FLOW (tekutý kompozit s běžnou viskozitou)

LUNA FLOW LV (nízkoviskózní tekutý kompozit)

K dispozici ve dvou bělicích odstínech, přičemž 2XB je nejsvětlejší ze všech:

- XB - Extra bleach odstín: odpovídá odstínu OM2 Vita®.
- 2XB - 2x Extra bleach odstín: odpovídá odstínu OM1 Vita®.

SDI | LUNA

SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

**XB - Extra bleach odstín:
odpovídá odstínu**

OM2 Vita®

SDI | LUNA

**B - Bleach odstín:
odpovídá odstínu**

OM3 Vita®



SDI | LUNA 2

SDI | LUNA FLOW

SDI | LUNA FLOW LV

**2XB - 2x Extra bleach
odstín: odpovídá odstínu**

OM1 Vita®

