

S eASY NYNÍ SNÁZE NEŽ KDYKOLI PŘEDTÍM

4 ODSTÍNY =

Jednoduché,
skvělé výplně,
kdykoliv chcete!



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au



aura eASY
ultra universal restorative material

Krásné výplně


jsou nyní snazší

eASY snadná manipulace pro pohodlné nanášení

Optimalizovaná, nelepivá konzistence usnadňuje modelování a nanášení.

eASY snadno zhotovené elegantní výplně

Jedinečná kombinace plniva a pryskyřice harmonicky spolupracuje a zajišťuje tak pevnost a estetiku potřebnou pro zhotovení výplně s dlouhou životností.



eASY snadno obstojí ve zkoušce času

Díky 3 mm hloubce vytvrzení, vysoké pevnosti v tlaku a ohybu a výhodám daným patentovanou pryskyřicí s nízkým smršťováním, které kompenzuje napětí při okrajích, získáte pevné a robustní výplně.

2.21%

Nízké objemové smršťování

aura eASY snižuje napětí a poskytuje tak výplně s dlouhou životností.

115 MPa

Vynikající pevnost v ohybu

aura eASY odolává velkým deformacím bez popraskání

375 MPa

Vysoká pevnost v tlaku

aura eASY odolává velkým tlakovým silám v ústech.

eASY snadno přizpůsobitelné odstíny pro většinu distálních i frontálních výplní

Eliminujte hledání správného odstínu pro výplně tím, že budete vybírat z pouhých 4 univerzálních odstínů.

U odstínů, které jsou umístěny ve stejných vzdálenostech na spektru sytosti barev a které lze snadno přiřadit odstínům Vita, vám **aura eASY** umožní přizpůsobit odstíny většině vašich každodenních potřeb.

aura eASY zjednodušuje postupy, minimalizuje vaše skladové zásoby a usnadňuje práci ve vaší praxi.



Umožní vám odevzdat více a skladovat méně.

aura eASY je snadnou volbou pro vaši praxi

- Zvýšená odolnost proti opotřebení a pevnost
- Vždy hladký vysoce lesklý povrch
- Nelepivá konzistence usnadňuje modelování
- Nepropadá se a drží svůj tvar
- Snadné a rychlé nanesení během několika vteřin

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Approximate equivalence to VITA classical A1-D4®



“ Po několika dnech s **aura eASY** v mé praxi jsem jednoduše zjistila, že vše, co potřebuji jsou čtyři odstíny. Manipulace a přizpůsobivost odstínů produktu **aura** usnadňují zhotovování rychlých a skvěle vypadajících výplní.

Dr. Lori Trost, DMD



Dr. Terry Wong (Australia)



Dr. Hugh Flax (USA)

Informace pro objednávání

KAT. ČÍSLO	MNOŽSTVÍ	STŘÍKAČKY
SD8565112	4x1	aura eASY Sada stříkaček 4g stříkaček (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	aura eASY vzorník odstínů
SD8560020	1	aura eASY Náhradní stříkačky ae1 – 4g
SD8560021	1	ae2 – 4g
SD8560022	1	ae3 – 4g
SD8560023	1	ae4 – 4g



KAT. ČÍSLO	MNOŽSTVÍ	SADY
SD8565113	20x4	aura eASY Sada Complet 0.25g sady (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	aura eASY vzorník odstínů
SD8565020	20	aura eASY Náhradní náplně pro Complet ae1 – 0.25g
SD8565021	20	ae2 – 0.25g
SD8565022	20	ae3 – 0.25g
SD8565023	20	ae4 – 0.25g



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166