

diagnostic tip

RADII PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO


ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L.E.D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO

KOŃCÓWKA DIAGNOSTYCZNA

诊断用LED附件



SDI



sehen sie ihre patienten in einem neuen licht!

diagnostic tip



Einfache Anwendung

Der SDI Diagnostik Aufsatz wird einfach auf die Radii Plus LED Härtelampe aufgesetzt. Dadurch wird die Härtelampe noch vielseitiger.

Ein Licht im Dunkeln


Der SDI Diagnostik Aufsatz erhellt auch die schwer einsehbaren Bereiche und kann vieles sichtbar machen:

- Kronenfrakturen der Zähne
- Die Tiefe von subgingivalen Frakturen
- Subgingivalen Zahnstein
- Interproximalkaries
- Karies, auch bei nicht eindeutiger Röntgenaufnahme
- Restkaries in neuen Präparationen
- Versteckte Wurzelkanalöffnungen
- Devitale Zähne
- Leaking in Restaurationen

Der SDI Diagnostik Aufsatz kann solche Probleme schon in einem neuen Licht erscheinen lassen, bevor sie beim Röntgen überhaupt sichtbar werden.

Sicherheit

Der SDI Diagnostik Aufsatz nutzt ein starkes, weißes 5 Watt LED, welches Licht in einer Wellenlänge von 400-750nm abgibt. Dabei sind alle ultravioletten und infraroten Wellenlängen sicher ausgeschlossen. Er ist ideal für schwangere Patientinnen, Patienten unter Strahlentherapie, unruhige Kinder oder Patienten bei denen aus anderen Gründen kein Röntgen angewendet werden kann.



5 Jahre Garantie

Im Gegensatz zu anderen Aufsätzen, hat der SDI Diagnostik Aufsatz 5 Jahre Garantie.

Andere Aufsätze

Die Radii Plus hat auch noch andere austauschbare Aufsätze: den 'Ortho' und den 'Bleach'



Radii Plus Diagnostik LED Aufsatz	5600068
Radii Plus Bleaching LED Aufsatz für einzelne Zähne	5600058
Radii Plus kieferorthopädischer (Ortho) LED Aufsatz	5600059
Radii Plus Standard LED Aufsatz	5600060
Radii Plus (Australien / Neuseeland)	5600050
Radii Plus (Nord & Südamerika / Asien)	5600052
Radii Plus (Europa)	5600053
Radii Plus (UK)	5600051

(1) LED Daten der Hersteller.

Photos mit freundlicher Erlaubnis von Dr. Geoff Knight und John C. Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, New York



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

Unentdeckte Karies



Identifizierte Karies



Entfernte Karies



M860053 B

+DO36M86005313