

points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS

MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO

DISPOSABLE BORSTEL APPLICATOREN

ENGANGS MIKROBØRSTER

APPLISERINGS BØRSTER

KERTAKÄYTTÖINEN ANNOSTELUTIKKU

ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΚΙΑ ΕΠΑΛΕΙΨΗΣ

JEDNORAZOWE APLIKATORY

ELDOBHATÓ APPLICATOR PAMACS

ÜHEKORDSED APLIKATSIOONIHARJAKESED

ŠČETKASTI APLIKATORJI ZA ENKRATNO UPORABO

VIENREIZ LIETOJAMIE APLIKATORI



VIENKARINIS ŠEPETĒLIS -APLIKATORIUS

JEDNORÁZOVÉ APLIKAČNÍ ŠTĚTEČKY

JEDNORAZOVÉ APLIKAČNÉ KEFKY

ポイント ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷



SDI

points



Points wegwerp-applicatorborsteltjes worden gebruikt om snel kleine hoeveelheden materiaal op moeilijk bereikbare plaatsen aan te brengen. Points zijn bestand tegen gangbare oplosmiddelen in tandheelkundige materialen

Oplosmiddelvaste vezels

De vezeltips zijn bestand tegen scherpe milieus en oplosmiddelen.

Niet-absorberende, niet-pluizende vezels

De vezels raken niet los tijdens de procedure. De oplossing blijft in de vezels hangen tot applicatie.

Drie maten

De drie maten van Points, extra fijn, fijn en middel (superfine, fine en medium), maken het mogelijk

om verschillende druppelgrootten op te nemen.

Kleurassortiment

De verschillende kleuren zijn ideaal voor kleurcodering bij meerstapsprocedures.

Zacht, flexibel materiaal

Points kunnen worden gebogen voor maximale toegankelijkheid.

Indicaties

- Aanbrengen van sealant
- Aanbrengen van hechtmiddelen
- Aanbrengen van etsvloeistof
- Aanbrengen van deklagen op de caviteitswanden
- Adstringerende oplossingen en plaqueverklidders
- Opnemen van overtollig kunsthars
- Condensatie van calciumhydroxide in wortelkanalen

Points paars - extra fijn

1 x 400 Points paars - extra fijn
Nabestelling 8100122

Points donkergroen - fijn

1 x 400 Points donkergroen - fijn
Nabestelling 8100116

Points donkerblauw - middel

1 x 400 Points donkerblauw - middel
Nabestelling 8100118

Points Dispenser

Nabestelling 8100131

Points assortiment - alle afmetingen

1 x 100 Points paars - extra fijn
1 x 100 Points donkergroen - fijn
1 x 100 Points lichtgroen - fijn
1 x 100 Points donkerblauw - middel
Nabestelling 8100123

Points lichtgroen - fijn


1 x 400 Points lichtgroen - fijn
Nabestelling 8100117

Points lichtblauw - middel

1 x 400 Points lichtblauw - middel
Nabestelling 8100119

instructies:

- 1 Points kunnen zowel recht als gebogen worden gebruikt



- 2 Doop de Point in de oplossing en breng aan op de betreffende plaatsen

- 3 Werp de Point weg na applicatie

Suggestie: Gebruik Points in verschillende kleuren om verwarring te voorkomen bij applicatie van meer dan een oplossing.

SDI

Made in Australia by SDI Limited

Bayswater, Victoria 3153

Australia 1 800 337 003

Austria 00800 022 55 734

Brazil 0800 770 1735

France 00800 022 55 734

Germany 0800 100 5759

Ireland 01 886 9577

Italy 800 780625

New Zealand 0800 734 034

Spain 00800 022 55 734

United Kingdom 00800 022 55 734

USA & Canada 1 800 228 5166

www.sdi.com.au



M810309 B

+DO36M81030912