

# AHORA MÁS FÁCIL QUE NUNCA

**4 TONOS =**

iRestauraciones sencillas y brillantes, siempre!



Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



**aura eASY**  
material restaurador ultra universal

# Las restauraciones estéticas ya son más fáciles.

## FÁCIL manipulación para una colocación sin esfuerzos

La consistencia optimizada y no pegajosa hace que sea más sencillo esculpir y cerrar.



## Restauraciones FÁCILES y elegantes

Su mezcla única de relleno y resina funciona en armonía para aportar la fuerza y estética necesaria para ofrecer restauraciones duraderas.

## FÁCIL para afrontar la prueba del tiempo

Con una profundidad de cura de 3 mm, una alta resistencia a la compresión y a la flexión y las ventajas de la resina patentada de baja contracción para compensar el estrés marginal, conseguirá restauraciones resistentes y robustas.

**2.21%**

### Contracción volumétrica baja, aura eASY

ofrece menor estrés para proporcionar restauraciones de larga duración.

**115 MPa**

### Excelente resistencia a la flexión, aura eASY

resiste a las grandes deformaciones sin fracturarse

**375 MPa**

### Alta resistencia a la compresión, aura eASY

resiste a las altas fuerzas compresivas de la boca.

## FÁCIL ajuste de tonos para la mayoría de sus restauraciones anteriores y posteriores

Suprima las conjeturas para encontrar el tono correcto para sus restauraciones eligiendo únicamente entre 4 tonos universales.

Con tonos que se encuentran situados en el espectro de saturación de color de manera equidistante y que se equiparan fácilmente con los tonos Vita, aura eASY le simplifica la personalización de tonos para la mayoría de sus necesidades diarias. **aura eASY** le hace más fácil que nunca el ajuste de tonos con los tonos VITA.

**aura eASY** simplifica sus procedimientos, minimiza su inventario y hace mucho más fácil sus consultas.



Le permitirá realmente prestar más servicio teniendo que almacenar menos producto.

## aura eASY es la opción más sencilla para su consulta

- 4 tonos equivalen a 8 tonos VITA classical A1-D4®
- Mayor resistencia al desgaste y más fuerte
- Acabado liso y brillante siempre
- Su consistencia no pegajosa hace que sea sencillo esculpirlo
- Baja contracción volumétrica para compensar el estrés marginal
- 4 tonalidades universales que reducen el gasto de material
- No se desplome y mantiene su forma
- Disponible en jeringas y completos


A1/B1 ≈ ae1
A2/B2 ≈ ae2
A3/B3 ≈ ae3
A3.5/B4 ≈ ae4

Approximate equivalence to VITA classical A1-D4®



“Después de un par de días con **aura** en mi consulta, fue fácil ver que los cuatro tonos era todo lo que necesitaba. La manipulación de **aura** y el ajuste de tonos hacen fácil crear restauraciones rápidas y estéticas.

Dr Lori Trost, DMD



Dr Terry Wong (Australia)



Dr Hugh Flax (USA)

# Información para pedidos

NÚMERO DE COMPONENTE	CANT.	JERINGA
8565112	4x1	<b>aura eASY Kit de jeringa</b> 4g jeringa (æ1, æ2, æ3, æ4) 1 aura eASY Guía de tonos
8560020	1	<b>aura eASY Repuestos de jeringa</b> æ1 – 4g
8560021	1	æ2 – 4g
8560022	1	æ3 – 4g
8560023	1	æ4 – 4g



NÚMERO DE COMPONENTE	CANT.	COMPLETS
8565113	20x4	<b>aura eASY Kit completo</b> 0.25g Complet (æ1, æ2, æ3, æ4) 1 aura eASY Guía de tonos
8565020	20	<b>aura eASY Repuestos complet</b> æ1 – 0.25g
8565021	20	æ2 – 0.25g
8565022	20	æ3 – 0.25g
8565023	20	æ4 – 0.25g



Your Smile. Our Vision.  
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166

01-11-2017 M100271 C



+D036M10027112