

# MAINTENANT PLUS FACILE QUE JAMAIS

**4 TEINTES =**

des restaurations antéro postérieures simples et esthétiques !



Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)



## aura eASY

Composite de restauration nanohybride antéro postérieur


# De superbes restaurations e

**eASY** une manipulation plus facile pour une mise en place sans effort

Consistance non collante à la spatule le rendant plus facile à sculpter et à condenser.

**eASY** pour des restaurations antéro postérieures simples et esthétiques

Son mélange unique de résine et de charges produit des restaurations durables et esthétiques



**eASY** des restaurations à l'épreuve du temps

Avec une profondeur de polymérisation de 3 mm, associé à une résistance élevée à la compression et à la flexion et les avantages de la résine exclusive à faible rétraction pour compenser le stress du composite lors de la polymérisation, vous obtenez des restaurations solides et durables.

2.21%

Faible rétraction

115  
MPa

Excellente résistance à la flexion

375  
MPa

Forte résistance à la compression



“ Après quelques jours d'utilisation de aura easy dans mon cabinet, il m'est apparu que ses quatre teintes me suffisaient. La manipulation d'aura et la correspondance des teintes permettent de créer facilement de rapides et superbes restaurations.

Dr Lori Trost, DMD

# Esthétiques à la portée de tous

## Correspondance facile de teintes pour toutes vos restaurations antéro postérieures

Supprime le travail fastidieux du choix de la teinte de vos restaurations à partir de seulement 4 teintes universelles.

Avec des nuances qui sont placées de manière équidistante sur le spectre de saturation de couleur et qui égalent facilement une nuance Vita, **aura eASY** vous permet de personnaliser plus facilement les teintes pour la majorité de vos restaurations esthétiques.

**aura eASY** simplifie vos procédures et réduit votre stock de produits.

*Une palette de teintes aussi large avec moins de stock.*



## **aura eASY** est le meilleur choix pour vos restaurations esthétiques

- Forte résistance à l'usure et à la flexion
- Aspect lisse et brillant
- Sa consistance non collante le rend facile à sculpter
- Très bonne résistance à l'abrasion et conservation de teinte
- Une mise en place simple et rapide

A1/B1 ≈ <b>ae1</b>
A2/B2 ≈ <b>ae2</b>
A3/B3 ≈ <b>ae3</b>
A3.5/B4 ≈ <b>ae4</b>

Référence approximative aux teintes Vita



Dr Terry Wong (Australia)



Dr Hugh Flax (USA)

# Gamme de produits

## NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

8565112

## QTÉ SERINGUES

**aura eASY Kit assortiment  
4 teintes seringues**

4x1 4g seringues (æ1, æ2, æ3, æ4)

1 **aura eASY** Teintier

**aura eASY** Recharge seringue

1 æ1 – 4g

1 æ2 – 4g

1 æ3 – 4g

1 æ4 – 4g

8560020

8560021

8560022

8560023



## NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

8565113

## QTY COMPULES

**aura eASY Kit assortiment  
4 teintes compules**

20x4 0.25g Compules  
(æ1, æ2, æ3, æ4)

1 **aura eASY** Teintier

**aura eASY** Recharge compules

20 æ1 – 0.25g

20 æ2 – 0.25g

20 æ3 – 0.25g

20 æ4 – 0.25g

8565020

8565021

8565022

8565023



Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 0800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166

01-02-2017 M100270 A



+D036M1002701Y