

SDI PRODUITS



BLANCHIMENT DENTAIRE
AMALGAMES
ACCESSOIRES
VERRE IONOMÉRE
LAMPE LED
ADHESIFS
SEALANTS



Your Smile. Our Vision.

www.sdi.com.au

www.polawhite.com.au

COMPOSITES & SEALANTS

FORTE RÉSISTANCE, FAIBLE RÉTRACTION | PRÉVENTION DES CARIES

aura bulk fill >



RESTAURATIONS RAPIDES ET SIMPLES
EN COMPOSITE SUR POSTÉRIEURES

- Un remplissage d'implantation allant jusqu'à 5 mm
- Photopolymérisation LED 20 sec
- Finition d'aspect naturel avec une seule nuance universelle
- Polymérisation profonde sans avoir besoin d'une couche de couronnement



aura eASY >



4 TEINTES POUR MOINS DE STOCK

- Forte résistance à l'usure et à la flexion
- Aspect lisse et brillant
- Sa consistance non collante le rend facile à sculpter
- Disponible en seringues et compules
- 4 teintes universelles pour 8 teintes Vita



aura >



SYSTÈME DE RESTAURATION
LOGIQUE ET INNOVANT CONÇU
POUR GAGNER DU TEMPS, À
CHAQUE FOIS

- Technique simple de stratification permettant de reproduire les couleurs naturelles des dents
- Degré élevé de polissage et de modelage



wave, wave mv wave hv >



COMPOSITES FLUIDES À
LIBÉRATION DE FLUOR

- Trois viscosités
- Force élevée de compression
- Nanotechnologie



ice >



COMPOSITE NANO
HYBRIDE RADIO-OPAQUE
PHOTOPOLYMERISABLE
POUR DENTS ANTERIEURES/
POSTERIEURES

- Faible rétraction à la polymérisation
- Ne durcit pas sous la lumière ambiante ou scialitique



conseal f >



SEALANT DE SCELLEMENT DES
PUITS ET FISSURES À LIBÉRATION
DE FLUOR PHOTOPOLYMERISABLE

- Viscosité extrêmement faible – pénètre rapidement et profondément les puits et fissures
- Sans Bisphénol A



rok >

COMPOSITE CONDENSABLE
POUR DENTS
POSTERIEURES

- Résistant à l'usure – Force élevée de compression
- Manipulation condensable non-collante
- Ne prend pas sous la lumière ambiante ou scialitique



conseal clear >

SEALANT DE SCELLEMENT
PHOTOPOLYMERISABLE POUR
PUITS ET FISSURES

- Viscosité extrêmement faible – pénètre rapidement et profondément les puits et fissures
- Sans Bisphénol A



VERRE IONOMÉRE

LE SYSTÈME CVI RÉVOLUTIONNAIRE

riva self cure HV >

HAUTE VISCOSITÉ, AUTO POLYMÉRISABLE, MATÉRIAU VERRE IONOMÈRE POUR REMINÉRALISER LA DENT

- Facile à sculpter et pour le contours - non adhérent
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A et HEMA**



riva light cure HV >

HAUTE VISCOSITÉ PHOTOPOLYMÉRISABLE, VERRE IONOMÈRE RENFORCÉ À LA RÉSINE

- Facile à sculpter et à manipuler
- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A**



riva self cure >



AUTO POLYMÉRISABLE MATÉRIAU VERRE IONOMÈRE POUR REMINÉRALISER LA DENT

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Convient aux grosse obturations
- **Sans Bisphénol A et HEMA**



riva light cure >



PHOTOPOLYMERISABLE, VERRE IONOMÈRE RENFORCÉ À LA RÉSINE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Un embout orange pour lampe à photopolymériser empêche une prise prématurée
- **Sans Bisphénol A**



riva protect >



VERRE IONOMÈRE CONVENTIONEL AUTO PHOTOPOLYMÉRISABLE UTILISÉ POUR LE SEALANT, LINER, ET POUR PROTÉGER LA SURFACE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- **Sans Bisphénol A et HEMA**



riva silver >

VERRE IONOMÈRE DE RESTAURATION SANS MERCURE AUTOPOLYMÉRISABLE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent
- Pas de rétraction
- Radio-opacité très élevée



riva applicator 2 >

- Robuste & de longue durée
- Autoclavable – facile à nettoyer



LES PRODUITS RIVA SONT DISPONIBLES EN BOITES DE 50 CAPSULES OU EN COFFRET POUDDRE/LIQUIDE

ADHÉSIFS + ACCESSOIRES

UN ADHÉSIF POUR CHAQUE INDICATION

| DES APPLICATEURS, DES EMBOUTS, ET BIEN PLUS ENCORE

riva bond LC >



LE PREMIER ADHÉSIF QUI ÉLIMINE LE STRESS / LA PRESSION DE LA RÉTRACTATION DU COMPOSITE

- Technology™ unique pour la réduction du stress
- Diminue et absorbe le stress du composite



riva star >

AGENT DÉSENSIBILISANT POUR DENT

- Désensibilisant pour l'hypersensibilité dentaire cervicale
- Augmentation des forces de liaison de verre ionomère



super etch >

GEL DE MORDANÇAGE D'ACIDE PHOSPHORIQUE À 37%

- Gel à viscosité faible ou élevée
- Direction de l'application du gel facile à contrôler, ne coule pas
- Se nettoie facilement avec de l'eau



go! >



ADHÉSIF PHOTOPOLYMÉRISABLE AUTO-MORDANÇANT EN UNE ÉTAPE DE 7IÈME GÉNÉRATION

- Rapide – une seule application
- Force de liaison élevée à l'émail
- Sans Bisphénol A et HEMA



stae >



ADHÉSIF À MORDANÇAGE TOTAL MONO-COMPOSANT POUR DENTINE/ÉMAIL À LIBÉRATION DE FLUOR

- Force de liaison élevée
- Hybridation complète et constante
- Sans Bisphénol A



points & dispenser >

MINIBROSSETTES JETABLES



- Moyenne, fine, superfine dans un choix de couleurs
- Résistante au solvant, non-absorbante, fibres non-pelucheuses

- distributeur points:**
- Distribue en un simple tour
 - Compact & maniable



riva conditioner >

CONDITIONNEUR À L'ACIDE POLYACRYLIQUE POUR CVI

- Optimise l'adhésion du CVI
- Élimine partiellement les taches
- Acide polyacrylique à 26%
- Flaçon de 10mL



riva coat >

VERNIS DE REVÊTEMENT PHOTOPOLYMÉRISABLE POUR TOUS CVI AU VERRE IONOMÈRE

- Idéal pour les verres ionomères et les compomères
- Préviene la contamination par la salive et l'eau des surfaces exposées des ciments au verre ionomère pendant les 24 premières heures suivant la mise en place



AMALGAMES + LAMPE LED

UNE RÉSISTANCE ET UNE MANIABILITÉ SUPÉRIEURES

UN SÉCHAGE EFFICACE PAR RAYONS LED

permite > 

ALLIAGE ADMIX NON-GAMMA 2
À HAUTE TENEUR EN ARGENT

- Caractéristiques supérieures de manipulation
- Microfuites inexistantes
- Résistance très précoce à la compression



radii plus >  2008 REALITY  

LA LAMPE À POLYMÉRISER LED
QUI SORT DE L'ORDINAIRE

- 5 ans de garantie limitée
- Technologie par impulsion = Intensité élevée plus de 1500mW/cm² à émission de chaleur peu élevée



lojic+ > 

AMALGAME SPHÉRIQUE À
RÉSISTANCE ÉLEVÉE À HAUTE
TENEUR EN ARGENT AVEC
ADJONCTION DE PLATINE

- Facile à polir – glaçage effet miroir
- Résistance très précoce à la compression



radii-cal >

LAMPE À POLYMÉRISER LED
PUISSANTE ET LÉGÈRE

- Technologie par impulsion = Intensité élevée 1200mW/cm² à faible émission de chaleur
- 2 ans de garantie limitée



gs-80 >

ALLIAGE ADMIX NON-GAMMA
2 ÉCONOMIQUE

- Microfuites quasi inexistantes

CAPSULES D'AMALGAME
DISPONIBLES EN BOITE DE 50
OU EN POT DE 500



ultrammat 2 >  

MÉLANGEUR DE CAPSULE TOUT
USAGE À HAUTE VITESSE

- 5 ans de garantie limitée
- Vibration silencieuse
- Mélange précis et constant



ultrammat S >

TRITURATEUR TOUT USAGE
À HAUTE VITESSE

- Trituration précise et constante
- Faible vibration et extrêmement silencieux
- Facile à utiliser - 3 durées de mélange prééglées



Radiomètre DEL >

MONITEUR POUR LAMPE
À POLYMÉRISER

- Lecture numérique immédiate
- Mesure l'intensité des lampes à polymériser entre 400 et 525 nanomètres



BLANCHIMENT DENTAIRE

SYSTÈME AVANCÉ D'ÉCLAIRCISSANT DENTAIRE

pola professional >

BLANCHIMENT AU FAUTEUIL

- 35% et 37,5% de Peroxyde d'Hydrogène
- Application simple et rapide
- Gel collant pour une adhésion parfaite
- Conforme à la législation Européenne
- Kit pour 1 ou 3 patients
- Support Marketing disponible gratuitement
- Ecarteur disponible en option



pola office+ >

HAUTE TECHNOLOGIE DANS LE BLANCHIMENT DES DENTS

- S'utilise avec ou sans lumière
- Peroxyde d'hydrogène à 6%
- Blanchiment au fauteuil
- Seringue d'automélange – s'applique directement sur la dent
- Contient du nitrate de potassium pour inhiber la sensibilité
- Rapide et facile à utiliser: 3 applications x 15 minutes



pola day >



SYSTÈME DE BLANCHIMENT DE DENTS AVANCÉ À BASE DE PÉROXYDE D'HYDROGÈNE À UTILISER À LA MAISON

- Forte teneur en eau
- À partir de 30 min par jour
- Disponible en concentration de 3% et 6% en peroxyde d'hydrogène



pola night >



SYSTÈME DE BLANCHIMENT DE DENTS AVANCÉ À BASE DE CARBAMIDE À UTILISER À LA MAISON

- Forte teneur en eau
- À porter une fois par jour
- Disponible en concentrations de 10% et 16% en peroxyde de carbamide



pola luminate >

APPLIQUEZ, C'EST FINI!

- Pas de gouttières – rapide et simple système professionnel d'éclaircissement
- 6% de peroxyde d'hydrogène, gel à séchage rapide et à faible viscosité
- Appliquez 2 fois par jour pendant 30 mn seulement
- Plus de 60 applications dans un tube de 5,5 ml




soothe >



GEL DÉSENSIBILISANT

- Soulagement instantané – à utiliser avant ou après le processus de blanchiment
- 6% de nitrate de potassium et 0,1% de fluor



MATÉRIEL DE MARKETING GRATUIT

OUTILS MARKETING POUR LA PROMOTION
DU BLANCHIMENT DENTAIRE AUPRÈS DES PATIENTS.



AFFICHE POLADAY
Reorder M100317



AFFICHE POLANIGHT
Reorder M100318



AFFICHE POLAOFFICE+ ET POLANIGHT
Reorder M100319



DISTRIBUTEUR POLA DE BROCHURES PATIENT
Reorder M100290




AFFICHAGE POLA AVANT ET APRÈS
Reorder M100316



BROCHURES PATIENT POLA
Reorder M100314



ÉLÉMENT DE PLAFOND POLA
Reorder M100293



POLA CARTE DE RENDEZ-VOUS
Reorder M100313



POLA SALLE D'ATTENTE USB VIDEO
Reorder M100245



POLA SAC
Reorder M100143



POLA SAC
Reorder M100141



AUTOCOLLANT DE FENÊTRE POLA
Reorder M100289



PLV PERSONNALISÉE

Il est vous est possible de personnaliser votre
PLV via téléchargement sur: www.sdi.com.au

CIMENTS

UN CIMENT DE SCÉLLEMENT QUI RÉPOND À TOUTES VOS ATTENTES!

riva luting >

CVI DE SCÉLLEMENT
CONVENTIONNEL AU VERRE
IONOMÈRE AUTOPOLYMERISABLE

- Adhère chimiquement à la structure de la dent et aux substrats de métal
- Film très mince – s'écoule facilement entre la restauration et la dent
- **Sans Bisphénol A et HEMA**



riva luting plus >

CVI DE SCÉLLEMENT AU VERRE
IONOMÈRE MODIFIÉES PAR ADJONCTION
DE RÉSINE AUTOPOLYMERISABLE

- Film très mince – s'écoule facilement entre la restauration et la dent
- Force élevée de liaison
- Résistance élevée à l'acide
- **Sans Bisphénol A**



riva cem

CIMENT DE SCÉLLEMENT AU VERRE
IONOMÈRE ENRICHIS EN RÉSINE

- Système pâte / pâte facile à mélanger
- Option polymérisation légère pour un enlèvement rapide des excès de ciment
- Résistance d'adhésion élevée
- **Sans Bisphénol A**
- Grande résistance à la coloration
- Libération prolongée de fluorure
- Radio opaque
- Pas de perte de produit dans les embouts (mélange pâte /pâte)
- Disponible dans une teinte universelle jaune léger



seT PP >



CIMENT RÉSINE DE SCÉLLEMENT
AUTO-ADHÉSIF, AUTO-MORDANÇANT,
POLYMERISATION AUTO ET PHOTO

- Liaison élevée
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Nettoyage facile



seT >



CIMENT RÉSINE DE SCÉLLEMENT
AUTO-ADHÉSIF, AUTO-MORDANÇANT,
POLYMERISATION AUTO ET PHOTO

- Liaison élevée
- **Sans Bisphénol A et HEMA**
- Nettoyage facile



VISIT WWW.SDI.COM.AU

Radii Plus: 5 ans de garantie sur toutes les pièces sauf sur la batterie et l'attachement LED de blanchiment pour l'arcade complète qui est de 2 ans. Radii-Cal: 2 ans de garantie sur les pièces et la batterie. Soothe: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 23, No. 6, July/Aug 2006. Go!: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 24, No. 10, Dec 2007. Stae: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 15, 1998. Points: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 20, 2003. Permite: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 5, No. 2, March/April 1995. Radii Plus: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 23, No. 3, April 2006. Lojica+: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 4, No. 5, Sep/Oct 1994. Ultramat 2: THE DENTAL ADVISOR editors choice Vol 28, No. 9, Nov 2011. Riva Light Cure: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 27, No. 6, July-Aug 2010. Conseal F: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 20, 2003. Ice: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 21, No. 6, 2004. Wave (wave only): THE DENTAL ADVISOR, Vol. 15, 1998. seT: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 25, No. 8, October 2008. seT PP: THE DENTAL ADVISOR, Vol. 27, No. 7, Sept 2010.



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au
www.polawhite.com.au

Australie 1800 337 003
Autriche 00800 022 55 734
Brésil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Allemagne 0800 100 5759
Irlande 01 886 9577

Italie 800 780625
Nouvelle Zélande 0800 734 034
Espagne 00800 022 55 734
Royaume-Uni 00800 022 55 734
États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

MX00016 H



+D036MX000161L