

points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS




MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JEUTABLES

APPLICATORI MONOUSO

ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷



SDI

points

Les minibrossettes jetables sont utilisés pour introduire rapidement de petites quantités de matériau dans les zones difficiles d'accès

Les minibrossettes "Points" résistent aux solvants communément utilisés dans les matériaux dentaires

Fibres résistantes au solvant

Les pointes en fibre résistent aux solvants et demeurent efficaces dans les conditions les plus difficiles.

Fibres non- absorbantes, non- pelucheuses

Les fibres ne se détacheront pas durant la procédure. La solution demeure dans les fibres jusqu'à l'application.

Trois formats

Les Points sont offerts en trois formats, ultrafines, fines et médium, ce qui permet de prélever des gouttes de la dimension voulue selon les besoins de la procédures

Choix de couleurs

Les couleurs variées sont idéales pour codifier les procédures à plusieurs étapes.

Un produit flexible et doux

Les pinceaux- applicateurs Points peuvent être recourbés ce qui maxime l'accessibilité.

Indications

- Application du scellant
- Mise en place d'agents liants
- Application d'agents de mordantage
- Mise en place de fonds de cavité
- Solutions styptiques et liquides révélateurs
- Épongeage de résine excédentaire
- Condensation d'hydroxide de calcium dans les canaux radiculaires



Points violet - ultrafine

Codes 8100122

1 x 400 Points violet - ultrafine



Points vert foncé - fine

Codes 8100116

1 x 400 Points vert foncé - fine



Points bleu foncé - médium

Codes 8100118

1 x 400 Points bleu foncé - médium

Points vert clair - fine

Codes 8100117

1 x 400 Points vert clair - fine

Points bleu clair - médium

Codes 8100119

1 x 400 Points bleu clair - médium

INSTRUCTIONS

- 1 Les pinceaux- applicateurs peuvent être utilisés droits ou recourbés

a



b



- 2 Tremper le pinceau- applicateur Point dans la solution puis appliquer le produit à l'endroit désiré
- 3 Jeter le pinceau- applicateurs après utilisation

Suggestion: Lorsque plus d'une solution doit être appliqué, utiliser un pinceau- applicateur de couleur différente afin d'éviter toute confusion



Points assortiment - toute les formats

Codes 8100123

1 x 100 Points violet - ultrafines

1 x 100 Points vert foncé - fine

1 x 100 Points vert clair - fine

1 x 100 Points bleu foncé - médium



Made in Australia by SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
Austria 00800 022 55 734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Germany 0800 100 5759

Ireland 01 886 9577
Italy 800 780625
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 022 55 734
United Kingdom 00800 022 55 734
USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

