

ultrammat 2

HIGH SPEED AMALGAMATOR

HOCHFREQUENZ MISCHGERÄT
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDADE
AMALGAMADOR DE ALTA VELOCIDAD
VIBREUR ELECTRONIQUE A GRANDE VITESSE
VIBRATORE PER AMALGAMA AD ALTA VELOCITÀ
HIGH SPEED CAPSULESCHUDDER
HØJHASTIGHEDS-KAPSELRYSTER
HØYHASTIGHETS-KAPSELRYSTER
NOPEA KAPSELISEKOITIN
ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ ΔΟΝΗΤΗΣ ΑΜΑΛΓΑΜΑΤΟΣ
WYSOKOOBROTOWY MIESZALNIK
NAGY SEBESSÉGŰ KAPSZULARÁZÓGÉP
SUURE KIIRUSEGA AMALGAAMISEGISTI
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
AUGSTAS FREKVENCES AMALGAMATORS
DIDELIŲ APSUKŲ AMALGAMŲ MAIŠYTUVAS
VYSOKORYCHLOSTNÍ AMALGAMÁTOR
HITRI MEŠALEC AMALGAMA
高速アマルガムミキサー
高速銀汞調拌机



SDI


ultrammat 2

5 ans de garantie
amalgamateur



- Appareil sécuritaire
- Trituration constante et précise
- Pratique
- Mixeur multi-usage
- Très rapide, très efficace
- Faible consommation énergétique
- 5 ans de garantie
- Simple d'utilisation
- Fonctionnement silencieux
- Haute et basse tension


5 ans de garantie



ultramat 2 caractéristiques:


Trituration constante et précise

Les caractéristiques de l'Ultramat 2 De 0 à 16 secondes un microprocesseur à quartz contrôle le temps d'oscillation.




Vibreux multi usage

Le multi usage de l'Ultramat 2 est profitable à tous types de capsules de matériaux dentaires.




Trituration silencieuse

L'Ultramat 2 est le plus silencieux des vibreurs.




Appareil sécuritaire

Le micro-switch automatique arrête la trituration si le capot est ouvert.




Facile d'utilisation

Le système de touche de contrôle de l'Ultramat 2 est rapide et simple à mettre en oeuvre.




Très rapide, très efficace

L'Ultramat 2 est ultra rapide grâce à une fréquence de mixage de 4600 oscillations par minute + ou -1%.




Pratique

Le boîtier en un seul tenant facilite la désinfection et la surface en plastique non poreuse permet l'usage de n'importe quel désinfectant dentaire.



Faible consommation énergétique

L'Ultramat 2 est économique car il peut être utilisé en basse tension.




5 Ans de garantie

La robustesse et la fiabilité de l'Ultramat en font un achat durable.



Haute et basse tension

L'ultramat fonctionne en 120 et 240v, 50 et 60 Hz.



ultrammat 2



Dimensions:

Largeur	profondeur	hauteur
217mm	173mm	180mm
8 1/2"	6 3/4"	7 1/8"

Voltage:

120 / 240 volts
50 / 60 Hz

Poids:

2.765kg
6.095lbs


Ultramat 2

(Tous pays : est inclus un câble d'alimentation adapté au pays où est expédié l'Ultramat 2)
Réapprovisionnement 5546052

*AutoMix, Dentomat Compact, OptiMix, ProMix, RotoMix, Silamat S5 et Wig-L-Bug ne sont pas des marques commerciales de SDI Limited.



Fabriqué en Australie par SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australie 1 800 337 003
Autriche 00800 022 55 734
Brésil 0800 770 1735
France 00800 022 55 734
Allemagne 0800 100 5759
Irlande 01 886 9577
Italie 800 780625
Nouvelle Zélande 0800 734 034
Espagne 00800 022 55 734
Royaume-Uni 00800 022 55 734
États-Unis et Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au

 ACN 008 075 581



DENTAL EQUIPMENT



M554606 B

+D036M55460617