

Informazioni per i vostri ordini

NUMERO DI SERIE

8565112

QTY SIRINGHE

aura eASY Kit di siringhe

4x1 4g siringa (ae1, ae2, ae3, ae4)

1 **aura eASY** guida ai colori

aura eASY Siringhe di ricambio

1 ae1 - 4g

8560020

8560021

1 ae2 - 4g

8560022

1 ae3 - 4g

8560023

1 ae4 - 4g



NUMERO DI SERIE

8565113

QTY COMPLETO

aura eASY Kit completo

20x4 0.25g Completo

(ae1, ae2, ae3, ae4)

1 **aura eASY** guida ai colori

aura eASY Ricambi completi

20 ae1 - 0.25g

8565020

8565021

20 ae2 - 0.25g

8565022

20 ae3 - 0.25g

8565023

20 ae4 - 0.25g



ORA PIÙ SEMPLICE CHE MAI

4 TINTE =
restauri semplici
e brillanti
ogni volta!



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003
Austria 00800 0225 5734
Brazil 0800 770 1735
France 00800 0225 5734
Germany 0800 1005759
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734
New Zealand 0800 734 034
Spain 00800 0225 5734
United Kingdom 00800 0225 5734
USA & Canada 1 800 228 5166



Your Smile. Our Vision.
www.sdi.com.au




aura eASY
Meno magazzino, più lavori consegnati

I restauri accurati ed eleganti sono diventati più semplici.

eASY maneggevolezza per una facile applicazione

La consistenza ottimizzata e non adesiva rendono semplice la modellazione e l'applicazione.



eASY restauri eleganti

La sua miscela unica di riempitivo e resina lavora in armonia per garantire forza ed estetica necessari alla creazione di restauri di lunga durata.

eASY per resistere alla prova del tempo

Con una profondità di curvatura di 3 mm, elevata resistenza di compressione e flessione insieme ai vantaggi della resina a bassa contrazione per compensare lo stress marginale, è possibile ottenere restauri resistenti e solidi.

2.21%

La bassa contrazione di volume di aura eASY

riduce lo stress per fornire restauri di lunga durata.

115 MPa

L'ottima resistenza alla flessione di aura eASY

sopporta deformazioni maggiori senza fratturarsi.

375 MPa

L'elevata resistenza alla compressione di aura eASY

consente di resistere alle grandi forze di compressione trasmesse nella bocca.

eASY scelta del colore più semplice per la maggior parte di restauri posteriori e anteriori

Eliminato ogni errore nel tentativo di trovare la giusta tinta per i vostri restauri scegliendo tra solo 4 tinte universali.

Le tinte sono posizionate in modo equidistante sullo spettro di saturazione dei colori e facilmente si può trovare l'equivalente sulla scala colore Vita, **aura eASY** rende più semplice personalizzare la tinta per la maggior parte delle vostre esigenze quotidiane.

aura eASY semplifica le tue procedure, minimizza le tue scorte e rende estremamente semplice la tua pratica quotidiana.

Vi permetterà davvero di portare a termine più lavori e di avere un magazzino più leggero.



aura eASY è la scelta più facile per la tua pratica quotidiana

- Maggiore resistenza all'usura e forza
- Finitura liscia e lucida ogni volta
- La consistenza non adesiva lo rende semplice da modellare
- Non cola e mantiene la sua forma
- Si applica in modo rapido e facile

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Approssimazione equivalente alla scala VITA classica



“Dopo un paio di giorni che ho provato **aura** nel mio studio, era facile vedere come le quattro tinte erano tutto ciò di cui avevo bisogno. La maneggevolezza di **aura** e la corrispondenza delle tinte rendono facile creare restauri rapidi ed eleganti.

Dr Lori Trost, DMD



Dr Terry Wong (Australia)



Dr Hugh Flax (USA)