

diagnostic tip

RADII PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO


ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L.E.D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO

KOŃCÓWKA DIAGNOSTYCZNA

诊断用LED附件



SDI



vedi i tuoi pazienti sotto una luce diversa!

diagnostic tip



Utilizzo semplice

Il puntale Diagnostico SDI si aggancia semplicemente alla lampada LED ad alta intensità Radii Plus, raddoppiandone l'utilità.

Illumina le aree più scure


Il puntale Diagnostico SDI illumina le aree poco visibili, facilitando l'identificazione di:

- Fratture delle cuspidi e dei denti
- Profondità di una frattura sottogengivale
- Calcoli sottogengivali
- Carie interprossimali
- Carie in tutti i casi in cui la radiografia non elimina i dubbi
- Rimozione della carie in una nuova preparazione
- Accessi canalari nascosti
- Denti devitali
- Restauri infiltrati

Il puntale Diagnostico SDI può portare alla luce tali problemi prima ancora che essi vengano evidenziati dalla radiografia.

Sicuro

Il puntale Diagnostico SDI utilizza un LED bianco a 5W ad alta potenza che emette lunghezze d'onda nello spettro tra 400-750nm, escludendo in maniera sicura l'emissione nelle lunghezze d'onda dell'ultravioletto e dell'infrarosso. Esso è pertanto lo strumento ideale per le pazienti in stato di gravidanza, per pazienti sottoposti a trattamenti mediante radiazioni, bambini, o pazienti che non possono essere sottoposti ad accertamenti radiografici.



5 anni di garanzia

Diversamente dagli altri puntali diagnostici, il puntale Diagnostico SDI ha 5 anni di garanzia.

Altri puntali

La lampada Radii Plus ha altri puntali sostituibili: Ortho e Bleach.



Radii Plus Puntale LED Diagnostico	5600068
Radii Plus Puntale LED Sbiancamento dente singolo	5600058
Radii Plus Puntale LED Ortodontico (Ortho)	5600059
Radii Plus Puntale LED Standard	5600060
Radii Plus (Australia / Nuova Zelanda)	5600050
Radii Plus (Nord e Sud America / Asia)	5600052
Radii Plus (Europa)	5600053
Radii Plus (Regno Unito)	5600051

(1) Dati del Produttore del LED.

Foto concesse cortesemente dal Dr. Geoff Knight e John C. Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, New York.



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



Carie non rilevata



Carie identificata



Carie rimossa

