

points

DISPOSABLE BRUSH APPLICATORS

EINWEG PINSELAPPLIKATOR

BRUSH-APLICADORES DESCARTÁVEIS




MICRO-PINCELES APLICADORES DESECHABLES

PINCEAUX-APPLICATEURS JETABLES

APPLICATORI MONOUSO

ディスポーザブル・ブラシアプリケーター

拋棄式塗刷



SDI

points

Le punte applicatrici monouso sono utilizzate per applicare piccole quantità di prodotto nelle zone difficili da raggiungere

Points sono resistenti ai solventi presenti nei prodotti dentali

Fibre resistenti ai solventi

Le fibre delle punte sono resistenti ai solventi.

Fibre non assorbenti

Le fibre non si sfaldano durante l'utilizzo, trattenendo la soluzione fino all'applicazione

Tre Misure

Le tre diverse misure di points, superfine, fine e medium, consentono di prelevare differenti quantità di materiale.

Scelta del colore

La varietà dei colori consente di utilizzare punte diverse in ogni passaggio del trattamento.

Materiale morbido e flessibile

Possono essere curvate per un migliore accesso alle zone da trattare.

Indicazioni


- Applicazione di sigillanti
- Applicazione di adesivi
- Applicazione di mordenzanti
- Applicazione di sottofondi
- Soluzioni astringenti e coloranti
- Rimozione della resina in eccesso
- Condensazione dell'idrossido di calcio nei canali radicolari



Points porpora - superfine

riordino 8100122

1 x 400 points viola - superfine



Points verde scuro - fine

riordino 8100116

1 x 400 points verde scuro - fine



Points blu scuro - medium

riordino 8100118

1 x 400 points blu scuro - medium

Points verde chiaro

riordino 8100117

1 x 400 points verde chiaro - fine

Points blu chiaro - medium

riordino 8100119

1 x 400 Points blu chiaro - medium



Assortimento points - tutte le misure

riordino 8100123

1 x 100 points viola - superfine

1 x 100 points verde scuro - fine

1 x 100 points verde chiaro - fine

1 x 100 points blu scuro - medium

ISTRUZIONI

- 1 Possono essere utilizzate sia dritte che curvate

a



b



- 2 Immergere la punta applicatrice nella soluzione ed applicare nella zona da trattare

- 3 Gettare la punta applicatrice dopo ogni applicazione

Consiglio: Utilizzare punte applicatrici di diversi colori per applicare più prodotti, al fine di evitare errori



Prodotto in Australia da SDI Limited
Bayswater, Victoria 3153
Australia 1 800 337 003
USA & Canada 1 800 228 5166
Brasile 0800 770 1735

Germania 0800 100 5759
Francia 00800 022 55 734
Regno Unito 00800 022 55 734
Spagna 00800 022 55 734
www.sdi.com.au

