

# TERAZ ŁATWIEJ NIŻ KIEDYKOLWIEK

## 4 ODCIENIE =

prosta technika pracy,  
doskonałe wypełnienie  
za każdym razem!



Your Smile. Our Vision.  
[www.sdi.com.au](http://www.sdi.com.au)




## aura eASY

ultra uniwersalny materiał odtwórczy

# Prosty sposób na piękne wypełnienia

## Łatwa aplikacja ułatwiająca modelowanie

Zoptymalizowana konsystencja, nie przywierająca do instrumentów ułatwiająca modelowanie i aplikację.



## Łatwe i świetnie wyglądające wypełnienia

Dzięki unikalnemu połączeniu wypełniacza i żywicy uzyskano materiał o wysokiej wytrzymałości i estetyce co w rezultacie pozwala uzyskać trwałe i piękne wypełnienie.

## eASY wytrzymuje próbę czasu

Materiał można polimeryzować w warstwach do 3mm, a dzięki wysokiej wytrzymałości na ściskanie i zginanie oraz niskiej kurczliwości, i w konsekwencji szczelności brzeżnej możemy uzyskać trwałe i wytrzymałe wypełnienia.

2.21%

**Niski skurcz polimeryzacyjny kompozytu aura eASY** wydłuża żywotność wypełnień.

115 MPa

**Doskonała wytrzymałość na zginanie kompozytu aura eASY** daje odporność na złamanie.

375 MPa

**Wysoka wytrzymałość na ściskanie kompozytu aura eASY** daje dużą odporność na siły ścierające występujące w jamie ustnej.

## Łatwy dobór koloru do większości wypełnień w odcinku bocznym i przednim.

Za pomocą zaledwie czterech uniwersalnych odcieni eliminujemy trudności z właściwym doбором koloru.

Zgodność odcieni kompozytu **aura eASY** z kolornikiem Vita ułatwia dobór koloru i pozwala na uzyskanie znakomitej odbudowy w większości przypadków w codziennej pracy.

Dzięki zastosowaniu kompozytu **aura eASY** upraszczamy procedury zmniejszając ilość stosowanych kolorów ułatwiając w ten sposób codzienną pracę.



*Tak naprawdę zyskujesz więcej kupując i magazynując mniej.*

## aura eASY to łatwy wybór dla twojego gabinetu

- 4 odcienie pokrywają 8 odcieni VITA classical A1-D4®
- Zwiększona odporność na ścieranie i wytrzymałość
- Łatwe polerowanie na wysoki połysk za każdym razem
- Nie przywierająca do instrumentów konsystencja
- 4 universalne odcienie minimalizujące zapasy w gabinecie
- Nie spływa i utrzymuje swój kształt

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4

Przybliżone odpowiedniki w kolorniku VITA classical A1-D4®



“ Stosując kompozyt **aura eASY** uzyskuję doskonały efekt estetyczny dzięki tylko czterem odcieniom. Łatwy dobór koloru ułatwia i skraca czas pracy bez kompromisów. **aura eASY** nadaje się również do wypełnień w odcinku przednim co czyni go materiałem uniwersalnym.

Dr Michał Kowalik, DMD



Dr Terry Wong (Australia)



Dr Hugh Flax (USA)



# Informacje dotyczące zamówienia

NUMER PARTII	ILOŚĆ	STRZYKAWI
8565112		<b>aura eASY Zestaw strzykawk</b>
	4x1	4g strzykawk (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	<b>aura eASY</b> kolornik
		<b>aura eASY Strzykawk</b>
8560020	1	ae1 – 4g
8560021	1	ae2 – 4g
8560022	1	ae3 – 4g
8560023	1	ae4 – 4g



NUMER PARTII	ILOŚĆ	KOMPLET
8565113		<b>aura eASY Zestaw kompletów</b>
	20x4	0.25g kompletny (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	<b>aura eASY</b> kolornik
		<b>aura eASY Komplet</b>
8565020	20	ae1 – 0.25g
8565021	20	ae2 – 0.25g
8565022	20	ae3 – 0.25g
8565023	20	ae4 – 0.25g



Your Smile. Our Vision.  
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 0800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166