



riva self cure + riva self cure HV

chemoutwardzalny materiał
glasjonomerowy,
wzmacniający zęby

- Silna wymiana zębiny
- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Wysokie uwalnianie i odnawialny rezerwuar fluoru
- Brak skurczu
- Doskonale przyleganie brzeżne

Specjalne funkcje Riva Self Cure HV

- Plastyczny i łatwy w kształtowaniu – nie klei się do narzędzi

porównuje się do::

Fuji IX GP* Fuji IX GP Extra*
Ketac Molar*

Riva Self Cure:

Opakowania po 50 kapsułek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills

Odcienie: A1, A2, A3,
A3.5, A4, B2 and B3
wersja wolnowiążąca lub
szybkowiążąca

Riva Self Cure HV:

Opakowania po 50 kapsułek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5

ochronna końcówka
aplikacyjna
w kapsułce



riva light cure + riva light cure HV

wiatłoutwardzalny materiał
glasjonomerowy
modyfikowany żywicą

- Pomarańczowa, ochronna końcówka aplikacyjna w kapsułce zabezpiecza materiał przez zbyt wczesnym związaniem w wyniku kontaktu ze światłem
- Nie zawiera bisfenolu A
- Wysoka stabilność koloru
- Wyjątkowa estetyka

Specjalne funkcje Riva Light Cure HV

- Łatwość opracowywania i rzeźbienia w materiale

porównuje się do:

Fuji II LC* Photac-Fil Quick*

Riva Light Cure:

Opakowania po 50 kapsułek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills

Odcienie: A1, A2, A3, A3.5,
A4, B2, B3, B4, C2, C4, Bleach

Riva Light Cure HV:

Opakowania po 50 kapsułek
Odcienie: A1, A2, A3, A3.5, B1

riva silver

niezawierający rtęci,
chemoutwardzalny, glasjonomerowy
materiał odtwórczy

- Wzmocniony srebrem
- Kontrast na zdjęciach RTG
- Łatwy w opracowaniu
- Brak skurczu
- Idealny do odbudowy zrębu koronowego
- Świetne właściwości mechaniczne bezpośrednio po aplikacji materiału – zastosowanie u dzieci i trudnych pacjentów
- Wysokie uwalnianie i odnawialny rezerwuar fluoru

porównuje się do:

Miracle Mix* Ketac Silver*

Riva Silver:

Opakowania po 50 kapsułek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills

Odcienie: Jasnoszary





riva protect

**chemoutwardzalny materiał
glasjonomerowy do wypełniania
bruzd, szczelin i ochrony
powierzchni zębów**

- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Występuje w wersji normalnie i szybko wiążącej
- Technologia ACP – skuteczna remineralizacja
- Profilaktyka próchnicy – niezwykle wysokie uwalnianie i odnawialny rezerwuuar fluoru
- Niski współczynnik lepkości pozwala na dobrą penetrację i uszczelnienie zagłębień anatomicznych zębów

porównuje się do:

Fuji VII* Fuji Triage*

Riva Protect:

Opakowania po 50 kapsulek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills

Odcienie: Różowy i biały
wersja wolnowiążąca lub
szybkowiążąca



riva luting

**konwencjonalny cement
glasjonomerowy do osadzania
prac protetycznych**

- Chemiczne połączenie z tkankami zęba i stopami metali
- Nie zawiera bisfenolu A i metakrylatu HEMA
- Minimalna grubość warstwy – łatwość zapływania pomiędzy zęba i pracę protetyczną
- Łatwe postępowanie z materiałem
- Niska rozpuszczalność

porównuje się do:

Fuji I* Ketac Cem*

Riva Luting:

Opakowania po 50 kapsulek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills



riva luting plus

**modyfikowany żywica cement
glasjonomerowy do osadzania
prac protetycznych**

- Chemiczne połączenie z tkankami zęba i stopami metali
- Nie zawiera bisfenolu A
- Wysoka wytrzymałość na zginanie – redukcja mikropęknięć
- Niska rozpuszczalność
- Wysoka odporność na działanie kwasów
- Wysoka siła wiązania
- Opatentowana technologia ionglass™ - wysoki poziom wymiany jonów

Riva Luting Plus compares to:

Fuji Plus* Relyx Luting Cement*

Riva Luting Plus:

Opakowania po 50 kapsulek
Proszek/Płyn kits
Proszek refills
Płyn refills



riva applicator 2

łśniący, piękny i skuteczny

- ergonomiczny kształt i maksymalny komfort użytkowania
- łatwy do wyczyszczenia – sterylizacja w autoklawie
- wygodna aplikacja materiałów odtwórczych
- pewne umocowanie kapsułki w aplikatorze – pełna kontrola
- znakomicie zaprojektowane elementy mechaniczne z nierdzewnej stali
- skuteczność i trwałość

riva coat

- chroni wypełnienia z cementów szkło-jonomerowych przed zanieczyszczeniem śliną lub wodą przez 24 godziny od aplikacji do ubytku
- Butelka 5mL (5.75g)

riva conditioner

- łagodny roztwór kwasu poliakrylowego
- częściowo usuwa warstwę mazistą
- Butelka 10mL (10g)