

# Informação de encomenda

# AGORA É MAIS FÁCIL DO QUE NUNCA COM **eASY**

**4 CORES =**  
Restauros simples e brilhantes, sempre!



REFERÊNCIA	QTD	SERINGAS
8565112		<b>Kit Seringas</b>
	4	Seringa 4g (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	Guia de cores aura eASY
		<b>Recargas</b>
8560020	1	ae1 – 4g
8560021	1	ae2 – 4g
8560022	1	ae3 – 4g
8560023	1	ae4 – 4g



REFERÊNCIA	QTD	CÁPSULAS
8565113		<b>Kit Cápsulas</b>
	80	Cápsulas de 0.25g (ae1, ae2, ae3, ae4)
	1	Guia de cores aura eASY
		<b>Recargas</b>
8565020	20	ae1 – 0.25g
8565021	20	ae2 – 0.25g
8565022	20	ae3 – 0.25g
8565023	20	ae4 – 0.25g



Your Smile. Our Vision.  
www.sdi.com.au

Australia 1 800 337 003  
Austria 00800 0225 5734  
Brazil 0800 770 1735  
France 00800 0225 5734  
Germany 0800 1005759  
Ireland 00800 0225 5734

Italy 00800 0225 5734  
New Zealand 0800 734 034  
Spain 00800 0225 5734  
United Kingdom 00800 0225 5734  
USA & Canada 1 800 228 5166

Portuguese - Portugal - Ver A  
15-09-2017



Your Smile. Our Vision.  
www.sdi.com.au



**aura eASY**  
ultra universal restorative material

# As restaurações estéticas


# tornaram-se ainda mais fáceis

## Manuseio fácil e sem esforço

A sua consistência otimizada e não colante simplifica o ato de esculpir e compactar.

## Restauros elegantes

A sua mistura proporciona a força e a estética necessárias em restaurações de longa duração.



## Resistência ao teste do tempo

Consegue-se obter restaurações resistentes e robustas devido à profundidade de três milímetros, à alta compressão e à resistência à flexão.

2.21%

### Baixa retração volumétrica

O **aura eASY** proporciona um stress reduzido em restaurações de longa duração.

115 MPa

### Excelente resistência à flexão

O **aura eASY** resiste às principais deformações sem fracturar.

375 MPa

### Forte resistência à compressão

O **aura eASY** resiste às elevadas forças de compressão na boca.

## As cores de **eASY** correspondem à maioria das restaurações posteriores e anteriores

Acabe com a dificuldade de encontrar a cor correcta para as suas restaurações. Com **eASY** só tem que decidir entre 4 tons universais.

Com cores que são equidistantemente colocadas no espectro de saturação de cor e facilmente equivalem à cor VITA®, **aura eASY** simplifica-lhe a personalização de cores para a maioria de suas necessidades diárias.

**aura eASY** simplifica os seus procedimentos, minimiza o seu stock e torna tudo mais fácil.



*Vai conseguir dar mais, por menos.*

## **aura eASY** é a escolha inteligente para o seu consultório

- Maior resistência ao desgaste
- Acabamento de alto brilho
- A consistência não colante facilita o processo
- Simples de esculpir
- Mantém sempre a sua forma
- Preenchimento rápido e fácil em segundos

A1/B1 ≈ ae1

A2/B2 ≈ ae2

A3/B3 ≈ ae3

A3.5/B4 ≈ ae4



“Depois de estar a utilizar o **aura** há alguns dias no meu consultório, foi fácil constatar que as quatro cores eram tudo que eu necessitava. O seu manuseamento e a correspondência de cor facilitam muito as restaurações, sendo rápidas e maravilhosas.

Dr Lori Trost, DMD



Dr Terry Wong (Australia)



Dr Hugh Flax (USA)