

diagnostic tip

RADII PLUS DIAGNOSTIC LED ATTACHMENT

LED AUFSATZ ZUR DIAGNOSTIK

PONTEIRA LED PARA DIAGNÓSTICO


ADITAMENTO LED PARA DIAGNÓSTICO

EMBOUT DE DIAGNOSTIC L.E.D.

PUNTALE LED DIAGNOSTICO

KOŃCÓWKA DIAGNOSTYCZNA

诊断用LED附件



SDI



examine seus pacientes com uma luz diferente!

diagnostic tip



Simple de usar

A ponteira para diagnóstico da SDI se encaixa facilmente no fotopolimerizador LED Rádii Plus, aumentando ainda mais a funcionalidade do seu LED.

Ilumina o escuro


A ponteira para diagnóstico ilumina aquelas áreas difíceis auxiliando na identificação de:

- Rachaduras nos dentes
- A profundidade de uma fratura subgingival
- Cálculos subgingivais
- Cáries interproximais
- Cáries onde a imagem da radiografia é questionável
- Remoção de cáries dentro de uma nova preparação
- Aberturas escondidas de canais na raiz
- Dentes não-vitais
- Restaurações com infiltrações

A ponteira para diagnóstico da SDI pode até detectar estes problemas antes mesmo de qualquer evidência de problemas apareça nas radiografias.

Seguro

A Ponteira para Diagnóstico da SDI utiliza um LED de alta intensidade de 5W que emite ondas de comprimento numa escala de 400-750nm, excluindo de forma segura todas as saídas de luz infravermelha e ultravioleta. Isto é ideal para pacientes gestantes, pacientes que recebem tratamento por radiação, crianças irrequietas ou pacientes que não podem tirar radiografias.



5 anos de garantia

Diferentemente de outras ponteiras para diagnóstico, a Ponteira para Diagnóstico da SDI possui 5 anos de garantia.

Outras ponteiras

O Rádii Plus também possui outras ponteiras removíveis: Ortodôntica e de Clareamento.



Rádii Plus Ponteira para Diagnóstico	5600068
Rádii Plus Ponteira para Clareamento de um único dente	5600058
Rádii Plus Ponteira Ortodôntica	5600059
Rádii Plus Ponteira Padrão	5600060
Rádii Plus (Austrália e Nova Zelândia)	5600050
Rádii Plus (Américas do Sul e Norte/Ásia)	5600052
Rádii Plus (Europa)	5600053
Rádii Plus (Reino Unido)	5600051

(1) Informação do fabricante do LED.

As fotos são cortesia do Dr. Geoff Knight e John C. Comisi DDS, FAGD, FACD, Ithaca, Nova York



Made in Australia by SDI Limited
 Bayswater, Victoria 3153
 Australia 1 800 337 003
 Austria 00800 022 55 734
 Brazil 0800 770 1735
 France 00800 022 55 734
 Germany 0800 100 5759
 Ireland 01 886 9577
 Italy 800 780625
 New Zealand 0800 734 034
 Spain 00800 022 55 734
 United Kingdom 00800 022 55 734
 USA & Canada 1 800 228 5166
www.sdi.com.au



Cáries não detectadas



Cáries não detectadas em radiografia

Cáries identificadas



Deteção de cáries

Cáries removidas

